

Invacare® **MyOn^{HC} Rigid**

CE

HMV-Nr.: I8.50.03.5002





Benutzergewicht: **max. 100 bzw. 130 kg****Grundpreis: 2.107,00 €**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

☐ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ♦ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

| Art.-Nr. | Gewicht des Patienten = Beschreibung | kg | € |
|--|---|----|-------------|
| SJF0100 | Invacare® MyOn^{HC} Rigid Standardkonfiguration: - Aktiv-Rollstuhl mit festem 80°-Vorderrahmen - fester 90°-Rücken - feste Rückenhöhe 400 mm, 7°, mit festen langen Schiebegriffen - gepolsterte, anpassbare Rückenbespannung, tiefeinstellbare Sitzbespannung - hochklappbare Fußplatten - abnehmbarer Radspritzschutz - vielfältig einstellbar - Auswahl aus 10 Sitzbreiten (305-530 mm), 7 Sitztiefen (350-500 mm), 8 vorderen Sitzhöhen (360-535 mm), 7 hinteren Sitzhöhen (360-510 mm), 9 Rückenhöhen (300 - 500 mm) und Unterschenkelängen 160-525 mm - Auswahl aus 7 Standard-Farben - 5" x 1.3/8" Alu-Softroll Vorderräder, 24" Standard-Hinterräder gekreuzt gespeicht mit grauer Luftbereifung und Alu-Greifreifen - 4 verschiedene Hinterradpositionen - Standard-Druckbremse | | 2.107,00 |
| SJFSPEC | Sonderbau | | auf Anfrage |
| RAHMENAUSFÜHRUNG | | | |
| SJF0200 | Invacare® MyOn^{HC} Rigid mit wegschwenkbaren Beinstützen (NC: einteilige Fußplatte) | | ○ |
| SJF0210 | Invacare® MyOn^{HC} Rigid mit festem 80°-Vorderrahmen | | ♦ |
|  0200  0210 | | | |
| ANTRIEBSVERSION | | | |
| SJF0300 | Greifreifenantrieb | | ♦ |
| SITZ | | | |
| SITZBREITEN (SB) (Bitte unbedingt die SB-ST-Kombination mit der beistehenden Tabelle auf Kompatibilität abgleichen) | | | |
| SJFI000 | 305 mm ^{1) 2) 3) 4)} | | ○ |
| SJFI010 | 330 mm ^{1) 2) 3)} | | ○ |
| SJFI020 | 355 mm ^{1) 3)} | | ○ |
| SJFI030 | 380 mm | | ○ |
| SJFI040 | 405 mm | | ○ |
| SJFI050 | 430 mm | | ○ |
| SJFI060 | 455 mm | | ○ |
| SJFI070 | 480 mm | | ○ |
| SJFI075 | 505 mm | | ○ |
| SJFI078 | 530 mm ¹⁾ | | ○ |
|  Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen. | | | |
| 1) Nur mit Standard-Sitzkissen 2) NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 160-375 mm 3) NC: Winkleinstellbare Beinstützenoberteile, feste Rückenstrebe 4) NC: Invacare Matrx® Positionierungsrücken | | | |
| SITZTIEFE (ST) (Bitte unbedingt die SB-ST-Kombination mit der beistehenden Tabelle auf Kompatibilität abgleichen) | | | |
| SJFI100 | 350 mm ^{1) 2)} | | ○ |
| SJFI110 | 375 mm ²⁾ | | ○ |
| SJFI120 | 400 mm | | ○ |
| SJFI130 | 425 mm | | ○ |
| SJFI140 | 450 mm | | ○ |
|  Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr, bis Vorderkante Sitzbespannung. | | | |

Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelänge.

223

| | | | |
|---------|---|--|-----------------------|
| SJFI150 | 475 mm | | <input type="radio"/> |
| SJFI160 | 500 mm | | <input type="radio"/> |
| SJFI170 | 350-400 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 375 mm) ²⁾ | | <input type="radio"/> |
| SJFI180 | 400-450 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 425 mm) | | <input type="radio"/> |
| SJFI190 | 450-500 mm einstellbare Sitztiefe (voreingestellt bei 475 mm) | | <input type="radio"/> |


1) NC: Winkleinstellbare Beinstützenoberteile, 6"/7"-Vorderräder

2) NC: Hinterradposition I (bei ST 350 mm auch Hinterradposition 2), Armlehnenrohre, Invacare® Matrix® & Flo-tech® Sitzkissen

| | | Sitzbreite in mm | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|
| | mm | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | 455 | 480 | 505 | 530 |
| Sitztiefe in mm | 350 | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | 375 | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| | 400 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 425 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 450 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 475 | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | 500 | | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | x | Max. Nutzergewicht 100 kg | | | | x | Max. Nutzergewicht 130 kg | | | |

SITZHÖHE VORN (gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden)

| | | | |
|---------|--|--|-----------------------|
| SJFI200 | 360 mm (NC: 4"x1.3/8" Alu-Softroll, 5", 6" und 7" Vorderräder, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 295-420 mm und UL 400-525 mm und Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 360-500 mm) | | <input type="radio"/> |
| SJFI210 | 385 mm (NC: 4", 5"x1.3/8" Alu-Softroll, 6" und 7" Vorderräder, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 400-525 mm) | | <input type="radio"/> |
| SJFI220 | 410 mm (NC: 6" und 7" Vorderräder) | | <input type="radio"/> |
| SJFI230 | 435 mm (NC: 7" Vorderräder) | | <input type="radio"/> |
| SJFI240 | 460 mm | | <input type="radio"/> |
| SJFI250 | 485 mm | | <input type="radio"/> |
| SJFI260 | 510 mm (NC: 4" Vorderräder) | | <input type="radio"/> |
| SJFI270 | 535 mm (NC: 90°-Beinstützenoberteile, 4", 5" und 6" Vorderräder, 350 - 400 mm) | | <input type="radio"/> |




Sitzhöhe vorn
gemessen von
Oberkante
Sitzrohr vorne
bis Boden.

SITZHÖHE HINTEN (gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden;

Max. Differenz zwischen SHv-SHh = 80 mm oder 9°; SHv muss immer höher als SHh sein)

| | | | |
|---------|---|--|-----------------------|
| SJFI300 | 360 mm (NC: 25"-Hinterräder, 24"-Hinterräder nur in Verbindung mit Kleiderschutz) | | <input type="radio"/> |
| SJFI310 | 385 mm | | <input type="radio"/> |
| SJFI320 | 410 mm | | <input type="radio"/> |
| SJFI330 | 435 mm | | <input type="radio"/> |
| SJFI340 | 460 mm | | <input type="radio"/> |
| SJFI350 | 485 mm (NC: 22"-Hinterräder) | | <input type="radio"/> |
| SJFI360 | 510 mm, nur mit 25"-Hinterrädern | | <input type="radio"/> |



Sitzhöhe hinten
gemessen
von Rollstuhl
Oberkante
Sitzrohr hinten
bis Boden.

| Sitzhöhe vorn (SHv) | | mögliche Sitzhöhen hinten | Sitzhöhe hinten (SHh) | | | | |
|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--|-----|--|-----|
| 360 | | | 360 | | | | |
| 385 | | | 385 | | 360 | | |
| 410 | | | 410 | | 385 | | 360 |
| 435 | | | 435 | | 410 | | 385 |
| 460 | | | 460 | | 435 | | 410 |
| 485 | | | 485 | | 460 | | 435 |
| 510 | | | 510 | | 485 | | 460 |
| 530 | | | | | 510 | | 485 |

SITZPOLSTER

| | | | |
|---------|---|--|---|
| SJFI520 | Anpassbare Sitzbespannung, tiefeinstellbar (-50 mm) | | ◆ |
|---------|---|--|---|




I520

RÜCKEN

1) RÜCKENAUSFÜHRUNG

| | | | |
|---------|--|--|--------|
| SJF2000 | Fester Rückenwinkel 90° | | ◆ |
| SJF2010 | Winkleinstellbarer Rücken -15° - +15°, 90° voreingestellt | | 153,00 |
| SJF2020 | Winkleinstellbarer u. faltbarer Rücken -15° bis +15°, abklappbar und auf Sitzfläche verriegelbar | | 205,00 |



2000

2010

2020

| | | | |
|--|--|--|--------|
| Bitte beachten Sie: Nach Wahl der Rückenausführung (1) fahren Sie fort mit Auswahl der Rückenhöhe FEST (2) ODER! Auswahl Rückenhöhe EINSTELLBAR (3) in Verbindung mit Schiebegriffen (4) | | | |
| 2) RÜCKENHÖHE FEST (Bespannung bis zu 50 mm in der Höhe einstellbar) | | | |
| SJF2143 | Fester Rücken, 7°, Höhe 350 mm, mit festen kurzen Schiebegriffen (NC: Rückenpolster Standard, Trommelbremse, Transportbefestigungskit) | | ○ |
| SJF2150 | Fester Rücken, 7°, Höhe 375 mm, mit festen langen Schiebegriffen (NC: Transportbefestigungskit) | | ○ |
| SJF2153 | Fester Rücken, 7°, Höhe 400 mm, mit festen langen Schiebegriffen | | ◆ |
| SJF2160 | Fester Rücken, 7°, Höhe 425 mm, mit festen langen Schiebegriffen | | ○ |
| SJF2163 | Fester Rücken, 7°, Höhe 450 mm, mit festen langen Schiebegriffen | | ○ |
| SJF2170 | Fester Rücken, 7°, Höhe 475 mm, mit festen langen Schiebegriffen | | ○ |
| SJF2173 | Fester Rücken, 7°, Höhe 500 mm, mit festen langen Schiebegriffen | | ○ |
| 3) RÜCKENHÖHE EINSTELLBAR (Die Wahl eines Invacare® Matrix® Positionierungsrückens schränkt den Einstellbereich der Rückenhöhe ein.) | | | |
| SJF2300 | Höheneinstellbarer Rücken, 360-400 mm, bei 400 mm voreingestellt | | 50,00 |
| SJF2310 | Höheneinstellbarer Rücken, 410-490 mm, bei 450 mm voreingestellt | | 50,00 |
| 4) SCHIEBEGRIFFE (AUSZUWÄHLEN WENN RÜCKENHÖHE EINSTELLBAR GEWÄHLT WURDE) | | | |
| SJF2400 | Ohne Schiebegriffe, Rückenrohre 7° Lumbalknick (NC: Trommelbremse, Ankipphilfe) | | ◆ |
| SJF2410 | Schiebegriffe rückversetzt, höhenverstellbar (+150 mm), 7° Lumbalknick (NC: Rückenpolster Standard fest) | | 215,00 |
| SJF2420 | Schiebegriffe höhenverstellbar (+135 mm) integriert, 0° Lumbalknick (NC: Invacare Matrix® Rücken) | | 195,00 |
| Invacare® Matrix®-POSITIONIERUNGSRÜCKEN (NC: feste Rückenstrebe) | | | |
| Bei Wahl eines Invacare® Matrix® Positionierungsrückens verlängert sich die Lieferzeit um 5 Arbeitstage. Der Einstellbereich der höhenverstellbaren Rückenrohre wird eingeschränkt. | | | |
| SJF2430 | Invacare Matrix® Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 160 mm | | 725,00 |
| SJF2432 | Invacare Matrix® Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 210 mm | | 725,00 |
| SJF2434 | Invacare Matrix® Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 260 mm | | 725,00 |
| SJF2436 | Invacare Matrix® Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 310 mm | | 725,00 |
| SJF2438 | Invacare Matrix® Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 360 mm | | 725,00 |
| SJF2460 | Invacare Matrix® Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 410 mm | | 725,00 |
| SJF2465 | Invacare Matrix® Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 460 mm | | 725,00 |
| SJF2440 | Invacare Matrix® Elite E2 inkl. Halterung, Höhe 510 mm | | 725,00 |
| SJF2442 | Invacare Matrix® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 160 mm | | 877,00 |
| SJF2444 | Invacare Matrix® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 210 mm | | 877,00 |
| SJF2446 | Invacare Matrix® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 260 mm | | 877,00 |
| SJF2448 | Invacare Matrix® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 310 mm | | 877,00 |
| SJF2452 | Invacare Matrix® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 360 mm | | 877,00 |
| SJF2470 | Invacare Matrix® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 410 mm | | 877,00 |
| SJF2475 | Invacare Matrix® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 460 mm | | 877,00 |
| SJF2478 | Invacare Matrix® Elite E2 Deep inkl. Halterung, Höhe 510 mm | | 877,00 |
| RÜCKENBREITE Invacare® Matrix® RÜCKEN (bitte nachstehende Konfigurationstabelle beachten) | | | |
| SJF2481 | 360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm) | | ○ |
| SJF2482 | 380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm) | | ○ |
| SJF2484 | 410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm) | | ○ |
| SJF2486 | 430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm) | | ○ |
| SJF2488 | 460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm) | | ○ |
| SJF2490 | 480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm) | | ○ |
| SJF2492 | 510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm) | | ○ |



feste kurze
Schiebegriffe



feste lange
Schiebegriffe



2300/2310



2400



2410



2420

| | mm | Sitzbreite in mm | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--|--|
| | | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | 455 | 480 | 505 | 530 | | | |
| | | 360 | 380 | 410 | 430 | 460 | 480 | 510 | 530 | 550 | 570 | | | |
| Invacare Matrix[®] Rückenbreite | 360 | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | | X | | | |
| | 380 | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | X | | | |
| | 410 | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | X | | | |
| | 430 | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | X | | | |
| | 460 | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | X | X | | | |
| | 480 | X | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | 510 | X | X | X | X | X | X | X | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| RÜCKENPOLSTER | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF2500 | Ohne Rückenbespannung | | | | | | | | | | | ○ | | |
| SJF2505 | Rückenpolster Standard, fest, mit Reflektorstreifen und Rückentasche (NC: feste Rückenstrebe) | | | | | | | | | | | ○ | | |
| SJF2510 | Gepolsterte Rückenbespannung anpassbar, mit Reflektorstreifen und Rückentasche | | | | | | | | | | | ◆ | | |
| BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN | | | | | | | | | | | | | | |
| BEINSTÜTZENOBerteile RECHTS | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF3000 | Ohne Beinstütze rechts | | | | | | | | | | | - 25,00 | | |
| SJF3010 | 70° Beinstützenoberteil rechts, schwarz (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm) | | | | | | | | | | | ○ | | |
| SJF3020 | 80° Beinstützenoberteil rechts (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm) | | | | | | | | | | | ◆ | | |
| SJF3030 | 90° Beinstützenoberteil rechts (NC: Fußplatte hochklappbar rechts, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, 6"/7" Vorderräder) | | | | | | | | | | | ○ | | |
| SJF3040 | Winkeleinstellbares Beinstützenoberteil 0°- 75° rechts, inkl. Wadenpolster (bei einer Sitzhöhe von 360 bzw. 385 mm und einer Unterschenkelhöhe größer 400 mm reduziert sich der Einstellbereich der Beinstütze), (NC: einteiliges Fußbrett, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen mit UL 160-375 mm, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, einstellbares Wadenband) | | | | | | | | | | | 106,00 | | |
| SJF3050 | Amputationsbeinstütze rechts (NC: Fußplatte hochklappbar rechts, Fußplatte hochklappbar tiefen- u.winkelverstellbar rechts, einteiliges Fußbrett, Druckbremsen, einstellbares Wadenband, Taschenhalter) | | | | | | | | | | | 161,00 | | |
| BEINSTÜTZENOBerteile LINKS | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF3100 | Ohne Beinstütze links | | | | | | | | | | | - 25,00 | | |
| SJF3110 | 70° Beinstützenoberteil links, schwarz (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm) | | | | | | | | | | | ○ | | |
| SJF3120 | 80° Beinstützenoberteil links (NC: Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm) | | | | | | | | | | | ◆ | | |
| SJF3130 | 90° Beinstützenoberteil links (NC: Fußplatte hochklappbar links, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 mm und UL 360-500 mm, 6"/7" Vorderräder) | | | | | | | | | | | ○ | | |
| SJF3140 | Winkeleinstellbares Beinstützenoberteil 0°- 75° links, inkl. Wadenpolster (bei einer Sitzhöhe von 360 bzw. 385 mm und einer Unterschenkelhöhe größer 400 mm reduziert sich der Einstellbereich der Beinstütze), (NC: einteiliges Fußbrett, Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 160-375 mm, Einschubrohr für festen Vorderrahmen UL 320-460 und UL 360-500 mm und einstellbares Wadenband) | | | | | | | | | | | 106,00 | | |
| SJF3150 | Amputationsbeinstütze links (NC: Fußplatte hochklappbar links, Fußplatte hochklappbar tiefen- u.winkelverstellbar links, einteiliges Fußbrett, Druckbremsen, einstellbares Wadenband, Taschenhalter) | | | | | | | | | | | 161,00 | | |
| FUSSPLATTEN RECHTS (inkl. Fersenbänder) | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF3200 | Fußplatte hochklappbar rechts (NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 285-375 mm) | | | | | | | | | | | ◆ | | |
| SJF3210 | Fußplatte hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar rechts | | | | | | | | | | | ○ | | |
| EINTEILIGES FUSSBRETT (inkl. Fersenbänder) | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF3230 | Einteiliges Fußbrett nach rechts hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar (NC: Einschubrohre für wegschwenkbaren Beinstützen) | | | | | | | | | | | 202,00 | | |
| FUSSPLATTEN LINKS (inkl. Fersenbänder) | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF3300 | Fußplatte hochklappbar links (NC: Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen UL 285-375 mm) | | | | | | | | | | | ◆ | | |
| SJF3310 | Fußplatte hochklappbar, tiefen-u.winkelverstellbar links | | | | | | | | | | | ○ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |



| EINSCHUBROHR für Vorderrahmen mit wegschwenkbaren Beinstützen (Gewählte UL für geteilte Fußplatten hochklappbar; bei einteiligem Fußbrett +15 mm) | | | |
|--|--|--------|----------------------------------|
| SJF3400 | Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 160-375 mm (NC: Taschenhalter) | | <input type="radio"/> |
| SJF3410 | Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 285-375 mm | | <input type="radio"/> |
| SJF3420 | Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 295-420 mm | | <input type="radio"/> |
| SJF3430 | Einschubrohr für wegschwenkbare Beinstützen, UL 400-525 mm | | <input type="radio"/> |
| EINSCHUBROHR für festen Vorderrahmen (Gewählte UL für geteilte Fußplatten hochklappbar; bei einteiligem Fußbrett +15 mm) | | | |
| SJF3440 | Einschubrohr für festen Vorderrahmen, UL 320-460 mm | | <input type="radio"/> |
| SJF3450 | Einschubrohr für festen Vorderrahmen, UL 360-500 mm | | <input type="radio"/> |
| ARMLEHNEN / SEITENTEILE | | | |
| KLEIDERSCHUTZ/RADSPRITZSCHUTZ | | | |
| SJF3700 | Ohne Kleiderschutz / Radspritzschutz | | <input type="radio"/> |
| SJF3750 | Kleiderschutz (NC: Armlehnen) | | <input type="radio"/> |
| SJF3800 | Abnehmbarer Radspritzschutz (NC: Armlehnen, Trommelbremse) | | <input checked="" type="radio"/> |
| ARMLEHNEN RECHTS | | | |
| SJF4000 | Ohne Armlehne, rechts | | <input type="radio"/> |
| SJF4010 | Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, Desk, 280 mm Polster, rechts (NC: Hinterradposition 1 und 2) | | <input type="radio"/> |
| SJF4020 | Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, lang, 380 mm Polster, rechts | | <input type="radio"/> |
| SJF4030 | Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, Desk, 280 mm Polster, rechts | 106,00 | |
| SJF4040 | Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, lang, 380 mm Polster, rechts | 106,00 | |
| SJF4050 | Armlehnrohr, abschwenkbar, gepolstert, rechts | 123,00 | |
| ARMLEHNEN LINKS | | | |
| SJF4100 | Ohne Armlehne links | | <input type="radio"/> |
| SJF4110 | Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, Desk, 280 mm Polster, links (NC: Hinterradposition 1 und 2) | | <input type="radio"/> |
| SJF4120 | Armlehne Nr. 1, abnehmbar, höhenstellbar, lang, 380 mm Polster, links | | <input type="radio"/> |
| SJF4130 | Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, Desk, 280 mm Polster, links | 106,00 | |
| SJF4140 | Armlehne Nr. 3, abnehmbar, höhenstellbar, abschwenkbar, lang, 380 mm Polster, links | 106,00 | |
| SJF4150 | Armlehnrohr, abschwenkbar, gepolstert, links | 123,00 | |
| SITZOPTIONEN | | | |
| SJF5000 | Standardsitzkissen 50 mm, Nylonbezug | | 31,00 |
| INVACARE MATRIX & FLO-TECH SITZKISSEN | | | |
| SJF5010 | Invacare® Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm | | 349,00 |
| SJF5030 | Invacare® Flo-tech® Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm | | 139,00 |
| SJF5044 | Invacare® Matrix® Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (+ 5 Arbeitstage Lieferzeit) | | 698,00 |
| SITZTIEFE FÜR INVACARE MATRIX & FLO-TECH SITZKISSEN | | | |
| SJF5050 | Sitztiefe 400 mm | | <input type="radio"/> |
| SJF5052 | Sitztiefe 450 mm | | <input type="radio"/> |
| SJF5054 | Sitztiefe 500 mm | | <input type="radio"/> |
| WEITERE POSITIONIERUNGSOPTIONEN | | | |
| SJF5400 | Einstellbares Wadenband | | 20,00 |
| SJF5600 | Feste Rückenstrebe (NC: Invacare Matrix® Kopfstütze) | | 61,00 |
| SJF5650 | Kopfstütze Invacare Matrix®, multiaxial, mit weichem Polster (250mm) und Kopfstützenaufnahme (nur für Invacare Matrix® Rücken) | | 369,00 |
| SJF5700 | Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1 | | <input type="radio"/> |
| Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler. | | | |
| FARBEN | | | |
| RAHMENFARBE | | | |
| SJF6000 | Perlweiß | | <input type="radio"/> |
| SJF6010 | Anthrazit-Schwarz | | <input type="radio"/> |


3750


3800


3800


4010/4110


4030/4130


4050/4150


5000




5010




















5030


5044



5650



5400





| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|--|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|-----|---|---|----|---|---|---|---|-----|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| SJF6015 | Marineblau | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF6040 | Limonengrün | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF6045 | Violett | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF6060 | Silbergrau | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF6070 | Matt-Schwarz | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLOUR-POWER-SET (Hinterrad-Adapterplatte, Abdeckkappen Steckachsen, Vorderradgabeln, Abdeckkappen Vorderradgabeln) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF6100 | CPS Silber (nur Hinterrad-Adapterplatte und Vorderradgabel farblich abgesetzt) | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF6110 | CPS Türkis | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF6200 | CPS Flieder | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VORDERRÄDER (BITTE TABELLE BEACHTEN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7000 | 4" x 1.1/4" Softroll | | | ○ |  7000  7040/7070/7100  7055  7080  7110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7055 | 5" x 1" Pannensicher | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7070 | 5" x 1.3/8" Alu-Softroll | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7080 | 6" x 1" Pannensicher | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7100 | 6" x 1.3/8" Alu-Softroll | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7110 | 7" x 1.1/4" Pannensicher | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td></td><td></td><td colspan="8">Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn</td></tr><tr><td rowspan="5">Vorderrad- größe</td><td>mm</td><td>360</td><td>385</td><td>410</td><td>435</td><td>460</td><td>485</td><td>510</td><td>530</td></tr><tr><td>4"</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td></tr><tr><td>5"</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td></tr><tr><td>6"</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td></tr><tr><td>7"</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table> | | | Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn | | | | | | | | Vorderrad- größe | mm | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 530 | 4" | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 5" | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 6" | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 7" | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | | Mögliche Vorderradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe vorn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorderrad- größe | mm | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4" | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5" | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6" | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7" | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HINTERRÄDER (BITTE TABELLE BEACHTEN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HINTERRADAUSFÜHRUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7200 | 22" Standard-Hinterrad, verstärkt, gekreuzt gespeicht, 6-Punkt-Greifreifenbefestigung (NC: 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung, Greifreifen Edelstahl) | | | ○ |  7240/7250  7200/7230  7302  7304  7315  7320  7420  7400  7410  7600  7620  7610  7630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7230 | 24" Standard-Hinterrad, verstärkt, gekreuzt gespeicht, 6-Punkt-Greifreifenbefestigung (NC: 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung) | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7240 | 24" Leichtgewichts-Hinterrad mit 6-Punkt-Greifreifenbefestigung (NC: Greifreifen Edelstahl, Speichenschutz, Trommelbremsen) | | | 153,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7250 | 25" Leichtgewichts-Hinterrad mit 6-Punkt-Greifreifenbefestigung, nur mit 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung (NC: Greifreifen Edelstahl, Speichenschutz, Trommelbremsen) | | | 153,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td></td><td></td><td colspan="7">Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten</td></tr><tr><td rowspan="4">Hinter- radgröße</td><td>mm</td><td>360</td><td>385</td><td>410</td><td>435</td><td>460</td><td>485</td><td>510</td></tr><tr><td>22"</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td><td>✗</td></tr><tr><td>24"</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✗</td></tr><tr><td>25"</td><td>✗</td><td>✗</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table> | | | Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten | | | | | | | Hinter- radgröße | mm | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 22" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | 24" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | 25" | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mögliche Hinterradgrößen in Verbindung mit Sitzhöhe hinten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hinter- radgröße | mm | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 22" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25" | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HINTERRADBEREIFUNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7302 | 1 3/8" Pannensichere Bereifung, Schwarz | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7304 | 1 3/8" Luftbereifung, Schwarz | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7315 | 1" Luftbereifung Leichtlauf Schwarz | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7320 | 1" Maxxis Alpha Protect Bereifung | | | 71,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GREIFREIFEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7400 | Greifreifen Aluminium | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7410 | Greifreifen Edelstahl poliert (nur mit 24" Standard-Hinterrad) | | | 50,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7420 | Greifreifen mit Anti-Rutsch, schwarz | | | 81,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HINTERRADACHSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7500 | Steckachse | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HINTERRADPOSITION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7600 | Hinterradposition 1 (sehr aktiv) (= 100 mm) | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7610 | Hinterradposition 2 (= 75 mm) | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7620 | Hinterradposition 3 (= 50 mm) | | | ◆ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SJF7630 | Hinterradposition 4 (weniger aktiv) (= 25 mm) | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| RADSTURZ | | | |
|------------------|--|--|--------|
| SJF7700 | Radsturz 0° | | ○ |
| SJF7710 | Radsturz 1° | | ◆ |
| SJF7720 | Radsturz 2° | | ○ |
| SJF7730 | Radsturz 3° | | ○ |
| SJF7740 | Radsturz 4° | | ○ |
| HINTERRADZUBEHÖR | | | |
| SJF8000 | Speichenschutz, Paar | | 121,00 |
| BREMSEN | | | |
| SJF8100 | Druckbremse | | ◆ |
| SJF8110 | Ziehbremse | | 26,00 |
| SJF8120 | Druckbremse inkl. Bremshebelverlängerung | | 27,00 |
| SJF8130 | Ziehbremse inkl. Bremshebelverlängerung | | 27,00 |
| SJF8160 | Trommelbremse, inkl. Druckbremse/Ziehbremse in Abhängigkeit zur Konfiguration, nur für Standard-Hinterräder (22" u. 24") | | 225,00 |
| ZUBEHÖR | | | |
| SJF8200 | Transportbefestigungskit (inkl. Beckengurt) | | 36,00 |
| SJF8300 | Beckengurt mit Klippverschluss | | 28,00 |
| SJF8500 | Kippschutz rechts (NC: Ankipphilfe rechts) | | 92,00 |
| SJF8550 | Kippschutz links (NC: Ankipphilfe links) | | 92,00 |
| SJF8600 | Passive Beleuchtung (Hinterrad) | | ◆ |
| SJF9000 | Stockhalter | | 26,00 |
| SJF9100 | Ankipphilfe links | | 50,00 |
| SJF9200 | Ankipphilfe rechts | | 50,00 |
| SERVICEPAUSCHALE | | | |
| I607806 | Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig) | | 150,00 |
| BEMERKUNGEN | | | |
| | | | |



8000



8100



8110



8120



8130



8160


8200


8300


8500/8550


9100/9200


8600