

Invacare® TDX® SP2 mit Sitzlifter

HMV-Nummer: 18.99.06.1090 Extrem wendiger Elektro-Rollstuhl mit Zentralantrieb. Sehr stabile Fahreigenschaften auch beim Überfahren von Hindernissen. Ideal für den Innenbereich, stabil und sicher auch im Außenbereich
Benutzergewicht: **max. 160 kg**

Grundpreis: 13.350,00 €

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Benutzergewicht			
ARJ1918	Benutzergewicht unter 100 kg		
ARJ1919	Benutzergewicht von 101 kg bis 125 kg		
ARJ1921	Benutzergewicht von 126 kg bis 136 kg		
ARJ1922	Benutzergewicht von 137 kg bis 150 kg		
ARJ1923	Benutzergewicht von 151 kg bis 160 kg		
ARJ1924	Benutzergewicht von 161 kg bis 180 kg		
Art.-Nr.	Beschreibung		Preis
Ausführung			
ARJ0012	Invacare® TDX® SP2 mit Sitzlifter Standard-Ausführung		13.350,00
ARJ0072	Invacare® TDX® SP2 mit Sitzlifter LowRider-Ausführung inkl. 60Ah Batterien, Sitzhöhe 403 mm (nicht mit Sitzbreite 380 mm, Armlehnen rückschwenkbar oder mitlaufende Armlehnen empfohlen)		14.284,00
SONDERBAU			
ARW1300	Sonderbau-Ausführung		auf Anfrage
ARJ2100	(1) MODULITE-SITZ		◆
Sitzrahmen und Sitzplatte			
ARJ2111	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		◆
Voreingestellte Sitzbreite für teleskopierbaren Sitzrahmen			
ARJ2121	380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Flo-tech® Contour Visco NG, Sitztiefe 560 mm mit Flo-tech® Lite/Libra/Vi, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L)		○
ARJ2122	430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech® Lite/Libra, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe L)		◆
ARJ2123	480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in Verbindung mit Flo-tech® Lite/Libra, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)		○
ARJ2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (nicht mit Flo-tech® Contour Visco NG, Positionierungsrücken Invacare Matrx®, Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrx® Libra/ Matrx® Vi, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten Größe M)		○
ARJ2125	550 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		○
Profilierte Führungsschiene zur Einstellung der Sitztiefe			
ARJ2129	Standard (für Sitztiefe 410 - 510 mm)		◆
ARJ2130	Verlängert (für Sitztiefe 510 - 560 mm)		71,00
Sitztiefe			
ARJ2132	410 mm (nur mit Standard Armlehnenpolster), (nicht mit Seitenteile abnehmbar in Verbindung mit Haltegurt für seitliche Führungsschienen, Invacare Matrx® Libra/Matrx® Vi in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, seitliche Führung rechts oder links in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)		○

ARJ2134	460 mm (nicht mit LowRider-Ausführung in Kombination mit zentraler LNX-Beinstütze, elektrisch)		◆
ARJ2136	510 mm (nicht mit Flo-tech® Contour Visco NG)		○
ARJ2138	560 mm (Sitzkissen Invacare Flo-tech® Lite/Matrx® Libra nur in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Invacare Matrx® Vi nur in Verbindung mit SB 380mm), in Verbindung mit Flex3 Anpassrücken reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm		○
Sitzkissen			
ARJ2142	Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, 75 mm (bis max. 127 kg) / Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen, 100 mm (bis max. 191 kg), (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)		◆
ARJ2143	Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen, 430 x 430 mm (max. Nutzergewicht: 125 kg), (nicht mit Sitzbreite 380 mm, 530 mm, Sitztiefe 510mm, 560 mm)	349,00	
ARJ2147	Invacare Matrx® Libra Sitzkissen, 90 mm (max. Nutzergewicht 136 kg, HD-Version 227 kg), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm, Sitzbreite 380 - 480 mm in Verbindung mit Sitztiefe 560 mm)	698,00	
ARJ2144	Invacare Matrx® Vi Sitzkissen (max. Nutzergewicht 136 kg)	698,00	
ARJ2140	ohne Sitzkissen	-10,00	
1. Positionierungselement für Invacare Matrx® LIBRA			
ARJ1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)	69,00	
ARJ1981	Abduktionskeil	39,00	
ARJ1982	Seitlicher Keil	49,00	
ARJ1983	Vorderer Keil	79,00	
2. Positionierungselement für Invacare Matrx® LIBRA			
ARJ1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)	69,00	
ARJ1981	Abduktionskeil	39,00	
ARJ1982	Seitlicher Keil	49,00	
ARJ1983	Vorderer Keil	79,00	
Zubehör für Invacare Matrx® Vi			
ARJ1985	Kit zur Korrektur von Beckenfehlstellungen (enthält 2 Positionierungselemente)	95,00	
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken und Positionierungsrücken Invacare Matrx)			
ARJ2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (nicht mit Rückenplatte Flex3) (NC: Sitzlifter inkl. elektrischer Sitzwinkelverstellung (0°-45°))		◆
Rückenrahmen (möglich für Anpassrücken, Rückenplatte Flex3 und Positionierungsrücken Invacare Matrx)			
ARJ2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm, mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○
Schiebegriffe			
ARJ2107	Rücken mit Schiebegriffen		◆
ARJ2108	Rücken ohne Schiebegriffe (nicht mit Heckmarkierungstafel, H-Gurt, Bedienung und Fahrpulthalter für Begleitperson, Kopfstütze nur in Verbindung mit Flex3 Rückenausführung erhältlich)		○
Rückenkissen			
ARJ2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, Nylon, nicht mit Pelotten, Kopfsteuerung, bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich) (NC: Sitzlifter inkl. elektrischer Sitzwinkelverstellung (0°-45°))		◆
ARJ2179	Flex 3 mit anpassbarer Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm), (nur mit Polsterfarbe Schwarz, PU-beschichtet), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerung, Taschenhaken), in Verbindung mit 560 mm Sitztiefe reduziert sich die Sitztiefe um 10 mm	270,00	
ARJ2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	169,00	
ARJ2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (nicht mit Rückenrohre kurz, Taschenhaken)	205,00	




Rücken: ARJ 2171



Rücken: ARJ2179



Rücken: ARJ 2172 bzw. 2173

ARJ2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		725,00	 Rücken: ARJ 2174, 2175
ARJ2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten)		725,00	
ARJ2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		772,00	
ARJ 2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen für Sitzbreite 530 mm, Pelotten), bei Wahl ohne Schiebegriffe keine Kopfstütze möglich		877,00	
ARJ2168	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC (NC: Seitenpelotten)		729,00	
ARJ2169	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC mit HUG-Kisseneinsatz (NC: Seitenpelotten)		749,00	
ARJ2170	ohne Rückenpolster		-20,00	
Rückenhöhe, Konturtiefe der Seitenpelotten und Rückenbreite für Invacare Matrix® MAC				
Positionierungsrücken				
Rückenhöhe für Invacare Matrix® MAC				
ARJ2380	405 mm		<input type="radio"/>	
ARJ2381	455 mm		<input type="radio"/>	
ARJ2382	505 mm		<input type="radio"/>	
ARJ2383	560 mm		<input type="radio"/>	
Konturtiefe Pelotte LINKS für Invacare Matrix® MAC				
ARJ2385	90 mm		125,00	
ARJ2386	150 mm		130,00	
ARJ2387	230 mm		135,00	
Konturtiefe Pelotte RECHTS für Invacare Matrix® MAC				
ARJ2389	90 mm		125,00	
ARJ2390	150 mm		130,00	
ARJ2391	230 mm		135,00	
Rückenbreite Invacare Matrix® MAC				
ARJ2393	Rückenbreite - 25 mm gegenüber Sitzbreite		<input type="radio"/>	
ARJ2394	Rückenbreite analog zur Sitzbreite		<input type="radio"/>	
ARJ2395	Rückenbreite + 25 mm gegenüber Sitzbreite		<input type="radio"/>	
Polsterfarbe				
ARJ2151	Schwarz (Nylon), (nicht mit Flex3 Anpassrücken)		◆	
ARJ2152	Schwarz (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in in Verbindung mit Flo-tech® Contour / Lite, anpassbarer Rückenbespannung)		<input type="radio"/>	
ARJ2153	Schwarz mit orangefarbener Naht (LK Version), (nicht mit Sitztiefe 560 mm in in Verbindung mit Flo-tech® Contour / Lite, anpassbarer Rückenbespannung, Flex3 Anpassrücken)		39,00	
ARJ2155	Schwarz (atmungsaktiv), (nicht mit Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen, Matrix® Libra Sitzkissen, Matrix® Vi Sitzkissen, anpassbarer Rückenbespannung, Flex 3 Anpassrücken)		<input type="radio"/>	
Seitenteile				
ARJ2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (290 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen), (für Low-Rider-Version: Sitzbreite nicht einstellbar, SH 403 mm, Armlehnen rückschwenkbar, oder mitlaufende Armlehnen empfohlen)		◆	
ARJ2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (340 - 410 mm, gemessen ohne Sitzkissen), (für Low-Rider-Version: Sitzbreite nicht einstellbar, SH 403 mm, Armlehnen rückschwenkbar, oder mitlaufende Armlehnen empfohlen)		<input type="radio"/>	

ARJ2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (nicht mit Sitztiefe 410 mm), (für Low-Rider-Version: Sitzbreite nicht einstellbar)		142,00
ARJ2183	Seitenteile zur Sitzbreitenverkleinerung (-25 mm pro Seite), (nicht mit seitlichen Führungen)		102,00
ARJ2193	Armlehnen rückschwenkbar (nicht mit Seitenpelotten, Flex 3 Anpassrücken)		411,00
ARJ2192	Mitlaufende Armlehnen (höhereinstellbar von 230 - 300 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)		514,00
ARJ2194	Mitlaufende Armlehnen (höhereinstellbar von 300 - 360 mm), (nicht mit Seitenpelotten, nicht mit teleskopierbarem Sitzrahmen in Verbindung mit Sitzbreite 530 mm und Flex3-Rücken, Flex 3 Anpassrücken, nicht mit Sitztiefe 410 mm oder 460 mm in Verbindung mit seitlichen Führungen und USB-Ladeanschluss)		514,00
Armlehnenpolster			
ARJ2195	Standard (325 mm)		◆
ARJ2196	Verlängert (375 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm)		50,00
ARJ2197	Lang (397 mm), (nicht mit Sitztiefe 410 mm, nicht mit Kopfsteuerung)		57,00
ARJ2199	Armlehnenpolster weich, verbreitert (nur mit Seitenteil abnehmbar, höhenverstellbar), (nicht mit Flex3 Anpassrücken)		102,00
Seitliche Führung, links (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit LowRider-Ausführung, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)			
ARJ2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)		232,00
ARJ2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
ARJ2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
Seitliche Führung, rechts (nur in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, rückschwenkbarer oder mitlaufender Armlehne), (nicht mit Sitztiefe 410 mm in Verbindung mit zentraler Beinstütze winkeleinstellbar, nicht mit LowRider-Ausführung, nicht mit Bodypoint Positionierungsgurten)			
ARJ2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)		232,00
ARJ2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)		237,00
ARJ2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)		242,00
Montage-Material für seitliche Führungen			
ARJ2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○
ARJ2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○
Kopfstütze			
ARJ1350	Nackenstütze, tiefeinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich), (nicht mit Kopfsteuerung, mit Halterung manuell seitlich abschwengbar, nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit elektrischem Sitzlifter und 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gem. ISO 7176-19 oder Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		269,00
ARJ1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich), (nicht mit Kopfsteuerung, mit Halterung manuell seitlich abschwengbar, nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit elektrischem Sitzlifter und 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gem. ISO 7176-19 oder Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		334,00
ARJ1427	Kopfstütze, mit Kinn-Unterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (nur bei Wahl mit Schiebegriffe möglich), (nicht mit Kopfsteuerung, mit Halterung manuell seitlich abschwengbar, nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit elektrischem Sitzlifter und 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gem. ISO 7176-19 oder Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		381,00

ARJ2324	Elan-Kopfstütze (Std. Polster 260 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		494,00
ARJ2325	Elan-Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		504,00
ARJ2327	Elan-4-Punkt-Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung (nicht mit Kopfsteuerung)		698,00
ARJ1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden)		○
SITZZUBEHÖR			
Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)			
ARJ1445	Pelotten mit verlängertem Arm, vielfach einstellbarem Polster, Schwarz, Paar (nur für Flex3-Rücken), (nicht mit mitlaufenden Armlehnen, Armlehnen rückschwenkbar)		328,00
SITZVERSTELLUNGEN			
Sitzlifter			
ARJ1094	Elektrischer Sitzlifter 300 mm inkl. elektr. Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung (Sitzhöhe 460 mm bei Standard-Ausführung, Sitzhöhe 403 mm bei LowRider-Ausführung), (max. Nutzergewicht 160 kg), (nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit Nackenstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und 4-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gem. ISO 7176-19 oder Vorbereitung für DAHL Dockingstation)	◆	
ARJ2053	Sitzlifter inkl. elektrischer Sitzwinkelverstellung (0° - 45°) mit Schwerpunktverlagerung (max. Nutzergewicht 136 kg)		960,00
Sitzwinkeloption			
ARJ2054	Negativ voreingestellter Sitzwinkel von 5° (maximaler, positiver Sitzwinkel = -5°), (nicht mit zentral montierter Beinstütze)		359,00
Sitzhöhe			
ARJ0350	403 mm (nur in Verbindung mit 60Ah Batterien und Sitzlifter)		○
ARJ0352	420 mm (nur in Verbindung mit 73.5Ah Batterien und Sitzlifter)		○
ARJ0364	475 mm (NC: 60Ah Batterien)		○
Rückenwinkelverstellung			
ARJ0975	In Stufen winkeleinstellbar (in 3,75°-Schritten)	◆	
ARJ0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (nicht mit Sitzplatte 380 mm in Verbindung mit elektrisch wegschwenkbarer Halterung rechts, nicht mit Kopfsteuerung und Halter mit Handauflage rechts oder mit mittiger Montage/inkl. Handauflage nach rechts wegschwenkbar)		1.123,00
ZENTRAL MONTIERTE BEINSTÜTZE / FUSSPLATTEN INKL. WADENPOLSTER			
ARJ0556	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar (Länge: 280 - 385 mm), (nicht mit winkeleinstellbarer einteiliger Fußplatte)		298,00
ARJ0589	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich (Länge: 340 - 410 mm)		1.850,00
Fußplatten			
ARJ2365	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S (127 mm breit / 190 mm tief)		○
ARJ0559	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M (140 mm breit / 240 mm tief)	◆	
ARJ0516	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L (150 mm breit / 290 mm tief)		○
ARJ0517	Winkelverstellbare einteilige Fußplatte M (305 mm breit / 275 mm tief)		○
SEITLICH MONTIERTE BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN			
Beinstützenoberteil links, für seitlich montierte Beinstützen			
ARJ0555	Amputationsbeinstütze, links (nicht mit Fußplatten links), (nur mit Amputationsbeinstütze rechts oder ohne Beinstütze rechts, andere Beinstützenoberteile rechts über Sonderbau)		184,00
ARJ0536	Vari F - mit voreingestelltem Winkel, links, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug)	◆	
ARJ0537	Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte)		67,00



0536/0546



0537/0547

ARJ0539	ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, links (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte)		916,00
ARJ0535	Ohne Beinstütze links		-35,00
Beinstützenoberteil rechts, für seitlich montierte Beinstützen			
ARJ0554	Amputationsbeinstütze, rechts (nicht mit Fußplatten rechts), (nur mit Amputationsbeinstütze links oder ohne Beinstütze links, andere Beinstützenoberteile links über Sonderbau)		184,00
ARJ0546	Vari F - mit voreingestelltem Winkel, rechts, 65° - 90° (einstellbar mit Werkzeug)		◆
ARJ0547	Vari A - manuell einstellbar, 0° - 90°, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte)		67,00
ARJ0549	ADE - elektrisch hochschwenkbar, 0° - 80°, ergonomischer Längenausgleich, rechts (nur mit winkeleinstellbarer oder winkel- und tiefeinstellbarer Fußplatte)		916,00
ARJ0545	Ohne Beinstütze rechts		-35,00
Fußplatten links			
ARJ0505	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, links (nur mit Beinstützenoberteil Vari F)		◆
ARJ0509	Fußplatte, winkeleinstellbar, links		77,00
ARJ0511	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, links		110,00
Fußplatten rechts			
ARJ0502	Fußplatte, nicht winkeleinstellbar, rechts (nur mit Beinstützenoberteil Vari F)		◆
ARJ0506	Fußplatte, winkeleinstellbar, rechts		77,00
ARJ0508	Fußplatte, winkel- und tiefeinstellbar, rechts		110,00
FAHRPULT			
Fahrpult LiNX			
ARJ2204	Fahrpult REM216 (nicht mit externen Joysticks, Kopfsteuerung, Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504)		◆
ARJ2205	Fahrpult REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		771,00
ARJ2206	Fahrpult REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen		1.599,00
ARJ2270	Kippschaltermodul für REM400		411,00
Fahrpulthalter für REM216 oder REM400			
ARJ1207	Standard-Halter rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Rechts)		◆
ARJ1208	Standard-Halter links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Links)		○
ARJ1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts (nicht mit abschwenkbarem Tisch rechts, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Rechts)		256,00
ARJ1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links (nicht mit abschwenkbarem Tisch links, nicht mit Kompakt-Joystick, Low-Force-Joystick, Mini-Joystick oder oder Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung Links)		256,00
ARJ1709	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig mit Halter nach rechts abschwenkbar, Halter mit Handauflage rechts, Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar, rechts)		399,00
ARJ1710	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig mit Halter nach links abschwenkbar, Halter mit Handauflage links, Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar, links)		399,00



0539/0549



2204



2205



2206

ARJ2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts)		926,00
ARJ2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links)		926,00
ARJ2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Halter elektrisch abschwenkbar rechts, Taschenhaken)		372,00
ARJ2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich), (nicht mit Bedienung für Begleitperson, Halter elektrisch abschwenkbar links, Taschenhaken)		372,00
ARW2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
Fahrpulthalter für REM500 Display			
ARJ2209	Abschwenkbar rechts, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts)		○
ARJ2210	Abschwenkbar links, vielfach einstellbar (nicht mit Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links)		○
ARJ2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Rechts, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung rechts)		926,00
ARJ2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern in Verbindung mit Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links, nicht mit Kompakt-, Low-Force-, Mini- oder Heavy-Duty-Joystick in Verbindung mit Halterung Links, nicht mit Four-Switch mit Näherungssensoren in Verbindung mit Halterung links)		926,00
ARW2239	Individueller Fahrpulthalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter (nur bei Wahl mit Schiebegriffen möglich)			
ARJ2219	Begleitsteuerung ACU200 (nicht mit Halterung abnehmbar, Taschenhaken)		750,00
ARJ2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC (nicht mit Standard-Halter, Taschenhaken)		1.026,00
ARJ1207	Standard-Halter rechts (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC)		◆
ARJ1208	Standard-Halter links (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC)		○
ARJ1221	Halterung abnehmbar rechts (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)		◆
ARJ1222	Halterung abnehmbar links (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)		○



2219




2245

Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)			
	Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215, Halter im Sonderbau		
ARJ2231	Proportionaler Kompakt-Joystick CR400 (nicht mit Fahrpult REM216)		823,00
ARJ2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick CR400LF mit ca. 30% leichtem Joystickweg (nicht mit Fahrpult REM216)		977,00
ARJ2207	Montage rechts (nicht mit Tisch abschwenkbar rechts, Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts)		○
ARJ2208	Montage links (nicht mit Tisch abschwenkbar links, Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links)		○
ARJ2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard rechts, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tasten und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)		926,00
ARJ2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit Fahrpulthalter Standard links, Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tasten und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		926,00
ARW2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
Kopfsteuerung LiNX			
ARJ2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel (nur ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung)		5.561,00
ARJ2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel (nur ohne Kopfstütze), (nicht mit anpassbarer Rückenbespannung, Fahrpult REM216, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung)		6.591,00
Four-Switch mit Näherungssensoren LiNX			
ARJ2257	Four-Switch mit Näherungssensoren ASL106 (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)		7.209,00
ARJ2275	Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard, oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tasten und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)		○
ARJ2276	Montage mittig inkl. Bedienfeld ASL619 (360 x 180 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard, oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tasten und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, nicht mit Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		○
ARW2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
Drahtlos-Zubehör für Kopfsteuerung / Four-Switch mit Näherungssensoren / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC)			
ARJ2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 zur Verbindung zu Kommunikationshilfen		462,00
ARJ2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 zur Verbindung zum Computer		926,00



2231 / 2232



2230



2247



2257



2249



2250

Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LINX + Halter			
ARJ2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g), (nicht mit Fahrpult REM216, Kinnsteuerung, Kopfsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Heavy Duty-Joystick, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)		4.634,00
ARJ2235	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts)		565,00
ARJ2236	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links)		565,00
ARJ2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)		926,00
ARJ2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		926,00
ARJ2241	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)		1.441,00
ARJ2242	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		1.441,00
ARW2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
Heavy Duty-Joystick LINX + Halter			
ARJ2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 (nicht mit Fahrpult REM216, Kopfsteuerung, Mini-Joystick MEC, nicht mit Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Funk-Stop Fahrverriegelung, Taschenhaken)		1.956,00
ARJ2235	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar rechts, Rückspiegel rechts)		565,00
ARJ2236	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulthalter Standard oder Fahrpulthalter abschwenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschwenkbar links, Rückspiegel links)		565,00

ARJ2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)		926,00
ARJ2214	Montage mittig, Halter nach links abschenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		926,00
ARJ2241	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschenkbar und höhenverstellbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer rechts, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschenkbar rechts oder links, Rückspiegel rechts)		1.441,00
ARJ2242	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschenkbar (nicht mit REM400/500 in Verbindung mit Fahrpulhalter Standard oder Fahrpulhalter abschenkbar und höhenverstellbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Nutzer links, Sitzplatte 380mm in Verbindung mit el. Rückenwinkelverstellung, Tisch abschenkbar rechts oder links, Rückspiegel links)		1.441,00
ARW2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)		auf Anfrage
LINX ZUBEHÖR			
Extra Bedieneinheiten			
ARJ2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinkenstecker) (bei externem Joystick, Halterung nur auf gegenüberliegender Seite des Joysticks möglich)		514,00
ARJ2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (nicht mit Montage mittig, Halter nach rechts abschenkbar)		○
ARJ2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (nicht mit Montage mittig, Halter nach links abschenkbar)		○
ARJ2227	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschenkbar rechts, Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung rechts, Taschenhaken)		○
ARJ2228	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschenkbar links, Bedienung für Begleitperson inkl. Halterung links, Taschenhaken)		○
ARJ2225	Ohne feste Montageposition		○
ARJ2252	Eingang für Klinkenstecker (zur Bedienung der Fahrstufen und des Menüs über einen externen Button)		102,00
USB-Ladeanschluss			
ARJ2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (nicht mit Max-Sitz, Sitztiefe 410 oder 460 mm in Verbindung mit abnehmbaren oder mitlaufenden Seitenteilen und seitlichen Führungen, Bodypoint Positionierungsurte)		256,00
ARJ2207	Montage rechts		○
ARJ2208	Montage links		○
Funk-Stop Fahrverriegelung			
ARJ2258	Funk-Stop Fahrverriegelung ASL504 (nicht mit Fahrpult REM216, Kompakt-Joystick CR400 oder CR400LF in Verbindung mit Kopfsteuerung, Four-Switch mit Näherungssensoren, Mini-Joystick MEC, Heavy Duty-Joystick, Max-Sitz)		926,00
Weitere Komponenten / Zubehör			
ARJ2300	Beigelegt, nicht angeschlossen		○
ARW2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)		auf Anfrage




2251



2253

Buddy Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde)			
ARJ1685	Rot		148,00
ARJ1686	Gelb		148,00
ARJ1687	Grün		148,00
ARJ1690	Blau		148,00
Eierförmiger Button (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde)			
ARJ2254	Schwarz		153,00
Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich, wenn nicht Fahrpult REM400/500 gewählt wurde)			
ARJ1711	Rot		164,00
ARJ1712	Gelb		164,00
ARJ1713	Grün		164,00
ARJ1714	Orange		164,00
ARJ1715	Blau		164,00
ARJ1716	Schwarz		164,00
Bodypoint Joystickaufsätze			
ARJ2721	Tetragabel, 76 mm breit		139,00
ARJ2722	Tetragabel, 102 mm breit		139,00
ARJ2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		139,00
ARJ2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		139,00
FAHREINHEIT			
Verkleidungsfarbe			
ARJ2640	Tiefschwarz-Glanz		◆
ARJ2641	Rubinrot		○
ARJ2642	Lila		○
ARJ2643	Pfauenblau		○
ARJ2644	Arctic-Blau		○
Farbe Felgenreif Antriebsrad			
ARJ2650	Tiefschwarz-Glanz		◆
ARJ2651	Rubinrot		○
ARJ2652	Lila		○
ARJ2653	Pfauenblau		○
ARJ2654	Arctic-Blau		○
Ausführung Vorder- und Hinterradgabel			
ARJ2631	Einseitige Gabel		411,00
ARJ2632	Doppelseitige Gabel		◆
Vorder- und Hinterräder			
	Vorder- und Hinterräder 150 mm, pannensicher, Schwarz, abriebfrei		◆
Zentrale Antriebsräder			
ARJ0704	Zentrale Antriebsräder 14", Luftbereifung, Schwarz		◆
ARJ0705	Zentrale Antriebsräder 14", Pannensicher, Schwarz		198,00
ARJ0706	Zentrale Antriebsräder 14", Pannengeschützt, Schwarz		175,00
MOTOR, BATTERIE UND LADEGERÄT			
ARJ1282	Motoren 6 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 180 kg) (nur mit Lichtanlage LED)		◆
ARJ1283	Motoren, 10 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 180 kg) Heckmarkierungstafel erforderlich (nur mit Lichtanlage gem. StVZO)		874,00
ARJ1224	Motoren 12 km/h, 4-polig (max. Nutzergewicht 180 kg) Heckmarkierungstafel erforderlich (nur mit Lichtanlage gem. StVZO)		977,00
ARJ1259	60 Ah Gelbatterien (nur mit LowRider-Ausführung)		○
ARJ1260	73,5 Ah Gelbatterien		◆
ARJ1313	Ladegerät 10A (200 - 250V)		◆

SICHERHEITSOPTIONEN			
Stabilitätsprogramm			
ARJ1215	G-trac® - Elektronisches Stabilitätsprogramm		823,00
Licht			
ARJ1367	Lichtanlage gem. StVZO, entspricht Leuchten vorn LED, Leuchten hinten STANDARD (nicht mit Gepäckträger)		◆
ARJ1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux (nur mit 6 km/h)		◆
ARJ2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux (nur mit 6 km/h)		249,00
ARJ1254	Ohne Lichtanlage, mit passiver Beleuchtung (nicht mit 10 km/h & 12 km/h)		-200,00
Heckmarkierungstafel			
ARJ1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v>6km/h)		77,00
SICHERHEITZUBEHÖR			
Transportbefestigung			
ARJ1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze) (Dockingstation zum Einbau im Kfz bitte separat bestellen), (nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit Nackenstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und elektrischem Sitzlifter)		742,00
ARJ1493	4-Punkt Transportbefestigung (zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer)		○
ARJ1494	4-Punkt Transportbefestigung (zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19, nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze), (nicht bei Benutzergewicht ab 137 kg in Verbindung mit Nackenstütze oder Kopfstütze seitlich einstellbar oder Kopfstütze mit Kinnunterstützung und elektrischem Sitzlifter)		◆
Haltegurt			
ARJ1329	Beckengurt mit Schnappverschluss zur Montage am Rücken		61,00
ARJ2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen (nur für Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen, nicht mit ST 410 mm in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar)		61,00
ARJ1332	H-Gurt (nicht mit Rücken ohne Schiebegriffe)		121,00
Bodypoint Positionierungsgurte (inkl. Montage-Kit)			
ARJ2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		174,00
ARJ2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		170,00
ARJ2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		129,00
ARJ2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		123,00
ARJ2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm)		102,00
ARJ2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm)		98,00
Rückspiegel			
ARJ1415	Rückspiegel rechts (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display rechts, Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer rechts, Halter für MEC mit Handauflage Rechts oder mittig inkl. Handauflage und nach Rechts abschwenkbar)		48,00
ARJ1339	Rückspiegel links (nicht mit Fahrpulhalter für REM500 Display links, Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für den Nutzer links, Halter für MEC mit Handauflage Links oder mittig inkl. Handauflage und nach Links abschwenkbar)		48,00



1329



1415/1339

ZUBEHÖR			
Taschenhaken			
ARJ2128	Taschenhaken für Modulite Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (max. 6 kg Belastung), (nicht mit Rückenplatte Flex3, Fahrpulthalter für Begleitperson, Bedienung für Begleitperson, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Bedienung durch Begleitperson)		123,00
Stockhalter			
ARJ1312	Stockhalter rechts (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar rechts)		35,00
ARJ1363	Stockhalter links (nicht mit Halter elektrisch seitlich abschwenkbar links)		35,00
Tisch			
ARJ1404	Tisch, abschwenkbar, rechts (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulthalter Rechts, REM500 mit Halter abschwenkbar Rechts oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Max-Sitz, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Rechts, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Rechts)		325,00
ARJ1405	Tisch, abschwenkbar, links (nicht mit REM216 / REM400 inkl. Std. oder Rhomboid-Fahrpulthalter Links, REM500 mit Halter abschwenkbar Links oder Halter mittig nach Rechts oder Links abschwenkbar, Max-Sitz, Kinnbedienung mit Halter el. abschwenkbar Links, MEC inkl. Halter mit Handauflage oder Halter mittig inkl. Handauflage nach Rechts oder Links abschwenkbar, USB-Ladeanschluss Links)		325,00
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		250,00
SERVICEPAUSCHALE			
ARJ3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		250,00
BEMERKUNGEN			



1404/1405