

Invacare® AVIVA RX40 HD

mit Sitzlifter

Produktlinie (PLn): 1160
Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich mit motorisch betriebener Hubvorrichtung, verstärkte Ausführung.
Benutzergewicht: max. 160 kg

Grundpreis: 12.888,00 €

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	Preis
JBG0013		Invacare AVIVA RX40 HD mit Sitzlifter (inkl. 120A Power-Modul)	12.888,00
JBX1300		Sonderbau (Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage)	auf Anfrage
CHASSIS			
JBG2830		verbreitertes Chassis (635 mm)	<input checked="" type="checkbox"/>
JBG2100		SITZTYP A: Modulite-Sitz mit teleskopierbarem Sitzrahmen (Wenn Modulite-Sitz mit Heavy Duty Sitzeinheit gewählt wird, fahren Sie bitte bei Sitztyp B fort.)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzrahmen			
JBG2111		Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 380 - 530 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input checked="" type="checkbox"/>
Sitzbreiteneinstellung			
JBG2121		380 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Halter rechts für MEC- oder HD-Joystick)	<input type="checkbox"/>
JBG2122		430 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input checked="" type="checkbox"/>
JBG2123		480 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)	<input type="checkbox"/>
JBG2124		530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: Invacare Matrix® Positionierungsrücken, Invacare Flo-tech® Contour Visco NG, mitlaufende Armlehnen in Verbindung mit Rückenplatten Flex3, ST 410 mm in Verbindung mit Invacare Matrix® Libra oder Invacare Matrix® Vi Sitzkissen, Rückenaufnahme nach außen versetzt)	<input type="checkbox"/>
Rückenaufnahme			
JBG2106		Rückenaufnahme nach außen versetzt (2,54 cm pro Seite), (NC: mitlaufende Armlehnen)	81,00 €
Sitztiefeinstellung (stufenlos einstellbar)			
JBG2132		410 mm	<input type="checkbox"/>
JBG2134		460 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
JBG2136		510 mm	<input type="checkbox"/>
1) NC: Armlehnenpolster verlängert und lang, gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz, Beckengurt zur Monate an seitlichen Führungsschienen in Verbindung mit Seitenteile abnehmbar, Armlehnenpolster Standard in Verbindung mit Tische abschwenkbar, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze, seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen, Bodypoint Positionierungsgurte			
2) NC: seitliche Führungen in Verbindung mit USB-Ladegerät oder zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen			
3) NC: Invacare Flo-tech® Contour Visco NG, seitliche Führungen in Verbindung mit zentraler Beinstütze und Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen			
Sitzkissen (mit Klettbänder gegen ein Verrutschen gesichert)			
JBG2142		Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen / Invacare Flo-tech® Contour Sitzkissen (wird bei Sitzbreite 530 mm automatisch gewählt)	<input checked="" type="checkbox"/>
JBG2143		Invacare Flo-tech® Contour Visco NG Sitzkissen	349,00
JBG2147		Invacare Matrix® Libra Sitzkissen	698,00
JBG2144		Invacare Matrix® Vi Sitzkissen	698,00
1. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA			
JBG1980		Eckkeil vorn/hinten (Paar)	69,00
JBG1981		Abduktionskeil	39,00
JBG1982		Seitlicher Keil	49,00
JBG1983		Vorderer Keil	79,00



2. Positionierungselement für Invacare Matrix® LIBRA			
JBG1980	Eckkeil vorn/hinten (Paar)		69,00
JBG1981	Abduktionskeil		39,00
JBG1982	Seitlicher Keil		49,00
JBG1983	Vorderer Keil		79,00
Zubehör für Invacare Matrix® Vi			
JBG1985	Kit zur Korrektur von Beckenfehlstellungen (enthält 2 Positionierungselemente)		95,00
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe			
JBG2163	Rückenrohre kurz für Polsterhöhe 480 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel (NC: Rückenplatten Flex3)		◆
JBG2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○
Rückenrahmen ohne Schiebegriffe			
JBG2108	Rückenrahmen ohne Schiebegriffe (NC: Heckmarkierungstafel, Begleitsteuerungen, Halterungen für Begleitperson)		○
Rückenbespannung			
JBG2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm / kurz = 480 mm, gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz Nylon (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen, elektrische Sitzwinkelverstellung)		◆
JBG2179	Flex3 mit anpassbarer Rückenbespannung, Polsterhöhe 540 mm (gemessen ohne Sitzkissen), nur mit Polsterfarbe Schwarz PU-beschichtet (NC: mitlaufende Armlehnen, Armlehnenpolster weich, Kopfsteuerungen, Taschenhaken)		270,00 €
JBG2172	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (ohne Rückenkissen), (NC: Taschenhaken)		169,00 €
JBG2173	Rückenplatte Flex3, in der Breite und in der Höhe einstellbar (mit Rückenkissen Laguna), (NC: Taschenhaken)		205,00 €
JBG2174	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 400 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		725,00 €
JBG2175	Positionierungsrücken Invacare Matrix® PB, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung (NC: Kopfsteuerungen)		725,00 €
JBG2177	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite TR, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		772,00 €
JBG2178	Positionierungsrücken Invacare Matrix® Elite E2 Deep, Rückenhöhe 500 mm, mit atmungsaktivem Bezug und Standard-Halterung		877,00 €
JBG2168	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC		729,00 €
JBG2169	Positionierungsrücken Invacare Matrix® MAC mit HUG-Kisseneinsatz		749,00 €
Rückenhöhe, Konturtiefe der Seitenpelotten und Rückenbreite für Invacare Matrix® MAC			
Positionierungsrücken			
Rückenhöhe für Invacare Matrix® MAC			
JBG2380	405 mm		○
JBG2381	455 mm		○
JBG2382	505 mm		○
JBG2383	560 mm		○
Konturtiefe Pelotte LINKS für Invacare Matrix® MAC			
JBG2385	90 mm		125,00 €
JBG2386	150 mm		130,00 €
JBG2387	230 mm		135,00 €
Konturtiefe Pelotte RECHTS für Invacare Matrix® MAC			
JBG2389	90 mm		125,00 €
JBG2390	150 mm		130,00 €
JBG2391	230 mm		135,00 €
Rückenbreite Invacare Matrix® MAC			
JBG2393	Rückenbreite - 25 mm gegenüber Sitzbreite		○
JBG2394	Rückenbreite analog zur Sitzbreite		○
JBG2395	Rückenbreite + 25 mm gegenüber Sitzbreite		○
Polsterfarbe			
JBG2151	Schwarz Nylon		◆
JBG2152	Schwarz mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material		○
JBG2155	Schwarz atmungsaktiv		102,00 €



Seitenteile			
JBG2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆
JBG2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○
JBG2198	Gepolsterte Armauflage mit integriertem Kleiderschutz (NC: seitliche Führungen)	142,00 €	
JBG2192	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 230 - 300 mm), (NC: Pelotten)	514,00 €	
JBG2194	Mitlaufende Armlehnen (höhenverstellbar von 300 - 360 mm), (NC: Pelotten)	514,00 €	
Armlehnenpolster			
JBG2195	Standard (325 mm)		◆
JBG2196	Verlängert (375 mm)	50,00 €	
JBG2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)	57,00 €	
JBG2199	Weich, verbreitert (in Kombination mit Bedieneinheit mit 10 Tastern muss Bedieneinheit auf der gegenüberliegenden Seite des Fahrpults montiert werden)	102,00 €	
Seitliche Führung links für Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)			
JBG2184	Kniepelotte links, Polstergröße S (140 x 100 mm)	263,00 €	
JBG2186	Oberschenkelführung links, Polstergröße M (230 x 100 mm)	237,00 €	
JBG2188	Oberschenkelführung links, Polstergröße L (330 x 100 mm)	242,00 €	
Seitliche Führung rechts für Seitenteile abnehmbar oder mitlaufende Armlehnen (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)			
JBG2185	Kniepelotte rechts, Polstergröße S (140 x 100 mm)	263,00 €	
JBG2187	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße M (230 x 100 mm)	237,00 €	
JBG2189	Oberschenkelführung rechts, Polstergröße L (330 x 100 mm)	242,00 €	
Montage-Material für seitliche Führungen			
JBG2164	Montage-Material für seitliche Führungen (155 mm hoch)		○
JBG2165	Montage-Material für seitliche Führungen (206 mm hoch)		○
Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)			
JBG1350	Nackenstütze tiefeinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	269,00	
JBG1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	334,00 €	
JBG1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	381,00 €	
JBG2324	Invacare Matrix® Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höhenverstellbare Elan-Halterung	494,00 €	
JBG2325	Invacare Matrix® Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höhenverstellbare Elan-Halterung	504,00 €	
JBG2327	Invacare Matrix® Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höhenverstellbare Elan-Halterung	698,00 €	
JBG1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)		○
Sitzzubehör			
Pelotten (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material), (NC: Invacare Matrix® Positionierungsrücken)			
JBG1445	Pelotten mit verlängertem Arm und vielfach einstellbarem Polster, Paar	328,00 €	
Sitzverstellungen			
Sitzwinkelverstellung			
JBG1094	Elektrischer Sitzlifter 300 mm inkl. elektr. Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung		◆
Sitzhöhenverstellung (gemessen ohne Sitzkissen)			
JBG2857	435 mm		○
JBG2858	460 mm		◆
JBG2859	485 mm		○
Rückenwinkelverstellung			
JBG0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆
JBG0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)	1.226,00 €	



JBX2101	SITZTYP B: Modulite-Sitz mit Heavy Duty Sitzeinheit (Wenn bereits Sitztyp A gewählt wurde, fahren Sie bitte bei den Beinstützen fort.) (NC: Beinstützenoberteile Standard 80°, Kinnsteuerung, Bodypoint Positionierungsurte)		977,00 €
Sitzrahmen			
JBX2102	Teleskopierbarer Sitzrahmen inkl. Sitzplatte und seitlichen Führungsschienen, Breite 530 - 550 mm (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		◆
Sitzbreiteneinstellung			
JBG2124	530 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen)		○
JBX2104	550 mm Sitzplatte (+ weitere 50 mm über die Armlehnen), (NC: zentrale Beinstützen, Tische abschwenkbar)		◆
Sitztiefeinstellung			
JBG2136	510 mm		◆
JBX2137	580 mm		○
Sitzkissen (mit Klettbander gegen ein Verrutschen gesichert)			
JBG2148	Sitzkissen, 90 mm		◆
JBG2140	Ohne Sitzkissen		○
Rückenrahmen inkl. Schiebegriffe			
JBG2162	Rückenrohre lang für Polsterhöhe 540 mm mit teleskopierbarem Stabilisierungsbügel		○
Rückenbespannung			
JBG2171	Anpassbare Rückenbespannung (lang = 540 mm, gemessen ohne Sitzkissen), (NC: Pelotten, Kopfsteuerungen)		◆
Polsterfarbe			
JBG2156	Schwarz Nylon		◆
Seitenteile			
JBG2191	Seitenteile abnehmbar, höhenverstellbar (245 - 310 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		◆
JBG2181	Seitenteile abnehmbar, 50 mm höher montiert, höhenverstellbar (295 - 360 mm, gemessen ohne Sitzkissen)		○
Armlehnenpolster			
JBG2195	Standard (325 mm)		◆
JBG2196	Verlängert (375 mm)		50,00 €
JBG2197	Lang (397 mm), (NC: Kopfsteuerungen)		57,00 €
Kopfstütze (NC: Kopfsteuerungen)			
JBG1350	Nackenstütze tiefeneinstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		269,00
JBG1432	Kopfstütze seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		334,00 €
JBG1427	Kopfstütze mit Wangenunterstützung (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)		381,00 €
JBG2324	Invacare Matrix® Elan Kopfstütze (Std. Polster 255 mm breit), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		494,00 €
JBG2325	Invacare Matrix® Elan Nackenstütze (Polster 230 x 180 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		504,00 €
JBG2327	Invacare Matrix® Elan 4-Punkt Kopfstütze (Polster 280 x 255 mm), tiefen- und höheneinstellbare Elan-Halterung		698,00 €
JBG1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden), mit Rückenstrebe (Durchmesser 22 mm)		○
Sitzverstellungen			
Sitzwinkelverstellung			
JBG1094	Elektrischer Sitzlifter 300 mm inkl. elektr. Sitzwinkelverstellung (0° - 30°), mit Schwerpunktverlagerung		◆
JBG2053	Sitzlifter inkl. elektrischer Sitzwinkelverstellung (0° - 45°) mit Schwerpunktverlagerung (max. Nutzergewicht 136 kg)		960,00
Sitzhöhereinstellung			
JBG2857	435 mm		○
JBG2858	460 mm		◆
JBG2859	485 mm		○
Rückenwinkelverstellung			
JBG0975	Manuelle Rückenwinkelverstellung (90° - 120°), in 3,75° Stufen einstellbar		◆



2171



2181

2191



2195

2196



2197



1350

1432



1427
















2324

2325



2327

JBG0977	Elektrische Rückenwinkelverstellung (30°)	1.226,00 €	
BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN			
Zentral montierte Beinstütze			
JBG0556	Zentrale Beinstütze, winkeleinstellbar (Länge: 280 - 385 mm), nur mit winkel- und breitenverstellbaren Fußplatten ¹⁾	298,00 €	
JBG0589	Zentrale LNX-Beinstütze, elektrisch höhenverstellbar mit Längenausgleich (Länge: 340 - 410 mm) ¹⁾	1.850,00 €	
JBG2855	Ohne zentrale Beinstütze	◆	0556 0589
1) NC: Bordsteinheber			
Fußauflagen			
JBG2365	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten S (127 mm breit / 190 mm tief)	○	
JBG0559	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten M (140 mm breit / 240 mm tief)	◆	
JBG0516	Winkel- und breitenverstellbare Fußplatten L (150 mm breit / 290 mm tief)	○	
JBG0517	Winkelverstellbare einteilige Fußplatte M (305 mm breit / 275 mm tief)	○	
Beinstützenoberteile links			
JBG0565	Beinstützenoberteil Standard 80° links, UL 350 - 450 mm ¹⁾	◆	
JBG0555	Amputationsbeinstütze links ¹⁾	201,00 €	
JBG0536	Beinstützenoberteil Vari F links, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾	71,00 €	
JBG0537	Beinstützenoberteil Vari A links, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}	98,00 €	
JBG0539	Beinstützenoberteil ADE links, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}	1.082,00 €	
JBG0535	Ohne Beinstützenoberteil links	○	
1) NC: Vari F-, Vari A-, ADE-Beinstützenoberteile rechts 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze rechts 3) NC: Fußplatte fest links			
Beinstützenoberteile rechts			
JBG0566	Beinstützenoberteil Standard 80° rechts, UL 350 - 450 mm ¹⁾	◆	
JBG0554	Amputationsbeinstütze rechts ¹⁾	201,00 €	
JBG0546	Beinstützenoberteil Vari F rechts, winkeleinstellbar mit Werkzeug 70° - 0°, UL 290 - 460 mm ²⁾	71,00 €	
JBG0547	Beinstützenoberteil Vari A rechts, winkeleinstellbar mit Handrad 70° - 0°, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}	98,00 €	
JBG0549	Beinstützenoberteil ADE rechts, elektrisch hochschwenkbar 80° - 0°, ergonomischer Längenausgleich, inkl. Wadenpolster, UL 290 - 460 mm ^{2) 3)}	1.082,00 €	
JBG0545	Ohne Beinstützenoberteil rechts	○	
1) NC: Vari F-, Vari A, ADE-Beinstützenoberteile links 2) NC: Beinstützenoberteil Standard und Amputationsbeinstütze links 3) NC: Fußplatte fest rechts			
Fußauflagen links			
JBG0505	Fußplatte fest, hochklappbar, links	◆	
JBG0511	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, links	184,00 €	
Fußauflagen rechts			
JBG0502	Fußplatte fest, hochklappbar, rechts	◆	
JBG0508	Fußplatte winkel- und tiefeneinstellbar, hochklappbar, rechts	184,00 €	
FAHRPULT			
Fahrpult LiNX			
JBG2204	Fahrpult LiNX REM216 (NC: alle externe Joysticks, Kopfsteuerung)	◆	
JBG2205	Fahrpult LiNX REM400 mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen	771,00 €	
JBG2206	Fahrpult LiNX REM500 ohne Joystick, für Sondersteuerungen, mit Touch-Screen Display und konfigurierbaren Klinkenbuchsen	1.599,00 €	2204 2205
JBG2270	Kippschaltermodul für REM400	411,00 €	
Fahrpulthalter für REM216 oder REM400			
JBG1207	Standard-Halter rechts (nachträglich auch noch auf der linken Seite montierbar) ¹⁾	◆	
JBG1208	Standard-Halter links (nachträglich auch noch auf der rechten Seite montierbar) ²⁾	○	
JBG1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar rechts ¹⁾	○	
JBG1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar links ²⁾	○	

JBG1709	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Montage mittig mit Halter nach rechts abschwenkbar, Halter mit Handauflage rechts, Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar, rechts)	399,00
JBG1710	Fahrpulhalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Montage mittig mit Halter nach links abschwenkbar, Halter mit Handauflage links, Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar, links)	399,00
JBG2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ³⁾	926,00 €
JBG2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ⁴⁾	926,00 €
JBG2227	Fahrpulhalter für Begleitperson rechts ⁵⁾	372,00 €
JBG2228	Fahrpulhalter für Begleitperson links ⁶⁾	372,00 €
JBX2239	Individueller Fahrpulhalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage

- 1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar rechts
 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Tisch abschwenkbar links
 3) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar
 4) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar
 5) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar rechts, Stockhalter rechts
 6) NC: Taschenhaken, Begleitsteuerung ACU200, Halter für Begleitperson abnehmbar links, Stockhalter links

Fahrpulhalter für REM500

JBG2209	Abschwenkbar nach rechts, vielfach einstellbar ^{1) 3)}	○
JBG2210	Abschwenkbar nach links, vielfach einstellbar ^{2) 4)}	○
JBG2213	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ^{1) 3) 4)}	926,00 €
JBG2214	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ^{2) 3) 4)}	926,00 €
JBX2239	Individueller Fahrpulhalter im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage

- 1) NC: Halterungen rechts für alle externe Joysticks, Rückspiegel rechts, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts
 2) NC: Halterungen links für alle externe Joysticks, Rückspiegel links, Halterung für Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links
 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts
 4) NC: Tisch abschwenkbar links

Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter

JBG2219	Begleitsteuerung DLX-ACU200, nur mit Standard-Halter	750,00 €
JBG2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC, nur mit abnehmbarem Halter	1.026,00 €
JBG2259	Standard-Halter für Begleitperson rechts ¹⁾	◆
JBG2260	Standard-Halter für Begleitperson links ²⁾	○
JBG1221	Halter für Begleitperson abnehmbar rechts ¹⁾	◆
JBG1222	Halter für Begleitperson abnehmbar links ²⁾	○

- 1) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar rechts, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson rechts, Stockhalter rechts
 2) NC: Halter Kinnsteuerung elektrisch abschwenkbar links, Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Begleitperson links, Stockhalter links

Externe Kompakt-Joysticks LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)

Wenn mehrere Joysticks oder Joystick + Fahrpult REM500 an einem Halter montiert werden sollen, wählen Sie bitte die Option 2215 (Halterung im Sonderbau).

JBG2231	Proportionaler Kompakt-Joystick DLX-CR400	823,00 €
JBG2232	Proportionaler Low-Force-Kompakt-Joystick DLX-CR400LF mit ca. 30% leichterem Joystickweg	977,00 €
JBG2207	Montage rechts ^{1) 3)}	○
JBG2208	Montage links ^{2) 4)}	○
JBG2265	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{1) 3) 4) 5)}	926,00 €
JBG2266	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar, bei Wahl eines zusätzlichen Joysticks (oder Joystick in Verbindung mit REM500) nur über Sonderbau möglich (bitte Option 2215 wählen) ^{2) 3) 4) 6)}	926,00 €
JBX2215	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage

- 1) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts
 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links
 3) NC: Tisch abschwenkbar rechts
 4) NC: Tisch abschwenkbar links
 5) NC: Rückspiegel rechts
 6) NC: Rückspiegel links

Kopfsteuerung LiNX (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)

JBG2230	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung ATOM ASL104, Standard-Seitenflügel 1)	5.561,00 €
JBG2247	Kopfsteuerung mit Ultraschall-Näherungssensoren für berührungslose Steuerung PROTON ASL104P, vielfach einstellbare Seitenflügel 1)	6.591,00 €

- 1) NC: MEC-Joystick, HD-Joystick



2219



2245



2231



2232



2230



2247

Drahtlos-Zubehör für Kopfsteuerung / Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC), (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JBG2249	Drahtloser Dreifach Switch Empfänger ASL557-3 für die Verbindung zu Kommunikationshilfen	462,00 €
JBG2250	Drahtloser Maus Emulator ASL558 für die Verbindung zum Computer	926,00 €
Mini-Joystick Micro Extremity Control (MEC) LiNX oder Heavy Duty Joystick LiNX + Halter (Fahrpult REM400 oder REM500 erforderlich)		
JBG2233	Proportionaler Mini-Joystick (Micro Extremity Control) ASL130, mit sehr geringer Muskelkraft steuerbar (ca. 18 g) ¹⁾	4.634,00 €
JBG2240	Proportionaler Heavy Duty-Joystick mit Mode Switch ASL133 ¹⁾	1.956,00 €
JBG2285	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) rechts ²⁾	565,00 €
JBG2286	Halter mit Handauflage ASL603 (100 x 150 mm) links ³⁾	565,00 €
JBG2283	Montage mittig, Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾	926,00 €
JBG2284	Montage mittig, Halter nach links abschwenkbar ³⁾	926,00 €
JBG2287	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach rechts abschwenkbar ²⁾	1.441,00 €
JBG2288	Montage mittig inkl. Handauflage ASL603 (100 x 150 mm), Halter nach links abschwenkbar ³⁾	1.441,00 €
JBX2289	Individuelle Halterung im Sonderbau (Bitte Informationen zur gewünschten Spezifikation angeben)	auf Anfrage
<small>1) NC: Taschenhaken 2) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer rechts, Tische abschwenkbar, Rückspiegel rechts 3) NC: Halterung Extra Bedieneinheit für Bedienung durch Nutzer links, Tische abschwenkbar, Rückspiegel links</small>		
LiNX Zubehör		
Extra Bedieneinheit		
JBG2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinenstecker)	514,00 €
JBG2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (NC: Rückspiegel rechts, Tisch abschwenkbar rechts)	○
JBG2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (NC: Rückspiegel links, Tisch abschwenkbar links)	○
JBG2291	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts (NC: Taschenhaken)	○
JBG2292	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links (NC: Taschenhaken)	○
JBG2225	Ohne feste Montageposition	○
USB-Ladeanschluss		
JBG2253	USB-Ladegerät DLX-USB02-A (NC: Bodypoint Positionierungsurte)	256,00 €
JBG2281	Montage rechts	○
JBG2282	Montage links	○
Weitere Komponenten / Zubehör		
JBG2300	Beigelegt, nicht angeschlossen	○
JBX2301	Angeschlossen und programmiert (Sonderbau)	auf Anfrage
Buddy Buttons (Eingang für Klinenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)		
JBG1685	Buddy Button Rot	148,00 €
JBG1686	Buddy Button Gelb	148,00 €
JBG1687	Buddy Button Grün	148,00 €
JBG1690	Buddy Button Blau	148,00 €
Eierförmiger Button (Eingang für Klinenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)		
JBG2254	Eierförmiger Button Schwarz	153,00 €
Piko Buttons (Eingang für Klinenstecker erforderlich, wenn Fahrpult REM216 gewählt wurde)		
JBG1711	Piko Button Rot	164,00 €
JBG1712	Piko Button Gelb	164,00 €
JBG1713	Piko Button Grün	164,00 €
JBG1714	Piko Button Orange	164,00 €
JBG1715	Piko Button Blau	164,00 €
JBG1716	Piko Button Schwarz	164,00 €
Bodypoint Joystickaufsätze		
JBG2721	Tetragabel, 76 mm breit	139,00 €
JBG2722	Tetragabel, 102 mm breit	139,00 €
JBG2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser	139,00 €
JBG2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser	139,00 €



FAHREINHEIT			
Rahmenfarbe			
JBG2871	Galaxie-Grau		◆
JBG2872	Merkur-Silber		○
JBG2873	Mars-Rot		○
JBG2874	Neptun-Blau		○
JBG2875	Weltall-Violett		○
JBX0299	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage, nur in Kombination mit Sonderfarbe für Felgeneinsatz)		auf Anfrage
Farbwahl Felgeneinsatz			
JBG2882	Unendlich-Schwarz		◆
JBG2883	Merkur-Silber		○
JBG2884	Mars-Rot		81,00 €
JBG2885	Neptun-Blau		81,00 €
JBG2886	Weltall-Violett		81,00 €
JBX2887	Sonderfarbe - Bitte RAL-Code angeben (Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage)		auf Anfrage
Vorderradgabel			
JBG2631	Einseitige Gabel (NC: Verriegelung Vorderräder in Verbindung mit Radspritzschutz vorne)		411,00 €
JBG2632	Doppelseitige Gabel (ohne Felgeneinsatz Vorderräder; Chassis verbreitert sich auf 656 mm)		◆
Vorderräder			
JBG0835	9" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JBG0836	9" pannensicher Schwarz, abriebfrei		165,00 €
JBG0838	9" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		216,00 €
Verriegelung für Vorderräder			
JBG1490	Verriegelung für Vorderräder		184,00 €
Hinterräder			
JBG0704	14" Luftbereifung Schwarz, abriebfrei		◆
JBG0705	14" pannensicher Schwarz, abriebfrei		185,00 €
JBG0706	14" pannengeschützt mit Geleinsatz, Schwarz, abriebfrei		237,00 €
Federung			
JBG2870	CTC-Federung (Control-Traction-Comfort)		◆
Federungseinstellung			
JBG1916	Federung bis 160 kg Nutzergewicht		◆
Motor			
JBG1282	Motoren 6 km/h, 4-polig		◆
JBG1283	Motoren 10 km/h, 4-polig		823,00 €
JBG1224	Motoren 12 km/h, 4-polig		977,00 €
Batterien			
JBG1259	60 Ah (C20) / 47,4 Ah (C5) Gel-Batterien		◆
JBG1260	73,5 Ah (C20) / 63 Ah (C5) Gel-Batterien (NC: Vorbereitung für DAHL Dockingstation)		401,00 €
Stabilitätsprogramm			
JBG1215	G-Trac elektronisches Stabilitätsprogramm		823,00 €
Ladegerät			
JBG1313	Ladegerät OptiCharge 10A		◆
SICHERHEITSOPTIONEN			
Kippschutz			
JBG1205	Anti-Kippräder		◆
Licht			
JBG1437	Lichtanlage LED mit Blinkern, 30 Lux		◆
Heckmarkierungstafel			
JBG1378	Heckmarkierungstafel nach §4 FZV (erforderlich bei v > 6 km/h)		98,00 €




2631



2632



1490



1205

SICHERHEITZUBEHÖR		
Bordsteinheber		
JBG1244	Bordsteinheber, einklappbar	309,00 €
Transportbefestigung		
JBG1450	Vorbereitung für DAHL Dockingstation (nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze)	742,00 €
JBG1493	4-Punkt Transportbefestigung zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer (NC: Transportbefestigungspunkte Easy Access)	○
JBG1401	6-Punkt Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19	◆
Transportbefestigungspunkte		
JBG2894	Transportbefestigungspunkte Easy-Access, nur für Transportbefestigung zum Transport von Personen im Rollstuhl	184,00 €
Haltegurt		
JBG1329	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage am Rücken	61,00 €
JBG2113	Beckengurt mit Schnappverschluss, zur Montage an den seitlichen Führungsschienen	61,00 €
Bodypoint Positionierungsurte (inkl. Montage-Kit)		
JBG2701	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm	174,00 €
JBG2702	Evoflex Becken-Stabilisator mit Rehab-Verschluss, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm	174,00 €
JBG2703	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm	129,00 €
JBG2704	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, einseitige Anpassung mit Druckknopf-Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm	129,00 €
JBG2705	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe L (gepolsterte Länge 620 mm), für SB 480 - 530 mm	102,00 €
JBG2706	2-Punkt Hüftgurt gepolstert, zweiseitige Anpassung mit seitlichem Verschluss und Cinch-Mount, Größe M (gepolsterte Länge 460 mm), für SB 380 - 430 mm	102,00 €
Rückspiegel		
JBG1415	Rückspiegel rechts	50,00 €
JBG1339	Rückspiegel links	50,00 €
WEITERES ZUBEHÖR		
Halterungen		
JBG2128	Taschenhaken für Modulite-Sitz (max. 6 kg Belastung)	123,00 €
Stockhalter (In Kombination mit Steuerung für Begleitperson Montage jeweils nur an der gegenüberliegenden Seite.)		
JBG1312	Stockhalter rechts	40,00 €
JBG1363	Stockhalter links	40,00 €
Radspritzschutz		
JBG1416	Radspritzschutz vorne	81,00 €
JBG1417	Radspritzschutz hinten	102,00 €
Tisch		
JBG1404	Tisch abschwenkbar, rechts	325,00 €
JBG1405	Tisch abschwenkbar, links	325,00 €
Werkzeugset		
JBG1333	Werkzeugset	49,00 €
Programmierschlüssel		
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX	250,00 €
SERVICEPAUSCHALE		
JBG3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)	250,00 €
BEMERKUNGEN		



1404 / 1405



SP1602886