

Invacare® AVIVA RX10 CE
 HMV-Nr.: 18.50.04.0238
 Elektro-Rollstuhl zur Nutzung im Innen- und Außenbereich.
 Benutzergewicht: max. 136 kg
Grundpreis: 5.299,00 €

Kunden-Nr.: _____
 Ansprechpartner: _____
 Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

	Gewicht des Patienten = kg	
Art.-Nr.	Beschreibung	
	<p>Invacare AVIVA RX10 Grundausstattung: Benutzergewicht bis 136 kg, Standard Sitzrahmen mit 430 mm oder 480 mm Sitzplatte, Sitzbreite anpassbar auf 25 mm pro Seite, Standard Sitztiefe 460 mm (einstellbar in 25 mm Schritten 410 - 510 mm), Standard Sitzkissen 50 mm, Beckengurt inkl. Verriegelung, Sitzhöhe 450mm (stufenlos einstellbar bis 470 mm), anpassbare Rückenbespannung, Polsterfarbe Schwarz, Seitenteile abnehmbar höhenverstellbar 240 - 315 mm, Armlehnenpolster kurz 325 mm, Beinstützen Standard Paar, Unterschenkellänge 350 - 450 mm, feste Fußplatten Paar, LINX Steuerungssystem, wegschwenkbare Halterung RH, Rahmenfarbe Schwarz, Vorderrad 9" (225 mm) x 2.3" (60 mm) mit pannensicherer Bereifung, pannensichere Antriebsräder 14" (355 mm) x 3" (75 mm), manuell einstellbare Federung, Anti-Kippräder, Motoren 6 km/h, 2-polig, 51 Ah Gel-Batterien, LED-Lichtanlage, 4-Punkt-Transportbefestigung gem. ISO 7176-19</p>	

Sitzbreite	Nackenstütze tiefeinstellbar	Sitzwinkelverstellung 0° - 20°	Rückenwinkelverstellung 90° - 120°	LINX Steuerungssystem	Art.-Nr.	Preis	Auswahl
430 mm	-	manuell	manuell	DLX-REM150 ¹	1680061	5.299,00	
480 mm	-	manuell	manuell	DLX-REM150 ¹	1680062	5.299,00	
430 mm	X	elektrisch	manuell	DLX-REM215 ²	1680071	6.699,00	
480 mm	X	elektrisch	manuell	DLX-REM215 ²	1680072	6.699,00	
430 mm	X	elektrisch	elektrisch	DLX-REM215 ²	1680349	8.299,00	
480 mm	X	elektrisch	elektrisch	DLX-REM215 ²	1680395	8.299,00	

1 für Fahrfunktion und Licht
 2 für Fahrfunktion, Licht und elektrische Verstellungen