



☐ **Bestellung**

☐ **Angebot**

Yes, you can.®

Tel. 07562 700-38 • kundenservice@invacare.com

Preise in Euro
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Invacare® **Action²_{NG} Transit Lite**

Benutzergewicht: **max. 125 kg**

Grundpreis: 429,00 €

inkl. Armlehnen und Beinstützen



Kunden-Nr:

Ansprechpartner:

Kommission:

☐ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

	Gewicht des Patienten = kg		
Art.-Nr.	Beschreibung		€
	Invacare® Action2 NG Transit Lite	☐	429,00
	Basisausstattung: Farbe Mokka, Sitzhöhe 48,5 mm, Nylon Sitzbespannung gepolstert, faltbarer Rücken, Rückenhöhe 430 mm, Nylon Rücken gepolstert, Armlehnen gepolstert lang, feste Schiebegriffe, 80° Beinstützenoberteile nach außen abschwengbar und abnehmbar, hochklappbare Fußplatten, einstellbare Fersenbänder, Vorderräder 7" x 1 1/4", Hinterräder 12" x 2" Vollgummi-Bereifung, Bremse für Begleitperson mit Feststellfunktion.		



VARIANTENMATRIX

	Sitzbreite	Sitztiefe	Art.-Nr.	Anzahl		
Transit Lite	405 mm	400 mm	BRI685837		☐	
	430 mm	400 mm	BRI685838		☐	
	455 mm	400 mm	BRI685839		☐	
	480 mm	400 mm	BRI685840		☐	

Summe

ZUBEHÖR

SP60I31874	Beckengurt Standard mit Kunststoff-Schnalle und Montagematerial	☐	28,00
SP60I32725	Beckengurt Lang mit Kunststoff-Schnalle und Montagematerial	☐	31,00

BEMERKUNGEN