



**Bestellung**

**Angebot**

**Yes, you can.®**

Tel. 07562 700-38 • kundenservice@invacare.com

Preise in Euro  
zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Invacare® Action<sup>®3</sup> NG** **CE**  
**Lagervariante**  
HMV-Nr.: 18.50.02.2074  
Benutzergewicht: **max. 125 kg**  
**Grundpreis: 1.545,00 €**

Kunden-Nr.:  
Ansprechpartner:  
Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	€
	<b>Gewicht des Patienten = kg</b>	
	<b>Invacare® Action<sup>®3</sup> NG Lagervariante</b>	<b>1.545,00</b>
	<b>Basisausstattung:</b> Farbe Schwarz-Metallic, Sitztiefe stufenlos einstellbar 400 - 450 mm, Sitzhöhe 485 mm, Nylon Sitzbespannung, fester Rücken 7° mit Lumbalknick, 430 mm Rückenhöhe, Rückenbespannung anpassbar, 1 Klettband, Standard-Überwurf, 80° Beinstützenoberteile nach innen und außen abschwenkbar, hochklappbare Fußplatten, Armlehnen Nr. 2 Desk abnehmbar und abschwenkbar inkl. Kit zur Höheneinstellung, einstellbare Fersenbänder, Vorderräder 8" x 1 1/4" pannensicher, Hinterräder 24", Hinterradausführung Standard oder für Trommelbremse, pannensichere Bereifung, Greifreifen Aluminium eloxiert, Steckachsen.	

**VARIANTENÜBERSICHT**

Action <sup>®3</sup> NG Lagervariante Basisausstattung (wie beschrieben) inkl. 24"-Antriebsräder mit PU Bereifung	Bremse	Sitzbreite	Art.-Nr.	Anzahl	€
	Standardbremse		380 mm	BZ1548406-A3	
		405 mm	BZ1534922-A3		
		430 mm	BZ1534923-A3		
		455 mm	BZ1534924-A3		
		480 mm	BZ1534925-A3		
		505 mm	BZ1534926-A3		
Trommelbremse		380 mm	BZ1534910-A3		1.771,00
		405 mm	BZ1534911-A3		
		430 mm	BZ1534912-A3		
		455 mm	BZ1534913-A3		
		480 mm	BZ1534914-A3		
		505 mm	BZ1534915-A3		

**ZUBEHÖR**

	Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, rechts	106,00
	Beinstützenoberteil hochschwenkbar 0° - 80°, links	106,00
	Sitzkissen	65,00
	Beckengurt mit Klippverschluss	◆
	Kippschutz, Paar	◆
	Passive Beleuchtung	◆
	Stockhalter	◆



1430

**Weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.**

<b>Summe</b>		
--------------	--	--