

**Invacare® Action® XT** CE

HMV-Nr.: 18.50.03.0220  
Benutzergewicht: **max. 125 kg**

**Grundpreis: 1.828,00 €**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert  Standard-Option  Option ohne Aufpreis

Gewicht des Patienten =		kg				
Art.-Nr.	Beschreibung	€				
CER0026	Invacare® Action® XT	1.828,00				
CERSPEC	Sonderbau	auf Anfrage				
<b>ANTRIEBSVERSION</b>						
CER0100	Greifreifenantrieb	◆				
<b>SITZ</b>						
<b>SITZBREITE</b>						
CER0180	380 mm Sitzbreite (NC: Sitztiefe 500 mm)	○				
CER0190	405 mm Sitzbreite (NC: Sitztiefe 500 mm)	○				
CER0200	430 mm Sitzbreite	◆				
CER0210	455 mm Sitzbreite	○				
CER0220	480 mm Sitzbreite	○				
CER0230	505 mm Sitzbreite	○				
<b>SITZTIEFE</b>						
CER0240	Sitztiefe 400 mm (NC: sehr aktive Hinterradposition)	○				
CER0250	Sitztiefe 450 mm	○				
CER0251	Sitztiefe 500 mm (nur mit aktiver Hinterradposition), (NC: Sitzkissen <b>Flo-tech Lite</b> und <b>Flo-tech Contour Visco</b> , Radstandsverlängerung für Amputierte)	○				
CER0252	Sitztiefe einstellbar 400 - 450 mm	◆				
<b>SITZHÖHE</b>						
<b>Vorder- rad/Hin- terrad</b>	<b>Sitzhöhe vorn in mm (Einstellung ab Werk)</b>					
	385	410	435	460	485	510
8" - 24"				3)	4)	
6" - 24"		2)			3)	
6" - 22"		2)			3)	
5 ½" - 24"					3)	
5 ½" - 22"					3)	
5" - 22"	1) 2)	2)				
1) NC: 90° Beinstütze, Armlehnen Nr. 2, Radspritzschutz abnehmbar, Armlehnenrohre wegschwenkbar, aktive und sehr aktive Hinterradposition, Trommelbremse 2) NC: Verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Ankipphilfe, Anti-Kippräder 3) NC: 90° Beinstütze 4) NC: 90° Beinstütze, Radspritzschutz abnehmbar, Armlehnenrohre wegschwenkbar						
<b>SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG</b>						
CER0340	Nylonbespannung mit Klettbefestigung für Sitzkissen	◆				
<b>RÜCKEN</b>						
<b>RÜCKENAUSFÜHRUNG: FEST, LUMBALKNICK</b>						
CER0410	7°, 400 / 430 mm Rückenhöhe, feste Schiebegriffe (voreingestellt auf 430 mm), (inkl. Rückenstrebe)	◆				
CER0420	7°, 510 mm Rückenhöhe, feste Schiebegriffe, (inkl. Rückenstrebe)	50,00				
CER0425	7°, 430 mm Rückenhöhe, mit höhenverstellbaren Schiebegriffen 150 mm, (inkl. Rückenstrebe), (NC: Invacare Matrix Rücken)	106,00				



Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelänge. **233**

CER0428	7°, 350 mm Rückenhöhe (anpassbar auf 400mm), feste Schiebegriffe, kurz (inkl. faltbarer Rückenstrebe) (NC: Trommelbremse, Rückenbespannung anpassbar 7+1 Klettbänder)		○		0428																																																																										
<b>INVACARE MATRX-POSITIONIERUNGSRÜCKEN</b>																																																																															
CER0451	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm																																																																														
CER0452	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm																																																																														
CER0453	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm																																																																														
CER0454	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm																																																																														
CER0456	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm																																																																														
CER0461	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm																																																																														
CER0462	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm																																																																														
CER0457	Invacare MatrX Elite E2 inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm																																																																														
CER0458	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 160 mm																																																																														
CER0459	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 210 mm																																																																														
CER0466	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 260 mm																																																																														
CER0467	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 310 mm																																																																														
CER0468	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 360 mm																																																																														
CER0463	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 410 mm																																																																														
CER0464	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 460 mm																																																																														
CER0469	Invacare MatrX Elite E2 Deep inkl. Halterung, Rückenhöhe 510 mm																																																																														
<b>RÜCKENBREITE INVACARE MATRX RÜCKEN (bitte Konfigurationstabelle beachten)</b>																																																																															
CER0482	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)				○																																																																										
CER0483	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)				○																																																																										
CER0484	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)				○																																																																										
CER0485	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)				○																																																																										
CER0486	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)				○																																																																										
CER0487	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)				○																																																																										
CER0488	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)				○																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">Sitzbreite in mm</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>mm</th> <th>380</th> <th>405</th> <th>430</th> <th>455</th> <th>480</th> <th>505</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="7">Invacare MatrX Rückenbreite</th> <th>360</th> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>380</th> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>410</th> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>430</th> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>460</th> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✗</td> <td>✗</td> </tr> <tr> <th>480</th> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <th>510</th> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✗</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>			Sitzbreite in mm								mm	380	405	430	455	480	505	Invacare MatrX Rückenbreite	360	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	380	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	410	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	430	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	460	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	480	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	510	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓				
		Sitzbreite in mm																																																																													
		mm	380	405	430	455	480	505																																																																							
Invacare MatrX Rückenbreite	360	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗																																																																							
	380	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗																																																																							
	410	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗																																																																							
	430	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗																																																																							
	460	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗																																																																							
	480	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓																																																																							
	510	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓																																																																							
<b>RÜCKENPOLSTERUNG</b>																																																																															
CER0478	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CER0940 Rückenstrebe)				111,00																																																																										
CER0479	Rückenbespannung anpassbar, 3+1 Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CER0940 Rückenstrebe)				○																																																																										
CER0480	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbänder, Standard-Überwurf (inkl. CER0940 Rückenstrebe)				◆																																																																										
CER0481	Rückenbespannung anpassbar, 7+1 Klettbänder, Bi-Material-Überwurf, inkl. Rückentasche (inkl. CER0940 Rückenstrebe)				173,00																																																																										
<b>BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN</b>																																																																															
<b>BEINSTÜTZENOBERTEILE RECHTS</b>																																																																															
CER0510	80° Beinstützenoberteil rechts				◆																																																																										
CER0511	90° Beinstützenoberteil rechts, nur in Schwarz erhältlich (nur mit 5" x 1" Vorderrad), (NC: Fußplatte hochklappbar, Höhenadapter für kurze UL)				○																																																																										
CER0520	Winkeleinstellbares Beinstützenoberteil 0°-75° rechts (NC: Einteiliges Fußbrett, einstellbares Wadenband, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Höhenadapter für kurze UL)				106,00																																																																										
<b>BEINSTÜTZENOBERTEILE LINKS</b>																																																																															
CER0560	80° Beinstützenoberteil links				◆																																																																										
CER0561	90° Beinstützenoberteil links, nur in Schwarz erhältlich (nur mit 5" x 1" Vorderrad), (NC: Fußplatte hochklappbar, Höhenadapter für kurze UL)				○																																																																										



0480



CER0570	Winkeleinstellbares Beinstützenoberteil 0°-75° links (NC: Einteiliges Fußbrett, einstellbares Wadenband, verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Höhenadapter für kurze UL)		106,00	
<b>FUSSPLATTEN RECHTS</b>				
CER0600	Fußplatte hochklappbar rechts		◆	
CER0610	Fußplatte hochklappbar, tiefen- u. winkelverstellbar rechts		○	
<b>EINTEILIGES FUSSBRETT</b>				
CER0611	Einteiliges Fußbrett nach rechts hochklappbar, tiefen- u. winkelverstellbar (NC: verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, Höhenadapter für kurze UL)		195,00	
<b>FUSSPLATTEN LINKS</b>				
CER0620	Fußplatte hochklappbar links		◆	
CER0630	Fußplatte hochklappbar, tiefen- u. winkelverstellbar links		○	
<b>ARMLEHNEN / SEITENTEILE</b>				
<b>ARMLEHNE NR. 1, Paar, (abnehmbar, höheneinstellbar 200 - 280 mm, inkl. Verriegelungsmechanismus, gepolstert)</b>				
CER0640/0740	Desk (NC: Radspritzschutz)		○	
CER0650/0750	Lang (NC: Radspritzschutz)		○	
<b>ARMLEHNEN NR. 2, Paar, (abnehmbar, abschwenkbar 240 mm, gepolstert)</b>				
CER0660/0760	Desk (NC: Radspritzschutz)		○	
CER0670/0770	Lang (NC: Radspritzschutz)		○	
<b>ARMLEHNEN NR. 3, Paar, (abnehmbar, höhenverstellbar und abschwenkbar, 170 - 295 mm, gepolstert)</b>				
CER0680/0780	Desk (NC: Radspritzschutz)		212,00	
CER0690/0790	Lang (NC: Radspritzschutz)		212,00	
<b>RADSPRITZSCHUTZ</b>				
CERI737/1837	Abnehmbarer Radspritzschutz in Carbon-Optik (höheneinstellbar von 155 - 220 mm) (NC: 22" Hinterräder, Radstandsverlängerung für Amputierte)		◆	
<b>ARMLEHNENROHRE</b>				
CER0739/0839	Abschwenkbar, gepolstert (NC: Radspritzschutz, 22" Hinterräder, Radstandsverlängerung für Amputierte, Stockhalter, ausschließlich mit sehr aktiver Hinterradposition möglich)		245,00	
<b>POSITIONIERUNGSOPTIONEN</b>				
<b>INVACARE SITZKISSEN (bitte geben Sie bei Wahl eines der nachfolgenden Sitzkissen im nächsten Schritt die gewünschte Sitztiefe des Kissens an)</b>				
CER0849	Standard-Sitzkissen 50 mm		◆	
CER0869	Invacare® <b>Matrx® Flo-tech® Lite</b> Sitzkissen, Höhe 78 mm (NC: Sitztiefe 500 mm)		139,00	
CER0871	Invacare® <b>Matrx® Flo-tech® Contour Visco</b> Sitzkissen, Höhe 120 mm (NC Sitztiefe 500 mm)		349,00	
CER0876	Invacare® <b>Matrx® Libra</b> Sitzkissen, Höhe 83 mm		698,00	
<b>SITZTIEFE FÜR INVACARE SITZKISSEN</b>				
CER0878	Sitztiefe 400 mm		○	
CER0879	Sitztiefe 450 mm		○	
CER0883	Sitztiefe 500 mm		○	
<b>WEITERE POSITIONIERUNGSMÖGLICHKEITEN</b>				
CER0930	Einstellbares Wadenband		20,00	
CER0935	Verlängertes Einschubrohr für Fußplatte, + 105 mm (UL: 450 - 530 mm)		25,00	
CER0936	Höhenadapter für kurze Unterschenkelängen, Paar, ermöglicht UL 230 - 430 mm. Auslieferung mit Standard-Fußplatte		71,00	
CER0955	Ohne Verriegelungskit für Armlehne Nr. 1		○	
<b>Spezielle weitere Sitzkissen zur optimalen Positionierung und Dekubitusprophylaxe finden Sie im Invacare Gesamtkatalog für Händler.</b>				
<b>RAHMENFARBEN (90°-Beinstützenoberteile sind nur in Schwarz erhältlich)</b>				
CER0961	Schiefergrau		○	
CER0964	Perlweiß		○	
CER0965	Grün-Metallic		○	
CER0966	Schwarz-Matt		○	

CER0974	Marineblau		<input type="radio"/>		
CER0976	Violett		<input type="radio"/>		
CER0969	Rot-Matt		<input type="radio"/>		
CER0972	Türkis-Blau		<input type="radio"/>		
CER0980	Schwarz-Metallic		<input checked="" type="radio"/>		
<b>VORDERRADAUFNAHME</b>					
CER0996	Leichtgewicht		<input checked="" type="radio"/>		
<b>VORDERRÄDER</b>					
CERI005	8" x 1 1/4" Luftbereifung, Schwarz		<input type="radio"/>		
CERI010	8" x 1 1/4" pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>		
CERI030	8" x 2" pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>		
CERI035	6" x 1 1/4" pannensicher mittelhart, Schwarz		<input type="radio"/>		
CERI050	6" x 1 1/4" pannensicher, Schwarz		<input checked="" type="radio"/>		
CERI054	5" x 1" pannensicher, Schwarz		<input type="radio"/>		
CERI056	5 1/2" x 1 3/4" pannensicher mittelhart, Schwarz		<input type="radio"/>		
<b>HINTERRÄDER</b>					
<b>HINTERRADGRÖSSE</b>					
CERI066	22" (NC: Schwalbe Marathon Plus Bereifung, Edelstahlgreifreifen)		<input type="radio"/>		
CERI068	24"		<input checked="" type="radio"/>		
<b>HINTERRADAUSFÜHRUNG</b>					
CERI071	Standard (schwarze Nabe, farblose Felge, verzinkte Speichen), (NC: aktive und sehr aktive Hinterradposition)		<input checked="" type="radio"/>		
CERI072	Verstärkt (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen), (NC: aktive und sehr aktive Hinterradposition)		153,00		
CERI073	Hinterrad für Trommelbremse (farblose Nabe, eloxierte farblose Felge, Edelstahl-Speichen), (nur mit Standard-Hinterradposition)		<input type="radio"/>		
CERI076	Leichtgewicht (schwarze Nabe und Felge, 24 schwarze Radialspeichen), (NC: Radstandsverlängerung, Luftpumpe mit Halter, Hand- und Speichenschutz)		153,00		
<b>HINTERRADBEREIFUNG</b>					
CERI082	1.3/8" pannensichere Bereifung, Schwarz		<input checked="" type="radio"/>		
CERI084	1.3/8" Luftbereifung mit Profil, Schwarz		<input type="radio"/>		
CERI088	1" Luftbereifung Leichtlauf, Schwarz		<input type="radio"/>		
CERI092	1" Maxxis Alpha Protect Bereifung, nur für Hinterrad Leichtgewicht		<input type="radio"/>		
<b>GREIFREIFEN</b>					
CERI140	Aluminium eloxiert		<input checked="" type="radio"/>		
CERI151	Edelstahlgreifreifen		50,00		
<b>HINTERACHSE</b>					
CERI180	Steckachse		<input checked="" type="radio"/>		
<b>RADSTAND</b>					
CERI181	Sehr aktive Hinterradposition, 75 mm vor den Rückenrohren		<input type="radio"/>		
CERI182	Aktive Hinterradposition, 50 mm vor den Rückenrohren		<input type="radio"/>		
CERI183	Standard Hinterradposition, 25 mm vor den Rückenrohren		<input checked="" type="radio"/>		
CERI201	Radstandsverlängerung für Amputierte, 75 mm hinter den Rückenrohren (bis 85 mm; Einstellung ab Werk), nur mit Druckbremse, (NC: 3° Radsturz)		28,00		
<b>RADSTURZ</b>					
CERI211	0° Radsturz		<input checked="" type="radio"/>		
CERI212	3° Radsturz (Aktiv) (NC: Trommelbremse)		<input type="radio"/>		
<b>EXTRAS</b>					
CERI260	Hand- und Speichenschutz, Schwarz, für 24"-Hinterräder		121,00		
CERI261	Hand- und Speichenschutz, Klar, für 22" Hinterräder		121,00		
<b>BREMSEN</b>					
CERI270	Druckbremse		<input checked="" type="radio"/>		
CERI275	Ziehbremse		26,00		
CERI280	Trommelbremse, Bedienung für Begleitperson (inkl. Druckbremse)		225,00		

<b>ZUBEHÖR</b>				
CERI360	Beckengurt mit Klippverschluss		28,00	
CERI370	Anti-Kippräder (Paar) (NC: Ankipphilfe)		85,00	
CERI375	Anti-Kippräder inkl. Ankipphilfe (Paar)		102,00	
CERI380	Passive Beleuchtung		◆	
CERI390	Bremshebelverlängerung, Paar		28,00	
CERI430	Stockhalter		20,00	
CERI440	Ankipphilfe rechts		20,00	
CERI441	Ankipphilfe links		20,00	
<b>SERVICEPAUSCHALE</b>				
I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		150,00	
	<b>Summe</b>			