

**Invacare® Matr<sup>x</sup>® PB Deep** **CE**  
**Invacare® Matr<sup>x</sup>® PB Deep**  
**Heavy Duty**

Kunden-Nr:  
Ansprechpartner:  
Kommission:

Bitte markieren Sie in der Tabelle deutlich die gewünschte Größe. Sondermaße sind vom Umtausch ausgeschlossen.

<b>Invacare Matr<sup>x</sup> PB Deep und PB Deep Heavy Duty</b>		
Ergonomische Rückenschale mit atmungsaktivem Bezug.		
Max. Nutzergewicht: <b>136 kg</b> , Heavy Duty: <b>227 kg</b> Konturtiefe (A): 18 cm		
<b>Hinweise / Einsatzbereich:</b> Sichere Stabilität und Führung. Kompensation von Haltungsschwächen. HMV-Nummer: <b>18.99.07.0015</b>		

**Invacare Matr<sup>x</sup> PB Deep - Rückenschale ohne Halterung, inkl. Kopfstützen-Aufnahme** **ab 509,00 €**

Breite (cm)						je Rückenschale	<b>509,00</b>
Brustkorb (B)	≤ 26	≤ 31	≤ 33	≤ 36	≤ 41		
Rücken (C)	36	41	43	46	51		
Rollstuhlsitz	36 - 38	38 - 43	41 - 46	43 - 48	48 - 53		
Rückenhöhe (cm)	31						
	41						
	51						

<b>Halterungen</b>			
Easy Set Halterung (Standard) mit 2-Punkt-Befestigung (für faltbare Rollstühle und Elektro-Rollstühle), beinhaltet Montage-Pins Standard und Mittel (+25mm).	1545275	245,00	
Split Halterung mit 4-Punkt-Befestigung (für starre Rollstühle), beinhaltet Montage-Pins Standard und Mittel (+25mm).	1545278	245,00	
Verlängerte Montage Pins (+50mm). Ermöglicht die Montage einer schmaleren Rückenschale, bei bis zu 5 cm größerer Sitzbreite	1544237	69,00	
Easy Set Halterung (Heavy Duty) mit 2-Punkt-Befestigung	1544776	299,00	

**Invacare Matr<sup>x</sup> PB Deep Heavy Duty - Rückenschale inkl. Halterung, inkl. Kopfstützen-Aufnahme** **ab 969,00 €**

Breite (cm)				je Rückenschale	<b>969,00</b>
Brustkorb (B)	≤ 41	≤ 46	≤ 51		
Rücken (C)	51	56	61		
Rollstuhlsitz	48 - 53	53 - 58	58 - 64		
Rückenhöhe (cm)	41				
	51				

<b>Zubehör</b>		
Kopfstütze Invacare Matr <sup>x</sup> Loxx mit weichem Polster inkl. Kopfstützenaufnahme	1634173	399,00
Kälteschutz-Latz S (330x410mm) für Rücken mit Rückenbreite = 38 - 41 cm	1551800	69,00
Kälteschutz-Latz M (380x410mm) für Rücken mit Rückenbreite = 43 - 46 cm	1551903	69,00
Kälteschutz-Latz L (430x410mm) für Rücken mit Rückenbreite = 48 - 51 cm	1551904	69,00

