



**Bestellung**

**Angebot**

**Yes, you can.®**

Tel. 07562 700-38 · kundenservice@invacare.com

Preise in Euro  
zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Invacare® Orion® METRO** CE

Benutzergewicht: **max. 136 kg**  
HMV-Nr.: **18.51.05.1035**

**Grundpreis: 3.175,63€**

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert    ◆ Standard-Option    ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung		Preis €	Preis inkl. MwSt (19%)
I640297	Invacare® Orion METRO, 4-Rad-Scooter, 6 km/h, Silber, bis 136 kg		3.175,63	3.779,00
I640296	Invacare® Orion METRO, 4-Rad-Scooter, 6 km/h, Himmelsblau, bis 136 kg		3.175,63	3.779,00
I640295	Invacare® Orion METRO, 4-Rad-Scooter, 6 km/h, Ahornrot, bis 136 kg		3.175,63	3.779,00
<b>LIEFERUMFANG</b>				
	Standard-Sitz, drehbar, mit Kopfstütze und Sitztasche, Rückenwinkel einstellbar	◆		
	Armlehnen, nach hinten schwenkbar, höhen- und breiteneinstellbar	◆		
	Sitzschienen, ermöglichen die Einstellung des Abstandes zur Lenksäule	◆		
	Lenksäule mit Ablagefach und stufenlos einstellbarem Winkel	◆		
	Ergonomischer Lenkgriff	◆		
	LED-Display mit hervorgehobenen Tasten und Ladestandsanzeige	◆		
	Rückspiegel links	◆		
	Stockhalter rechts	◆		
	Bremshebel	◆		
	Leistungs Power-Modul für Kraft und hohes Drehmoment			
	Transportbefestigungsbügel (4 Stück) am Fahrwerkrahmen	◆		
<b>WEITERE AUSSTATTUNGSMERKMALE</b>				
	Automatische Geschwindigkeitsreduktion bei Kurvenfahrt (abschaltbar)	◆		
	OptiCharge Ladegerät, 8 A, extern	◆		
	2 x 50 Ah AGM-Batterie für große Reichweite	◆		
	Leuchtstarke Lichtanlage nach StVZO mit Blinkern, Reflektoren und Bremslicht	◆		
	Federnde Luftbereifung mit extra großen 11"-Rädern für einfaches Überwinden von Hindernissen	◆		
	Stützräder für kontrolliertes Überfahren von Bordsteinkanten	◆		
	Fahrwerk mit Einzelrad-Federung für hohen Fahrkomfort	◆		
	Korb, vorn, abnehmbar	◆		
<b>SICHERHEITZUBEHÖR (zur Eigenmontage beigelegt)</b>				
<b>RÜCKSPIEGEL</b>				
API518241	Rückspiegel rechts		25,21	30,00
<b>HECKMARKIERUNGSTAFEL</b>				
API523648	Heckmarkierungstafel nach FZV §4 (NC: Halter für Gehgestell, Sitztasche, Einkaufskorb hinten, Wertsachenbox hinten)		90,76	108,00
<b>SITZOPTIONEN</b>				
API518274	Haltegurt mit Schnappverschluss		68,07	81,00
API640428	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)		111,76	133,00
API640429	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)		111,76	133,00
API640430	Sitzfederung, Einbausatz (bis 100 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)		111,76	133,00
API640447	Sitzfederung, Einbausatz (bis 136 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 508 mm)		111,76	133,00
API640448	Sitzfederung, Einbausatz (bis 136 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 533 mm)		111,76	133,00
API640449	Sitzfederung, Einbausatz (bis 136 kg Belastbarkeit, Sitzhöhe 558 mm)		111,76	133,00

<b>ZUBEHÖR (beigelegt)</b>				
<b>MOBILTELEFON</b>				
API637912	Halterung für Mobiltelefon		42,02	50,00
<b>HALTER</b>				
API528274	Stockhalter zur Montage links oder rechts (links nicht mit Heckmarkierungstafel) (NC: Halter für Gehgestell)		90,76	108,00
API553851	Halter für Rollator inkl. Stockhalter (NC: Sitztasche, Einkaufskorb hinten, Wertsachenbox hinten)		206,72	246,00
SPI580671	Inkl. geeigneter Halterung für Heckmarkierungstafel in Verb. mit Rollatorhalter	○		
API505728	Halter für Gehgestell (NC: Sitztasche, Stockhalter, Heckmarkierungstafel, Einkaufskorb hinten, Wertsachenbox hinten, Halterung für Sauerstoffflasche)		90,76	108,00
API521594	Getränkehalter		67,23	80,00
<b>RAMMSCHUTZ</b>				
API638965	Rammsschutzbügel vorn, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial		77,31	92,00
API638966	Rammsschutzbügel hinten, Schwarz, Einbausatz inkl. Befestigungsmaterial		77,31	92,00
<b>PERSONALISIERTER SCHLÜSSEL</b>				
API543154	Zylinder mit zwei personalisierten Schlüsseln		47,90	57,00
<b>BEHÄLTER UND KÖRBE</b>				
API637913	Wertsachenbox, abschließbar, „MC-Style“, zur Montage hinten (NC: Sitztasche, Halterung für Gehgestell / Rollator, Einkaufskorb hinten, Heckmarkierungstafel)		154,62	184,00
API637915	XL-Korb zur Montage an der Lenksäule (NC: Wertsachenbox vorne)		68,07	81,00
API505727	Großer Einkaufskorb für hinten (NC: Sitztasche, Halter für Gehgestell / Rollator, Heckmarkierungstafel, Wertsachenbox hinten)		82,35	98,00
<b>WIND- UND WETTERSCHUTZ</b>				
API543160	Windschild		77,31	92,00
API518240	Abdeckung, schützt den geparkten Scooter vor Schmutz		90,76	108,00
API521684	Sitzüberzug (Schwarz), schützt den Sitz vor Schmutz		59,66	71,00
API505731	Große Sitztasche mit Klettverschluss (NC: Halter für Gehgestell / Rollator, Heckmarkierungstafel, Einkaufskorb hinten, Wertsachenbox hinten)		77,31	92,00