

# Styxo 2

Ein Toilettengestell, zwei Funktionen



**Die nächste Generation im Hygienebereich**

Vielfältig, anpassbar, unterstützend



**Yes, you can.®**

# Unser neuester 2-in-1 Toilettenstuhl

Der Invacare **Styxo 2** ist eine unkomplizierte und preiswerte Unterstützung beim Toilettengang. Er vereint zwei Funktionen: Er kann als Toilettenstuhl im Schlafzimmer oder als Toilettensitzgestell im Badezimmer verwendet werden.

Der neue **Styxo 2** zeichnet sich durch sein durchdachtes Design aus und ist sehr einfach zu reinigen.

Alles ist direkt mit dabei: Der passende Toiletten- topf für die Nutzung außerhalb des Bades oder der wahlweise einsetzbare Spritzschutz für die Nutzung über der Toilette ist in der Lieferung enthalten – weiteres Zubehör wird nicht benötigt.



## Hauptmerkmale:

- 1 Zuverlässige Unterstützung dank robustem Toilettensitzgestell mit Armlehnen
- 2 Komplett ausgestattet:
  - > Toilettensitz
  - > Abdeckung
  - > wahlweise einsetzbar: Toilettentopf (mit Deckel) oder Spritzschutz
- 3 Einfach auf die individuelle Sitzhöhe oder Toilettenüberfahrbarkeit anpassbar dank verstellbaren Beinen in 7 Stufen (38 - 53 cm)

## Weitere Merkmale:

- > Werkzeuglose Montage
- > Hohes Benutzergewicht: bis zu 159 kg

## Technische Daten

Detaillierte Informationen finden Sie in der [Gebrauchsanweisung](#) und auf [www.invacare.de](http://www.invacare.de). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

					 Weiß Rahmenfarbe
Sitzhöhe ▾ 38 - 53 cm in 7 Stufen	Sitztiefe ▾ 38 cm	Gesamthöhe bei geschlossenem Toilettendeckel ▾ 58 - 73 cm	Gesamtbreite ▾ 61 cm	Länge und Breite des Toiletten- ausschnitts ▾ 24,5 x 20,5 cm	
					 Grau Farbe Kunststoff
Gesamttiefe ▾ 48 cm	Breite zwischen den Armlehnen ▾ 48 cm	Höhe der Armlehnen ▾ 20 cm	Gewicht ▾ 4,6 kg	Max. Benutzer- gewicht ▾ 159 kg	

**Telefon +49 7562 700-0**  
E-Mail [kontakt@invacare.com](mailto:kontakt@invacare.com)  
Web [www.invacare.de](http://www.invacare.de)

Invacare GmbH  
Am Achener Hof 8  
88316 Isny  
Deutschland