



# aquatec®

## Die Pure-Produktreihe

---

Diskret im Hintergrund,  
sicher im Alltag.





# Fügt sich dezent in jedes Badezimmer ein.

Die durchdachte Aquatec **Pure**-Serie unterstützt Ihre Körperpflege auf natürliche, diskrete und zuverlässige Weise. Aquatec Pure ist für den Einsatz zu Hause und in Pflegeeinrichtungen entwickelt – sie unterstützt dabei Unsicherheiten zu überwinden und die Selbstständigkeit im Alltag zu stärken.

---

## aquatec®

Aquatec ist seit Jahrzehnten eine vertrauenswürdige Marke im Bereich Hygieneprodukte. Sicherheit, einfache Handhabung und dauerhafte Qualität machen Aquatec bis heute zum verlässlichen Begleiter im Alltag.



Toiletten-  
nutzung



Duschen



Baden



Sicherheit  
im Bad



# Pure Sol, Bay & Siro Duschhocker

Die Aquatec **Pure**-Duschhocker Sol, Bay und Siro sorgen für einfache Handhabung und ermöglichen mehr Sicherheit und Unabhängigkeit im Alltag.

Die stilvollen und kompakten Hocker integrieren sich nahtlos in Ecken oder kleinen Nischen.



**Pure Sol**  
Runder  
Duschhocker



**Pure Bay**  
Rechteckiger  
Duschhocker

## Wichtige Vorteile

-  **Leicht und tragbar**  
Ermöglicht ein einfaches Anheben und Umstellen.
-  **Einstellbare Sitzhöhe**  
Die individuelle Sitzposition verringert Belastungen auf Rücken, Hüfte und Knien.
-  **Schönes Design**  
Abgerundete Sitzkanten sorgen für Druckentlastung und verbessern das Sitzgefühl.
-  **Beine aus eloxiertem Aluminium**  
Sorgen für Stabilität, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
-  **Stabil auf unebenen Oberflächen**  
In der Höhe einstellbare Stuhlbeine\* mit rutschfesten Gummifüßen für eine sichere Nutzung.



**Pure Siro**  
Dreieckiger  
Duschhocker

## Einfache Montage und Reinigung



**Werkzeugfreie Montage und Höhenverstellung**  
Vereinfacht den Aufbau und die Nutzung



**Bedienungsfreundliche Verriegelung**  
Sichere und schnelle Montage und Demontage.



**Wartungsfrei und leicht zu reinigen**  
Geeignet für den täglichen Gebrauch im häuslichen oder pflegerischen Umfeld.

\*Nur für eine horizontale Sitzposition.



# Pure Isla Duschstühle

Die Aquatec **Pure Isla** Duschstühle stellen eine sichere und würdevolle Lösung für die häusliche Pflege dar.

Ihr Design ist von Balance und Bewegung inspiriert und verbindet ein Gefühl der Ruhe mit Stärke und Stabilität.



**Pure Isla**  
Als Duschhocker



**Pure Isla**  
Mit Armlehnen



**Pure Isla**  
Mit Rückenlehne

## Einfache Montage und Reinigung



**Werkzeugfreie Montage und Höhenverstellung**  
Vereinfacht den Aufbau und die Nutzung



**Bedienungsfreundliche Verriegelung**  
Sichere und schnelle Montage und Demontage.



**Wartungsfrei und leicht zu reinigen**  
Geeignet für den täglichen Gebrauch im häuslichen oder pflegerischen Umfeld.

## Wichtige Vorteile



**Leicht und tragbar**  
Ermöglicht ein einfaches Anheben und Umstellen.



**Einstellbare Sitzhöhe und negative Sitzposition**  
Die individuelle Sitzposition verringert Belastungen auf Rücken, Hüfte und Knien.



**Schönes Design**  
Abgerundete Sitzkanten sorgen für Druckentlastung und verbessern das Sitzgefühl.



**Sitzplatte mit Hygieneausschnitt**  
Verbessert die Zugänglichkeit im Hygiene-Alltag. Der Ausschnitt kann je nach Nutzerbedürfnissen vorne oder hinten positioniert werden.



**Beine aus eloxiertem Aluminium**  
Sorgen für Stabilität, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.



**Stabil auf unebenen Oberflächen**  
In der Höhe einstellbare Stuhlbeine mit rutschfesten Gummifüßen für eine sichere Nutzung.

**Pure Isla**  
Mit Armlehnen  
und Rückenlehne



# Pure Azure Dusch- und Toilettenstuhl

Der Aquatec **Pure Azure** Dusch- und Toilettenstuhl mit seinem 3-in-1-Design ist als Duschstuhl, Toilettenstützgestell oder Toilettenstuhl mit Toilettentopf verwendbar.

Er sorgt für ein sicheres Sitzgefühl, wenn sich die Nutzerbedürfnisse im Laufe der Zeit ändern.

Modulares System – drei Aufbauvarianten:



**Pure Azure**  
Als Duschstuhl



**Pure Azure**  
Als Toiletten-  
stützgestell

## Wichtige Vorteile



- 

**Leicht und tragbar**  
Ermöglicht ein einfaches Anheben und Umstellen.
- 

**Einstellbare Sitzhöhe und negative Sitzposition**  
Die individuelle Sitzposition verringert Belastungen auf Rücken, Hüfte und Knien.
- 

**Schönes Design**  
Abgerundete Sitzkanten sorgen für Druckentlastung und verbessern das Sitzgefühl.
- 

**Breiter Hygieneausschnitt**  
Ganz einfach und praktisch nutzbar als Toilettenstuhl – als Alternative zur Toilette.
- 

**Praktische Toilettentopfhalterung**  
Die Entnahme des Toilettentopfes ist nach vorne und hinten möglich.
- 

**Beine aus eloxiertem Aluminium**  
Sorgen für Stabilität, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- 

**Stabil auf unebenen Oberflächen**  
In der Höhe einstellbare Stuhlbeine mit rutschfesten Gummifüßen für eine sichere Nutzung.

## Einfache Montage und Reinigung



**Werkzeugfreie Montage und Höhenverstellung**  
Vereinfacht den Aufbau und die Nutzung



**Bedienungsfreundliche Verriegelung**  
Sichere und schnelle Montage und Demontage.



**Wartungsfrei und leicht zu reinigen**  
Geeignet für den täglichen Gebrauch im häuslichen oder pflegerischen Umfeld.

**Pure Azure**  
Als Toilettenstuhl  
mit Toilettentopf



# ↳ Pure Cala Toilettensitz- erhöhung

Die Toilettensitzerhöhung Aquatec **Pure Cala** erleichtert die tägliche Körperhygiene spürbar. Einfach in der Anwendung und auf langfristige Stabilität ausgelegt, bietet sie ein natürliches, diskretes und sicheres Pflegeerlebnis.

**Einfache Montage**  
Die werkzeugfreie Montage ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung.

**Einfache Befestigungselemente**  
Die konturierte Sterngriffschraube ist einfach in der Handhabung, auch für Nutzer mit eingeschränkter Rotation in Hand und Fingern.



## Wichtige Vorteile

**Deckel als Option**  
Pure Cala ist mit oder ohne Deckel erhältlich.

**Softsitz als Option**  
Für ein noch angenehmeres Sitzgefühl.

**Optimale Sitzhöhe**  
Um 10 cm erhöht für ein leichteres Aufstehen und Absetzen.

**Sicherheit und Unterstützung**  
Das integrierte Befestigungssystem mit gummibeschichteten Klemmelementen sorgt für Stabilität.

**Konturierte Sitzfläche**  
Der sanft konturierte Sitz bietet optimale Unterstützung.

**Universelle Passform**  
Die Aquatec Pure Cala passt auf die meisten handelsüblichen Toiletten und lässt sich so dezent und einfach in jedes Badezimmer integrieren.



Aussparung vorne und hinten



Fleckenbeständig und leicht zu reinigen



Dezentes Design

[Hier das Video ansehen >>](#)



# Technische Daten

## Duschhocker Pure Sol, Bay und Siro



Sitzbreite



Sitztiefe



Sitzhöhe

Pure Sol	390 mm	390 mm	420 – 570 mm
Pure Bay	435 mm	385 mm	420 – 570 mm
Pure Siro	455 mm (an der breitesten Stelle)	440 mm	420 – 570 mm




Gewicht



Max. Nutzergewicht

Pure Sol	2,1 kg	150 kg
Pure Bay	2,3 kg	180 kg
Pure Siro	2,2 kg	130 kg



Farbe



Nutzungsdauer

Made in Europe

## Duschstühle Pure Isla



Sitzbreite



Sitztiefe



Sitzhöhe



Gesamthöhe

500 mm	420 mm	420 – 570 mm	780 – 930 mm
--------	--------	--------------	--------------



Rückenhöhe



Rückenbreite



Armlehnenhöhe



Armlehnenbreite

360 mm	435 mm	210 mm	250 mm
--------	--------	--------	--------



Gesamtbreite



Gewicht



Max. Nutzergewicht

615 mm	2,8 kg (Isla Duschhocker) 3,5 kg (Isla mit Armlehnen) 3,7 kg (Isla mit Rückenlehne) 4,4 kg (Isla mit Arm- und Rückenlehne)	160 kg
--------	---	--------



Farbe



Nutzungsdauer

Made in Europe



# Technische Daten

## Dusch- und Toilettenstuhl Pure Azure




<b>Sitzbreite</b>	<b>Sitztiefe</b>	<b>Sitzhöhe</b>	<b>Gesamthöhe</b>
500 mm	420 mm	420 – 570 mm	780 – 930 mm



<b>Rückenhöhe</b>	<b>Rückenbreite</b>	<b>Armlehnenhöhe</b>	<b>Armlehnenbreite</b>
360 mm	435 mm	210 mm	250 mm



<b>Gesamtbreite</b>	<b>Breite des Hygieneausschnitts</b>	<b>Länge des Hygieneausschnitts</b>	<b>Gewicht</b>
615 mm	195 mm	235 mm	5,1 kg (mit Toiletten- topf)



Farbe



Nutzungsdauer

Made in Europe



Max. Nutzergewicht

160 kg


## Toilettensitzerhöhung Pure Cala



<b>Breite der Öffnung</b>	<b>Gesamtbreite</b>	<b>Länge der Öffnung</b>	<b>Gesamtlänge</b>
205 mm	365 mm	255 mm	405 mm



<b>Sitzerhöhung ab Keramik</b>	<b>Gesamthöhe</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Max. Nutzergewicht</b>
100 mm	155 mm inkl. des montierten Schraubsystems	1,1 kg (mit Deckel) 0,7 kg (ohne Deckel)	250 kg



Farbe



Nutzungsdauer

Made in Europe



Wir verpflichten uns, umweltbewusstere Verpackungsmaterialien zu verwenden, Kunststoff, wo immer möglich, zu reduzieren und intelligente Verpackungslösungen zu finden.

**Invacare GmbH**  
Am Achener Hof 8  
88316 Isny - Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
kontakt@invacare.com  
www.invacare.de

**Invacare Austria GmbH**  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee - Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
info-austria@invacare.com  
www.invacare.at