

AQUATEC®

90 Ergo

eine neue, ergonomisch konturierte
Toilettensitzerhöhung



Für eine ergonomische Sitzhaltung und einfache Handhabung

Diskreter, moderner Stil bei werkzeugloser Montage



Yes, you can.®

Eine neue Toilettensitzerhöhung, viele neue Vorteile



Aquatec-Stil ganz ohne Kompromiss

Vorbei sind die Zeiten, in denen zwischen einem funktionalen oder stillvollen Badezimmer gewählt werden musste. Hilfsmittel der Marke Aquatec konzentrieren sich auf Details, die das Design weiterbringen und ergänzen: Sie sind formschön und fördern die Selbständigkeit bei der täglichen Hygiene ohne die Ästhetik im Bad zu stören.

Die schlichte Aquatec **90 Ergo** fügt sich dabei in die Umgebung ein, ohne aufzufallen.



Passend für viele Keramikmodelle

Die Aquatec **90 Ergo** passt sowohl auf die traditionell eher runden, als auch auf die modernen eckigen Toiletten von heute. Die Montage erfolgt werkzeuglos, ganz ohne Klemmen oder Halterungen.



Ergonomisches Design

Die Aquatec **90 Ergo** zeichnet sich durch eine konturierte Sitzfläche aus, wie sie auch bei den bewährten Aquatec **Ocean Ergo** Dusch- und Toilettenstühlen besteht.

Der ergonomische Sitz umschließt die Konturen des Körpers perfekt. Dadurch werden maximale Stabilität und ein angenehmeres Sitzgefühl ermöglicht. Die abfallende 5° Neigung erleichtert das Aufstehen und unterstützt eine optimale Sitzposition.



5° Neigung sorgen
für eine natürliche
Haltung



Besseres
Setzen und
Aufstehen
durch **10 cm**
Sitzerhöhung





Für mehr Nachhaltigkeit

Umweltbewusstes Handeln fängt Zuhause an – genauer gesagt im Badezimmer, denn Ressourcen sind kostbar: Die Aquatec **90 Ergo** besteht zu 47 % aus recycelten Materialien und trägt so zu einem besseren ökologischen Fußabdruck bei.



Erhältlich mit & ohne Deckel

Die Aquatec **90 Ergo** ist in zwei Ausführungen erhältlich. Die Version mit Deckel bietet zusätzliche Ästhetik. Der Deckel ist jederzeit nachrüstbar und kann nachträglich angebracht werden.



Werkzeuglose Montage

Dank schlauem Design lässt sie sich einfach von oben auf die Toilette aufsetzen und bietet einen stabilen Sitz. Das neue, traktionsfreundliche Material auf der Unterseite der Aquatec **90 Ergo** sorgt für eine feste und sichere Position ohne Klemmen oder Halterungen.

Umgekehrt gilt genauso: Sitzerhöhung einfach durch Anheben entfernen und bequem verstauen.



Werkzeuglos von oben montierbar



Einfach zu verstauen dank kompakter Größe




Bekannt und bewährt: Qualität und innovatives Design

Aquatec steht seit mehreren Jahrzehnten für hochwertige Hilfsmittel bei der selbstständigen oder durch Hilfspersonen unterstützende Körperhygiene. Das Sortiment umfasst Produkte für die Bereiche Toilette, Duschen und Baden.

Die Aquatec **90 Ergo** ist die neueste Toilettensitzerhöhung unserer Aquatec Produktpalette. Die Toilettensitzerhöhung zeichnet sich durch eine optimale Sitzhöhe von 10 cm und ein ergonomisches Design aus. Sie ist vielseitig einsetzbar: Die Anwendung ist sowohl auf modernen als auch herkömmlichen Toilettenkeramiken möglich. Die Aquatec **90 Ergo** verbindet Kosteneffizienz mit einem qualitativ hochwertigen Design.

Technische Daten

Detaillierte Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung und auf der Invacare Website.

				
Gesamtbreite ▼	Gesamttiefe ▼	Sitzerhöhung (ab Keramik) ▼		Farbe
410 mm	411 mm	100 mm		
				
Gesamthöhe ▼	Gewicht ▼	Max. Benutzer- gewicht ▼		
143 mm	1,6 kg (mit Deckel) 1,2 kg (ohne Deckel)	225 kg		

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch