



Küschall® CHAMPION

FÜR'S REISEN
GEMACHT.
FÜR LEISTUNG
GEBAUT.



Küschall.com



*FALTBAR UND
KOMPAKT*

CHAMPION

Der Küschall Champion ist ein einzigartiger Rollstuhl, der die Fahreigenschaften eines starren Rahmens mit der Funktionalität eines faltbaren Modells vereint. Er kombiniert modernes Design auf perfekte Weise mit einer erprobten hybriden Performance. Dank der optionalen „Swiss Knife“-Option lässt sich Dein Küschall Champion wie ein Schweizer Taschenmesser auf die Größe eines Rucksacks zusammenfallen, wodurch er zum perfekten Reisebegleiter für Deine Abenteuer wird.

*ROBUST UND
ZUVERLÄSSIG*





DAS ORIGINAL

Mit Leidenschaft und Liebe entworfen, ist der Küschall Champion einzigartig und sorgt zu jeder Zeit für eine zuverlässige Fahrt.

Durch jahrelange Erfahrung und stetige Weiterentwicklung konnte sich Bewährtes weiter festigen und verbessern. Innovationen wurden dabei kontinuierlich integriert, um den Küschall Champion immer auf dem neuesten Stand der Technik zu halten.



SUPER KOMPAKT

Einfach zu handhaben beim Transport und bei der Lagerung: Mit dem optionalen faltbaren Vorderrahmen lässt sich der Küschall Champion mit nur einem Handgriff mühelos zusammenfallen. Dank der faltbaren Rückenlehne und den abnehmbaren Hinterrädern ist er zudem auch schnellstens verstaut. So einfach bekommst Du einen super kompakten Champion.



Küschall Champion mit
faltbarem Vorderrahmen





EIN GEBORENER CHAMPION

Konzentriert auf Funktionalität und Leistung, bietet der Küschall Champion die perfekte Kombination. Innovative hydrogeformte Technologie und ein einzigartiger Faltmechanismus sorgen für einen steiferen Rahmen und eine energieeffiziente Fahrweise.



WIR STELLEN VOR: **CHAMPION CARBON**

Leicht, wenn es darauf ankommt. Stark, wenn es zählt.

Das „Champion“-Modell aus Carbon sorgt für mehr Mobilität, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen.

Die erhöhte Widerstandsfähigkeit verbessert das Fahrverhalten, während der besonders leichte Rahmen das Anheben, Zusammenklappen und den Transport erleichtert.



Hier scannen,
um zum Video
zu gelangen

Ein herausragender Champion in Sachen
Fahrperformance und Ästhetik.

C



-430g*

*Reduziertes Gesamtgewicht
im Vergleich zum Champion in
Standard-Aluminium.



Küschall®
CHAMPION | C



SCHAU GENAU HIN

GREIFREIFEN VON CARBOLIFE

Das innovative Greifreifenprofil ermöglicht einen kontrollierten, kraftsparenden Antrieb bei gleichzeitiger Stabilisierung des Handgelenks.

EINFACHER TRANSPORT

Einzigartiger Faltmechanismus vereinfacht Transport und Lagerung.

DIE SPUR HALTEN

Intuitive Einstellmöglichkeiten der Vorderradgabeln für eine optimale Ausrichtung der Vorderräder.



ERGONOMISCHER GRIFF

Perfekt zum Abstützen und Umsetzen.

HYDROFORM TECHNOLOGIE

Verstärkter Rahmen für erhöhte Steifigkeit und verbesserte Energieeffizienz beim Antrieb.

Küschall® |

OPTIONAL MIT LEICHTEM CARBONRAHMEN

Verbessert die Fahreigenschaften und verleiht dem Rollstuhl eine markante Optik.



DEIN CHAMPION - DEIN STYLE

1. WÄHLE DEINE RAHMENFARBE*

Standard-Farben



Verkehrs-
Weiß

Anthrazitgrau

Tiefschwarz



Karminrot

Verkehrsblau

Weitere Rahmenfarben*



Knallgelb

Schwarz-
Glanz

Silbergrau

Perlnachtblau



Rubinrot

Dynamite-
Orange

Waldgrün

*verlängerte Lieferzeit

2. WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN



3. WÄHLE DEINE LOGO-FARBE



Rot



Schwarz



Hellgrau



Gold



Rot



Blau



Dunkelgrau



Schwarz

4. UNIQUE SERVICE

Erstelle Deinen individuellen Küschall-Rollstuhl von den Rädern an. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, denn der Rollstuhl passt sich Dir und Deinem Lebensstil an - mit maßgeschneiderten Lösungen und personalisiertem Design.

unique
Designed by you. Built by us.



Pictured: Spinergy wheel with UNIQUE features. Scan the QR code on this page for more information.





TECHNISCHE DATEN

SITZBREITE

360 - 480 mm
in 20 mm Schritten



SITZTIEFE

340 - 480 mm
in 20 mm Schritten



UNTERSCHENKEL- LÄNGE

320 - 500 mm
in 10 mm Schritten



RÜCKEN- LEHNENHÖHE

300 - 465 mm
in 15 mm Schritten



RÜCKEN- LEHNENWINKEL

76° / 80.5° / 85° / 89.5° / 94°



SITZHÖHE

Vorn: 450 - 540 mm
Hinten: 390 - 480 mm



RAHMENWINKEL

75° / 90°
Standard- oder
Adduktionsrahmen



SCHWERPUNKT

9 Positionen
8 Positionen*



RADSTURZ

0° / 1° / 3°



GESAMTLÄNGE

75° ca. 930 mm
90° ca. 830 mm



GESAMTBREITE

SB + 160 - 240 mm



GESAMTBREITE GEFALTET

ca. 280 - 340 mm



GESAMTGEWICHT, LEER

ca. 8,4 kg *
ca. 8,8 kg



TRANSPORT- GEWICHT

ca. 5,9 kg *
ca. 6,3 kg



MAX. NUTZER- GEWICHT

100 kg *
120 kg



HMV-Nummer

18.50.03.0251

Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite.
* Alle Angaben beziehen sich auf die Modellvariante des küschall Champion mit SL-Option.

/ UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch