

Küschall® COMPACT



FUNKTIONALITÄT
UND ANPASS-
BARKEIT IN
EINEM STUHL



Küschall.com



*FALTBAR
UND LEICHT*

COMPACT

**Der Küschall Compact ist höchster Standard
für Zuverlässigkeit und erstklassige Qualität.**

Er ist entweder mit wegschwenkbaren
Beinstützen oder festem Vorderrahmen erhältlich.

*ZUVERLÄSSIGE
QUALITÄT*





HERAUSRAGENDE FUNKTIONALITÄT

Ein optional abklappbarer Rücken macht den Rollstuhl klein und kompakt für einen einfachen Transport. Der feste Vorderrahmen ist in einem Winkel von 70° oder 80° erhältlich, um die Steifigkeit zu erhöhen und dadurch die Fahrperformance zu optimieren.



WIR STELLEN VOR: **COMPACT CARBON**

Kleines Detail. Spürbarer Unterschied.

Die optionalen Carbon-Beinstützen verleihen dem Compact eine leichtere, elegante Optik. Ein dezentes Upgrade, das Fahrgefühl und Design gleichermaßen aufwertet.



Hier scannen,
um zum Video
zu gelangen

Verleihen Sie ihrem Compact
mit Carbon das gewisse Extra.

C

-200g*

*Reduziertes Gesamtgewicht im Vergleich
zum Compact in Standard-Aluminium.



Küschall®
COMPACT



SCHAU GENAU HIN

EINFACH ZUSAMMENFALTEN

Mit nur einem einzigen Finger kannst du deinen Küschall Compact zusammenfalten. Beim Entfalten sorgen zusätzliche Führungselemente für eine sichere und stabile Aufnahme des Sitzmoduls.

KREUZSTREBE

Der Küschall Compact ist leicht und dabei höchst stabil konstruiert. Die schlanken Rahmenrohre verleihen ihm ein sportlich, leichtes Aussehen, während die Kreuzstrebe elegant in das Design integriert ist.

DIE SPUR HALTEN

Intuitive Einstellmöglichkeiten der Vorderradgabeln ermöglichen eine optimale Ausrichtung der Vorderräder – damit du die Spur exakt halten kannst.



FIXED FRAME

Increases rigidity and gives a more active aesthetic. 70° or 80° legrest angle.

SWING-AWAY LEGRESTS

Making transport, storage or transfers easier. 70° or 80° legrest angle.

Küschall® | e

Optional carbon legrests for a lighter more refined finish.

FUSSAUFLAGEN


Ob einteilig oder zweiteilig: Alle Küschall Fußauflagen sind mit einer Antirutsch-Oberfläche ausgestattet – für einen perfekten Halt.



DEIN COMPACT – DEIN STYLE!

1. WÄHLE DEINE RAHMENFARBE*

Standard-Farben



Verkehrs-
Weiß



Anthrazitgrau



Tiefschwarz



Karminrot



Verkehrsblau

Weitere Rahmenfarben*



Knallgelb



Schwarz-
Glanz



Silbergrau



Perlnachtblau



Rubinrot



Dynamite-
Orange



Waldgrün

*verlängerte Lieferzeit

2. WÄHLE DEIN RAHMENDESIGN



3. WÄHLE DEINE LOGO-FARBE



Rot



Schwarz



Hellgrau



Gold



Rot



Blau



Dunkelgrau



Schwarz

4. UNIQUE SERVICE

Erstelle Deinen individuellen Küschall-Rollstuhl von den Rädern an. Die Möglichkeiten sind grenzenlos, denn der Rollstuhl passt sich Dir und Deinem Lebensstil an – mit maßgeschneiderten Lösungen und personalisiertem Design.

UNIQUE
Designed by you. Built by us.





TECHNISCHE DATEN

SITZBREITE

280 – 500 mm
in 20 mm Schritten



SITZTIEFE

280 – 500 mm
in 20 mm Schritten



UNTERSCHENKEL- LÄNGE

200 – 510 mm
in 10 mm Schritten



RÜCKENLEHNEN- HÖHE

300 – 510 mm
in 15 mm Schritten



RÜCKENLEHNEN- WINKEL

82°/86°/90°/
94°/98°/102°



SITZHÖHE

Vorn: 380 – 530 mm
Hinten: 370 – 500 mm
in 10 mm Schritten



RAHMENWINKEL

70° / 80°
Standard – oder
Adduktionsrahmen



GESAMTBREITE

SB + 180 mm



GESAMTBREITE GEFALTET

ca. 290 mm



GESAMTLÄNGE

70° ca. 870 – 1220 mm
80° ca. 850 – 1200 mm



RADSTURZ

0° / 3°



GESAMTGEWICHT, LEER

ca. 9,6 kg
(fester Vorderrahmen)
10,3 kg (wegschwenkbare
Beinstützen)



TRANSPORT GEWICHT

ca. 6,7 kg
(fester Vorderrahmen)
ca. 7,8 kg (wegschwenkbare
Beinstützen)



MAX. NUTZER- GEWICHT

130 kg



CRASH TEST

Crash getestet gem.
ISO 7176-19



HMV-Nr.:
18.50.03.0252

Alle angegebenen Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und Sitztiefe von 400 mm bei der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewichte und Maße können sich bei unterschiedlichen Konfigurationen ändern.

/ UNLIMIT YOUR WORLD

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch