



Küschall®
ELEMENT

Der Zukunft
voraus



Küschall.com

Limited edition



IN ZUSAMMENARBEIT
MIT BREITFUSS

ELEMENT

Mit der neuen limited Edition "Küschall Element", schaffen wir einen einzigartigen Aktivrollstuhl, der durch sein extravagantes Design die Leidenschaft von Küschall zum Ausdruck bringt.

Jede Kurve und jede Kontur unterstreicht unser Streben nach Höchstleistungen. Jeder handgefertigte Stuhl ist ein Ausdruck von Leistung, Präzision und Individualität.

Der Küschall Element entstand in Zusammenarbeit mit Breitfuss – den Innovatoren im Bereich des Holzdesigns. Er ist das Resultat aus gebündeltem Fachwissen und der Vision, etwas wirklich Außergewöhnliches zu schaffen.

MARKANT UND
UNVERWECHSELBAR

NATÜRLICH
AUSSERGEWÖHNLICH





Robust und langlebig

Mit Fokus auf Belastbarkeit und Langlebigkeit, verwenden wir für die Produktion des Küschall Elements hochwertiges, naturbelassenes europäisches Eschenholz – ein sehr widerstandsfähiger und zugleich flexibler Werkstoff.



Durch und durch originell

Markant und schön: der Küschall Element bietet aktive Mobilität zusammen mit natürlicher Eleganz. Ein Rollstuhl, der das Selbstbewusstsein stärkt, die Individualität unterstreicht und jeden Ausflug zu einem besonderen Erlebnis macht.





Präzise Geometrie

Ein optimierter Radstand und eine angenehme Sitzposition sorgen für Komfort, müheloses Manövrieren und gute Kontrolle. Der Küschall Element besticht nicht nur mit seinem durchdachten Design, sondern auch durch eine hervorragende Fahrleistung.



Ausstattung und Funktionen

Einfachere Handhabung

Zwei integrierte Griffe an Rückenlehne und Sitzfläche

Große Auswahl an Felgen

Wählen Sie aus ergonomischen und Leichtgewichts Greifreifen.

Hochleistungsrad

Standardmäßig 24-Zoll-Spinergy CLX oder optional Corima-Carbonfelgen mit Schwalbe Marathon Plus-Reifen.



Atmungsaktive Rückenstütze

Gepolsterte Rückenstütze aus schwarzem Netzgewebe.

Sichere Positionierung

Eine Auswahl an Bodypoint-Haltegurten für jeden Bedarf.

Leichtgewichts Aktiv-Bremse

Klares, minimalistisches Design und einfach zu bedienen.

Sehr stabiles Material

Rahmen aus natürlicher Esche, auf Langlebigkeit ausgelegt und auf Beständigkeit geprüft.

Fußstütze aus Carbon

Robust und leicht.

HIER KLICKEN, UM ZUM VIDEO ZU GELANGEN >>

Technische Daten

SITZBREITE

340 – 420 mm



SITZTIEFE

410 – 460 mm



UNTERSCHENKEL- LÄNGE

390 – 460 mm



RÜCKEN- LEHNENHÖHE

300 – 360 mm



RÜCKENLEHNEN- WINKEL

85°



SITZHÖHE

Vorn: 480 – 500 mm



SITZWINKEL

8° / 12°



RAHMENWINKEL

90°



GESAMTBREITE

655 mm bei SB 420 mm



GESAMTLÄNGE

865 mm bei ST 460 mm



SCHWERPUNKT

95mm
(Sitz anpassbar
-15 mm bis +15 mm)



MAX. SICHERE NEIGUNG

4.8° (bei 12° Sitzwinkel)
9.1° (bei 8° Sitzwinkel)



GESAMTGEWICHT, LEER

Ca. 12.9 kg
(mit Standard Sitz-
und Rückenkissen)



TRANSPORTGEWICHT

Ca. 8.2 kg
(ohne Hinterräder,
Rückenstütze und
Sitzkissen)



MAX. NUTZERGEWICHT

100 kg



Alle Maße und Gewichte basieren auf einer Sitzbreite von 400 mm und einer Sitztiefe von 400 mm in der leichtesten und kompaktesten Konfiguration. Gewicht und Maße können sich mit den verschiedenen Konfigurationen ändern. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf unserer Website.

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

