



aquatec®

 **Pure Cala**

TOILETTENSITZERHÖHUNG

Diskret im Hintergrund,
sicher im Alltag



Aquatec Pure Cala®

Die Toilettensitzerhöhung Aquatec **Pure Cala** erleichtert die tägliche Körperhygiene spürbar. Einfach in der Anwendung und auf langfristige Stabilität ausgelegt, bietet sie ein natürliches, diskretes und sicheres Pflegeerlebnis.



Modernes Design

Ideal für den Einsatz zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen überzeugt die Pure Cala durch ihr schlichtes, modernes Design, das sich dezent in jedes Badezimmer einfügt.



Qualitätsversprechen

Alle Produkte von Aquatec werden nach den höchsten Standards entwickelt, hergestellt und getestet.



Einfache Anwendung und diskretes Design

Cala wurde entwickelt, um die Selbstständigkeit im Alltag mit Leichtigkeit und Würde zu unterstützen.



Von Experten empfohlen

Aquatec ist eine geschätzte Marke, der Fachkräfte seit Jahrzehnten vertrauen.

Fügt sich
dezent in jedes
Badezimmer ein.





Selbstständigkeit im Hygiene-Alltag

Cala gehört zu der neuen **Pure**-Reihe von Aquatec. Speziell für Personen mit Bewegungseinschränkungen entwickelt, bietet die Toilettensitzerhöhung **Pure Cala** einen um 10 cm erhöhten Sitz und erleichtert so die tägliche Hygiene.



Werkzeugfreie Montage
Die werkzeugfreie Montage ermöglicht eine schnelle und einfache Befestigung.



Einfache Befestigungselemente
Die konturierte Sterngriffschraube ist einfach in der Handhabung, auch für Nutzer mit eingeschränkter Rotation in Hand und Fingern.



Deckel als Option
Pure Cala st mit oder ohne Deckel erhältlich.



Optimale Sitzhöhe
Um 10 cm erhöht für ein leichteres Aufstehen und Absetzen.



Sicherheit und Unterstützung
Das integrierte Befestigungssystem mit gummibeschichteten Klemmelementen sorgt für Stabilität.



Konturierte Sitzfläche
Der sanft konturierte Sitz bietet optimale Unterstützung.



Universelle Passform
Die Aquatec **Pure Cala** passt auf die meisten handelsüblichen Toiletten und lässt sich so dezent und einfach in jedes Badezimmer integrieren.



Hier das Video ansehen >>



Aussparung vorne und hinten



Fleckenbeständig und leicht zu reinigen



Dezentes Design



Diskret im Hintergrund, sicher im Alltag

Aquatec **Pure Cala** lässt sich dezent und einfach in das häusliche oder pflegerische Umfeld integrieren. Die Toilettensitzerhöhung wurde gezielt entwickelt, um Unsicherheiten vor der persönlichen Körperhygiene zu überwinden und die Selbstständigkeit im Alltag zu stärken.

aquatec®

Aquatec ist seit Jahrzehnten eine vertrauenswürdige Marke im Bereich Hygieneprodukte. Sicherheit, einfache Handhabung und dauerhafte Qualität machen Aquatec bis heute zum verlässlichen Begleiter im Alltag.



Toiletten-
nutzung



Duschen



Baden



Sicherheit
im Bad

Technische Daten



Breite Ausschnitt

20,5 cm



Gesamtbreite

36,5 cm



Tiefe Ausschnitt

25,5 cm



Gesamttiefe

40,5 cm



Sitzerhöhung ab Keramik

10 cm



Gesamthöhe

15,5 cm
inkl. des montierten
Schraubsystems



Gewicht

1,1 kg (mit Deckel)
0,7 kg (ohne Deckel)



**Max. Nutzer-
gewicht**

250 kg



Weiß

Farbe



5
Jahre

Nutzungsdauer

**Made in
Europe**



Wir verpflichten uns, umweltbewusstere Verpackungsmaterialien zu verwenden, Kunststoff, wo immer möglich, zu reduzieren und intelligente Verpackungslösungen zu finden.

Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
www.invacare.at

Invacare AG
Neuhofweg 51
4147 Aesch BL
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
www.invacare.ch

© 2025 Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben sind nach bestem Wissen zum Zeitpunkt des Drucks korrekt. Invacare behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Absprache zu ändern. Aquatec Pure Cala_ DE - 10/2025

