

AQUATEC®

# Ocean Ergo

Hochwertige Dusch- und Toilettenrollstühle



**Premium Lösungen für die Körperpflege**

Ergonomisch, konfigurierbar und leicht manövrierbar



**Yes, you can.®**

## Aquatec Ocean Ergo – die bewährten Dusch- und Toilettenrollstühle

Duschen und die tägliche Körperhygiene betreffen immer auch den Intimbereich des Patienten und erfordern einen würdevollen Umgang in der Pflege. Dabei spielen der Erhalt der Eigenständigkeit, das persönliche Sicherheitsgefühl und der Komfort eine große Rolle. *Aquatec Ocean Ergo* bezeichnet die Produktfamilie an Dusch- und Toilettenrollstühlen, die genau diese Attribute in sich vereinen.



# Eine komplette Familie

Vom Standard-Modell bis hin zur Variante mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung: Das Aquatec Ocean Ergo-Sortiment an Dusch- und Toilettenrollstühlen bietet im Bereich der persönlichen Hygiene flexible Versorgung für eine Vielzahl individueller Patientenbedürfnisse.



## Ocean Ergo

Das Standard-Modell als Schiebeversion



## Ocean Ergo XL

Das Standard-Modell als Schiebeversion für adipöse Nutzer – belastbar bis 180 kg



## Ocean 24'' Ergo

Das Standard-Modell als Selbstfahrer-version



## Ocean 24'' Ergo XL

Das Standard-Modell als Selbstfahrer-version für adipöse Nutzer – belastbar bis 180 kg



## Ocean VIP Ergo

Entwickelt für Nutzer, die Unterstützung bei der Körperhaltung im Sitzen benötigen – mit Sitzwinkelverstellung



## Ocean Dual VIP Ergo

Sowohl der Sitz als auch die Rückenlehne sind winkelverstellbar – Entwickelt für Nutzer mit komplexen Positionierungsbedürfnissen

Auf unserem YouTube Invacare Deutschland Kanal finden Sie diverse Produktvideos zur **Ocean Ergo-Familie**



# Nutzergerechtes Design zur Optimierung von Selbstständigkeit, Sicherheit und Flexibilität

Die persönliche Hygiene ist ein wichtiger Aspekt im Leben und trägt zum Wohlbefinden jedes Einzelnen bei. Beim Design der Dusch- und Toilettenrollstühle der Aquatec Ocean Ergo-Familie liegt der Fokus auf der Sitzergonomie (Komfort), der Wahrung der Selbstständigkeit und der Würde des Nutzers.

## Selbstständigkeit

- neu konturierte Sitzfläche
- aufrechte und stabile Sitzposition

## Flexibilität

- zusätzliche Stufe zur Höheneinstellung
- einfach anzubringendes, standardisiertes Zubehör

## Sicherheit

- kleinere Aufstandsfläche, dadurch einfacheres Manövrieren in engen Räumlichkeiten
- verbesserte Überfahrbarkeit von Standard-Toiletten für die selbstständige Hygiene



### 1 Anpassbare Armlehnen

> Großer Einstellbereich von 76 mm in 3 Stufen\*



### 2 Anpassbare Sitzhöhe

> Einstellbereich von 160 mm in 8 Stufen bei Ocean (24") Ergo und Ocean Ergo XL



> Einstellbereich von 125 mm in 6 Stufen bei Ocean 24" Ergo XL und Ocean (DUAL) VIP Ergo

### 3 Anpassbare Fußstützen

> Sehr großer Einstellbereich von 150 mm in 7 Stufen, für noch größere bzw. noch kleinere Nutzer



### 4 Innovativer, ergonomischer Sitz

> Das Design unterstützt die aufrechte Sitzposition für eine verbesserte Selbstständigkeit und einen höheren Nutzerkomfort

### 5 Kompakt und wendig

> Schlankes Chassis für ein einfaches Manövrieren in engen Räumlichkeiten


### 6 Extrem stabil

> Die verbesserte Stabilität nach vorne bietet zusätzliche Sicherheit

\*Abweichende Angaben bei XL-Modellen

## Konturierte, ergonomische Sitzfläche

- > Die Sitzfläche wurde anhand der gesamten Bandbreite von menschlichen Sitzabdrücken entwickelt.
- > Der Sitzwinkel von 5° sorgt für eine Erhöhung der Knie und somit für eine natürliche, für den Toilettengang förderliche Position.
- > Rutschhemmende Handballenauflagen an der vorderen Sitzkante ermöglichen dem Nutzer eine selbstständige Positionierung.



## Hoch konfigurierbar

Für die Ocean Ergo-Familie ist ein breites Sortiment an Zubehör verfügbar. Diese decken Positionierung, Sicherheit, und Hygiene ab. Die Dusch- und Toilettenrollstühle lassen sich für eine Vielzahl individueller Bedürfnisse im Bereich Positionierung, Sicherheit, Hygiene sowie Sitzfläche und Rückenlehne einsetzen.



**Positionierung**



**Sicherheit**



**Hygiene**



**Sitzfläche und Rückenlehne**

## Zusätzliche Merkmale:

- > Stabiler Edelstahl-Rahmen
- > Maschinenwaschbarer, anpassbarer Rückenbezug mit schnellschließenden Gurtverschlüssen
- > Einfache Demontage zu Transport- und Lagerungszwecken



Ocean Ergo mit 24"-Rädern





Ausstattungsbeispiel

## Ocean Ergo

### Sicher, individuell und vielseitig anpassbar auf jeden Patienten

- > Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- > Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- > Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- > Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen - individuell einstellbar
- > Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
- > Umfangreiches Zubehörprogramm
- > Belastbarkeit bis 150 kg



Sitzbreite ▾

480 mm



Sitztiefe ▾

480 mm



Sitzhöhe ▾

440 - 600 mm



Gesamtbreite ▾

565 mm



Gesamthöhe ▾

985 - 1145 mm



Rückenhöhe Bezug ▾

390 mm



Belastbarkeit ▾

bis 150 kg



Gewicht ▾

17 kg



## Ocean Ergo XL

### Sicher, individuell und vielseitig anpassbar auch für adipöse Nutzer

- > Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- > Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- > 8 cm mehr Platz zwischen den Armlehnen durch XL-Rücken
- > Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- > Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen - individuell einstellbar
- > Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
- > Umfangreiches Zubehörprogramm
- > Belastbarkeit bis 180 kg



Sitzbreite ▾

480 mm



Sitztiefe ▾

480 mm



Sitzhöhe ▾

440 - 600 mm



Gesamtbreite ▾

645 mm



Gesamthöhe ▾

1020 - 1145 mm



Rückenhöhe Bezug ▾

390 mm



Belastbarkeit ▾

bis 180 kg



Gewicht ▾

18 kg





Ausstattungsbeispiel

## Ocean 24'' Ergo

### Sicher, individuell und vielseitig anpassbar für Selbstfahrer

- > Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- > Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- > mit 24'' Rädern für Selbstfahrer
- > Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- > Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen - individuell einstellbar
- > Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
- > Umfangreiches Zubehörprogramm
- > Belastbarkeit bis 150 kg



Sitzbreite ▾

480 mm



Sitztiefe ▾

480 mm



Sitzhöhe ▾

440 - 600 mm



Gesamtbreite ▾

670 mm



Gesamthöhe ▾

1010 - 1170 mm



Rückenhöhe Bezug ▾

390 mm



Belastbarkeit ▾

bis 150 kg



Gewicht ▾

23 kg



## Ocean 24'' Ergo XL

### Sicher, individuell und vielseitig anpassbar für adipöse Selbstfahrer

- > Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- > Stabiler, rostfreier Rahmen aus Edelstahl
- > 8 cm mehr Platz zwischen den Armlehnen durch XL-Rücken
- > mit 24'' Rädern für Selbstfahrer
- > Sitzhöhe ohne Werkzeug individuell anpassbar
- > Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen - individuell einstellbar
- > Optimale Überfahrbarkeit von Toilettenbecken
- > Umfangreiches Zubehörprogramm
- > Belastbarkeit bis 180 kg



Sitzbreite ▾

480 mm



Sitztiefe ▾

480 mm



Sitzhöhe ▾

475 - 600 mm



Gesamtbreite ▾

670 mm



Gesamthöhe ▾

1045 - 1170 mm



Rückenhöhe Bezug ▾

390 mm



Belastbarkeit ▾

bis 180 kg



Gewicht ▾

24 kg



# Modulare Versorgungs- für die persönliche Hygiene von Nutzern mit komplexen Positionierungsbedürfnissen

Sowohl **Ocean VIP Ergo** als auch **Ocean Dual VIP Ergo** verfügen über einen Sitzwinkelverstellbereich von  $-5^\circ$  bis  $40^\circ$ . **Ocean Dual VIP Ergo** besitzt zusätzlich einen Rückenwinkelverstellbereich von  $5^\circ$  bis  $35^\circ$ , geeignet für Nutzer mit komplexen Positionierungsbedürfnissen.

**$-5^\circ$  bis  $40^\circ$**

## 1 Einzigartige, ergonomische Sitzwinkelverstellung

- > sehr geringer Kraftaufwand für die Pflegekraft
- > sehr geringe Schwerpunktverlagerung für den Nutzer

## 2 Innovativer ergonomischer Sitz

- > Das Design unterstützt eine aufrechte Sitzposition für mehr Selbstständigkeit und einen höheren Nutzerkomfort



## 3 Kompakt und wendig

- > Optimiertes Chassis für einfaches Manövrieren in engen Räumlichkeiten

## 4 Extrem stabil

- > Verbesserte Stabilität nach vorne für zusätzliche Sicherheit



## Weitere Merkmale



▲ Korrosionsfreier  
Edelstahl-Rahmen



▲ Extrem stabil, auch bei  
maximaler Rücken-  
winkelverstellung



▲ Maschinenwaschbarer,  
anpassbarer Rücken-  
bezug



▲ Einfache Höhen-  
verstellung der Fuß-  
stützen und des Sitzes

## Zusätzlich bei Ocean Dual VIP Ergo



▲ Rückenwinkelverstellung von 5° - 35°



▲ Glatter Rückenbezug  
aus Kunstleder  
zur Reduzierung  
von Scher- und  
Reibungskräften



### Ergonomische Sitzwinkelverstellung

› Dank des Kantelemechanismus gleitet der Sitz nach unten und nach vorne. Der Schwerpunkt des Nutzers bleibt während der Bewegung nahezu unverändert. Dadurch lässt sich die Sitzwinkelverstellung für den Pfleger einfach und intuitiv betätigen und schafft ein angenehmes und sicheres Pflegeerlebnis für den Patienten. Die Aufstandsfläche des Stuhls wurde insgesamt und insbesondere in der Länge reduziert. So ist der Stuhl noch wendiger bei gleichbleibender Stabilität.

Animationsvideo auf dem  
"Invacare Deutschland"-  
Kanal auf [www.youtube.com](http://www.youtube.com)





## Ocean VIP Ergo

### Mit Sitzwinkelverstellung

- > Mehrfacher Wiedereinsatz möglich
- > Innovative Sitzwinkelverstellung (-5° bis 40°):
  - sehr geringer Kraftaufwand für die Pflegekraft
  - sehr geringe Schwerpunktverlagerung für den Nutzer
- > ohne Gasdruckfeder
- > Einstellmöglichkeiten für sehr kleine bis sehr große Nutzer:
  - Höhenverstellung in 6 Stufen, werkzeuglos
  - Fußstützenverstellung in 7 Stufen, werkzeuglos
  - Armlehnenverstellung in 3 Stufen
- > Maschinenwaschbarer Anpassrücken mit Schnellverschlüssen - individuell einstellbar
- > Umfangreiches Zubehörprogramm
- > Belastbarkeit bis 150 kg

					
Sitzbreite ▾	Sitztiefe ▾	Sitzhöhe ▾	Gesamtbreite ▾	Gesamthöhe ▾	Rückenhöhe Bezug ▾
480 mm	480 mm	475 - 600 mm	565 mm	1052 - 1340 mm	390 mm
					
Sitzwinkelverstellung ▾	Maximale Gesamtlänge bei Sitzwinkelverstellung ▾	Höhe Kopfstütze ▾	Breite Kopfstütze ▾	Belastbarkeit ▾	Gewicht ▾
-5° - 40°	1520 mm	100 mm	242 mm	bis 150 kg	23,5 kg



▲ Ocean VIP Ergo mit Sitzwinkelverstellung

# Ocean Dual VIP Ergo



Ausstattungsbeispiel

## Mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung

- > Innovative Sitzwinkelverstellung (-5° bis 40°):
  - sehr geringer Kraftaufwand für die Pflegekraft
  - sehr geringe Schwerpunktverlagerung für den Nutzer
- > Neigungswinkel Rücken 5° bis 35°
- > Einstellmöglichkeiten für sehr kleine bis sehr große Nutzer:
  - Höhenverstellung in 6 Stufen, werkzeuglos
  - Fußstützenverstellung in 7 Stufen, werkzeuglos
  - Armlehnenverstellung in 3 Stufen
- > Maschinenwaschbarer glatter Rückenbezug aus Kunstleder mit Schnellverschlüssen – individuell einstellbar
- > Umfangreiches Zubehörprogramm
- > Belastbarkeit bis 150 kg

Sitzbreite ▼	Sitztiefe ▼	Sitzhöhe ▼	Gesamtbreite ▼	Gesamthöhe ▼	Rückenhöhe Bezug ▼	Sitzwinkelverstellung ▼
480 mm	480 mm	475 - 600 mm	565 mm	1052 - 1340 mm	390 mm	-5° - 40°
Maximale Gesamtlänge bei Sitzwinkelverstellung ▼	Rückenwinkelverstellung ▼	Maximale Gesamtlänge bei Sitz- und Rückenwinkelverstellung ▼	Höhe Kopfstütze ▼	Breite Kopfstütze ▼	Belastbarkeit ▼	Gewicht ▼
1520 mm	5° - 35°	1700 mm	100 mm	242 mm	bis 150 kg	28,3 kg



▲ Ocean Dual VIP Ergo mit Sitz- und Rückenwinkelverstellung

# Zubehör für die Ocean Ergo-Familie

## Sitzfläche ▼




### Standard Softsitz

Mit schlüsselförmigem Ausschnitt  
AP1603142



### Einsatz für Standard Softsitz

Zur Verwendung mit oder ohne Softsitz, sofern die Toilettenstuhlfunktion nicht benötigt wird  
AP1603143




### Softsitz mit kleiner Öffnung

Mit kleiner Öffnung für kleine oder junge Personen  
AP1603145




### Einsatz für Softsitz mit kleiner Öffnung

Zur Verwendung mit Softsitz mit kleiner Öffnung, sofern die Toilettenstuhlfunktion nicht benötigt wird  
AP1603152



### Ergonomischer Softsitz

Extraweiche, konturierte Oberfläche für die Beckenstabilität  
AP6012131




### Variabler Softsitz

Der Ausschnitt kann in vier Richtungen positioniert werden  
1544469



### Schutzabdeckung

Schutzabdeckung (Paar) zur Verwendung mit Variablem Softsitz; erforderlich beim Ocean (DUAL) VIP Ergo  
AP1605002



### Universalsoftsitz

Bequeme, geschlossene Sitzoberfläche  
AP1603154

## Rückenlehne ▼



### Feste Rückenlehne

Ermöglicht eine stabile, aufrechte Haltung; aus Kunststoff gefertigt und besonders einfach zu reinigen; nicht kompatibel mit XL-Rücken  
1575299



### Weiches Rückenkissen

Zusätzliche Stabilität und Positionierung; geeignet auch für kleine Personen  
1558769



### Glatte Rückenbezug

Für zusätzlichen Komfort - einfach zu reinigen und schnelltrocknend dank glatter Oberfläche aus Kunstleder  
AP1604136 für *Ocean Ergo* und *Ocean 24" Ergo*, AP1604016 für *Ocean Ergo XL* und *Ocean 24" Ergo XL*, AP1603606 für *Ocean VIP Ergo* und *Ocean Dual VIP Ergo*



### Sitzwinkelbegrenzer, Schraubenset


Begrenzt die Sitzwinkelverstellung; keine Vorwärtsneigung um -5° für Ocean VIP Ergo und Ocean DUAL VIP Ergo  
AP60129156

## Positionierung ▼




### Multi-direktionale Kopfstützenhalterung

Sicherheit und Komfort durch Positionierungsmöglichkeiten in verschiedene Richtungen (Polster nicht im Lieferumfang enthalten)  
**AP1531613**



### Ergonomisches Kopfstützenpolster

Hervorragende Unterstützung der Kopfposition  
**1531465**



### Ergonomisches Nackenstützenpolster

Hervorragende Unterstützung der Nackenposition  
**1531608**



### Seitenpelotte

Zur sicheren Positionierung des Nutzers; einstellbar in Breite und Höhe, geeignet auch für kleine Personen  
**1535077**



### Beinstützenoberteil mit Fußstütze

Gepolstert, hochschwenkbar, mit Fußstütze (komplett)  
**AP1643572** links  
**AP1643543** rechts



### Beinstützenoberteil bzw. Amputationsstütze

Gepolstert, höhen- und winkelverstellbar  
**AP1643574** links  
**AP1643573** rechts



### Sicherheitsbügel

Für zusätzliche Sicherheit; die Grifffläche ist angenehm gepolstert; Montage ohne Werkzeug  
**AP60123732** für **Ocean Ergo / Ocean 24" Ergo / Ocean VIP Ergo / Ocean Dual VIP Ergo**  
XL-Variante (80 mm breiter):  
**AP60123771** für **Ocean Ergo XL / Ocean 24" Ergo XL**



### Brust- / Beckengurt

Für zusätzlichen Halt; individuell einstellbar, belastbar und pflegeleicht; schnelle Montage; waschmaschinengeeignet  
Länge: 620 - 1210 mm.  
**1470081** - Brustgurt  
**1470082** - Beckengurt



### Armlehnenarretierung (Paar)

Zum Feststellen der Armlehnen in der niedrigen oder hohen Position.  
**AP1643760**



### Vordere Kippstütze (Paar)

Für zusätzliche Sicherheit  
**AP1601986** (vorne montierbar) für **Ocean Ergo / Ocean 24" Ergo / Ocean Ergo XL / Ocean 24" Ergo XL**



### Vordere bzw. hintere Kippstütze (Paar)

Für zusätzliche Sicherheit  
**AP1603992** (vorne oder hinten montierbar) für **Ocean VIP Ergo / Ocean Dual VIP Ergo**



## Armlehne ▼



### Weiche Armlehnen- auflage

Für Ablage des  
Unterarms  
AP1643748

## Hygiene ▼



### Spritzschutz

Einfache  
Klemmbefestigung  
aus Kunststoff; zur  
Verwendung geeignet  
mit dem Sitz aus  
Kunststoff, dem Softsitz  
mit schlüsselförmigem  
Ausschnitt  
AP1603155



### Toilettentopf

Ergonomischer Griff zur  
einfachen Entnahme  
des Topfes aus dem  
Halter passend für  
Standardaufhängung in  
Steckbeckenspülern;  
Kunststoffhaken zum  
Aufhängen des Deckels,  
wenn dieser nicht benötigt  
wird  
10230



### Toilettentopfhalter

Zum Einhängen des  
Toilettentopfes  
AP1602078

(Toilettentopf nicht  
enthalten)

## Selbstständigkeit ▼



### 24"-Räder (Set)

Antriebsräder zur Nach-  
rüstung als Selbstfahrer-  
version; inklusive Bremsen  
und Steckachsen  
16379

## Umrüstung ▼



### XL-Rücken

Extrabreiter Rücken;  
verbreitert den Abstand  
zwischen den Armlehnen  
um 80 mm;  
zur Nachrüstung von  
Standard **Ocean Ergo**-  
Modellen geeignet  
AP1604015



### XL-Armlehnen (Paar)

Verbreitert den Abstand  
zwischen den Armlehnen  
um 80 mm  
1470086



### Rückenlehnenrohr des Ocean VIP Ergo

Zum Nachrüsten für  
**Ocean Ergo** oder  
**Ocean 24" Ergo** für die  
Verwendung von einer  
Kopf- oder Nackenstütze  
(Kopfstütze, Armlehnen  
und Rückenbezug nicht  
enthalten)  
AP1606985



### Rolle mit Richtungs- feststeller

Für leichteren  
Geradeauslauf  
SP1607741

# Kompatibilität der Zubehörteile

Kategorie	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Ocean Ergo-Modelle		Ocean Ergo XL-Modelle		Ocean VIP Ergo-Modelle	
			Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Sitzfläche	Softsitz mit schlüsselförmigem Ausschnitt	API 603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Einsatz für Softsitz mit schlüsselförmigem Ausschnitt	API 603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Softsitz mit kleiner Öffnung	API 603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Einsatz für Softsitz mit kleiner Öffnung	API 603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ergonomischer Spezialsoftsitz	AP60121311	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Variabler Softsitz	1544469	✓	✓	✓	✓	✓ mit API 605002 <sup>a</sup>	✓ mit API 605002 <sup>a</sup>
	Universalsoftsitz	API 603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rückenlehne	Feste Rückenlehne (Kunststoff)	1575299	✓	✓	✗	✗	✓	✓
	Glatter Rückenlehnenbezug (Kunstleder)	modell-abhängig	✓ API 604136		✓ API 604016		✓ API 603606	◆ API 603606
	Weiches Rückenkissen	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Positionierung	Seitenpelotte (1 Stück), passend für rechts und links	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil bzw. Amputationsstütze, rechts	API 643573	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil bzw. Amputationsstütze, links	API 643574	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil mit Fußstütze, rechts	API 643543	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beinstützenoberteil mit Fußstütze, links	API 643572	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Multi-direktionale Kopfstützenhalterung	API 1531613	✓ mit API 606985 <sup>b</sup>	✓ mit API 606985 <sup>b</sup>	✗	✗	✓	✓
	Kopfstützenpolster	1531465	✓ mit API 606985 <sup>b</sup>	✓ mit API 606985 <sup>b</sup>	✗	✗	✓	✓
Nackentützenpolster	1531608	✓ mit API 606985 <sup>b</sup>	✓ mit API 606985 <sup>b</sup>	✗	✗	✓	✓	
Sicherheit	Sicherheitsbügel / Sicherheitsbügel XL 2.0	modell-abhängig	✓   AP60123732**		✓ AP60123771**		✓ AP60123732**	
	Brustgurt	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beckengurt	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Armlehnenarretierung 2.0 (Stück)**	API 643760	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kippstütze	modell-abhängig	✓ API 601986 (vorne)		✓ API 601986 (vorne)		✓ API 603992 (vorne bzw. hinten)	
	Sitzwinkelbegrenzer	AP60129156	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Armlehne	Weiche Armlehnenauflage (Stück)**	API 643748	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hygiene	Spritzschutz	API 603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Toilettentopf (mit Handgriff und Deckel)	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Toilettentopfhalter	API 602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Selbstständigkeit	24"-Räder (Set) inkl. Bremsen und Steckachse	16379	✓	◆	✓	◆	✗	✗
Umrüstung	XL-Rücken	API 604015	✓	✓	◆	◆	✗	✗
	Verbreiterte XL-Armlehnen (Paar), Nachrüstsatz	1470086	✓	✓	✗	✗	✓	✓
	Ocean VIP Ergo Rückenlehnenrohr, Umrüstsatz*	API 606985	✓	✓	✗	✗	◆	◆

<sup>a</sup> Schutzabdeckung (Paar) für variablen Softsitz (unbedingt mitbestellen unter API605002)

<sup>b</sup> Kopfstützen nur in Verbindung mit Rückenlehnen-Rohrrahmen des Ocean VIP Ergo möglich, Artikel API606985 unbedingt mitbestellen

\* Standard-Kopfstütze komplett, bestellbar unter Artikel 1470790 (Kopfstütze, Polster, Klemmhalter, Distanzstück)

\*\* Kompatibel mit den Armlehnen 2.0 (ab Mai 2021)

- ◆ = bereits enthalten
- ✓ = kompatibel
- ✗ = nicht kompatibel
- = rückwärtskompatibel mit den jeweiligen Vorgängermodellen der Ocean-Familie



**Ocean Ergo**



**Ocean Ergo XL**



**Ocean 24'' Ergo**



**Ocean 24'' Ergo XL**



**Ocean VIP Ergo**



**Ocean Dual VIP Ergo**

Weitere Informationen, inkl. Gebrauchsanweisung, finden Sie auf [www.invacare.de](http://www.invacare.de)

Invacare GmbH  
Am Achener Hof 8  
88316 Isny  
Deutschland  
Telefon +49 7562 700-0  
[kontakt@invacare.com](mailto:kontakt@invacare.com)  
[www.invacare.de](http://www.invacare.de)

Invacare Austria GmbH  
Herzog-Odilo-Straße 101  
5310 Mondsee  
Österreich  
Telefon +43 6232 553-50  
Fax +43 6232 553-54  
[info-austria@invacare.com](mailto:info-austria@invacare.com)  
[www.invacare.at](http://www.invacare.at)

Invacare AG  
Neuhofweg 51  
4147 Aesch BL  
Schweiz  
Telefon +41 61 48770-80  
Fax +41 61 4881910  
[switzerland@invacare.com](mailto:switzerland@invacare.com)  
[www.invacare.ch](http://www.invacare.ch)

