

AQUATEC®

# Pure Bidet



NUEVO

Moderno, lujoso e higiénico



El *Aquatec Pure Bidet* es ideal para personas que tienen dificultades con su higiene personal, o para aquellos que simplemente desean equipamiento con estilo en su cuarto de baño. Se trata de un bidé moderno que se adapta fácil y discretamente a la mayoría de inodoros y ayuda al aseo personal con un chorro de agua tibia. Sus características clave son:

- **Alta funcionalidad**
- **Alta tecnología**
- **Se adapta a la mayoría de inodoros**

### Alta funcionalidad

- Mando **intuitivo** con botones grandes
- Temperatura del agua **regulable** tipo spray **aireado** y varios ajustes del chorro.
- Posicionamiento **personalizado** del cabezal de salida tanto para la zona posterior como para uso femenino.
- **Secador de aire caliente** ajustable
- **Asiento térmico** con temperatura controlada
- Luz **LED** nocturnas
- **Cierre suave** de asiento y tapa



### Alta tecnología

- **Calentamiento constante** del agua para disponer de agua caliente **siempre** durante la limpieza
- Limpieza automática del cabezal de salida antes y después del uso para **mantener limpio** el sistema
- Equipado con un **protector térmico** para evitar el sobrecalentamiento
- Función de **apagado automático** para ahorrar energía que se activa a través del sensor de asiento
- Función de **autodiagnóstico** para detectar automáticamente un mal funcionamiento
- Conexión con toma a tierra para **mayor seguridad y tranquilidad del usuario**.



### Se adapta a la mayoría de inodoros

- Utiliza puntos de **fijación estándar**
- **Rápido y fácil** de montar y desmontar
- Cumple con los estándares WRAS y DIN EN 1717 para garantizar una **conexión segura** a tuberías de agua pública



### Datos técnicos

Para más información previa a la compra de este producto, incluyendo el manual de usuario, puede consultar nuestra web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Ancho total	389 mm	Protección del dispositivo completo	IP X4
Largo total	515 mm	Batería del mando a distancia	2 x AA (LR6) / 1.5 V
Profundidad	156 mm	Presión del agua	79 - 735 kPa
Peso del producto	3.9 kg	Temperatura del agua	3 - 35 °C
Peso máx. usuario	125 kg	Caudal del agua para limpiar	0.7 l/min
Longitud cable alimentación	1.4 m	Caudal del agua del Bidé	0.85 l/min
Fuente de alimentación	220 - 240 V AC, 50/60 Hz	Ajustes de la presión del agua	3 niveles
Consumo eléctrico máx.	1725 - 2053 W		