

## Aquatec 90 8.01.001 / 1470915



El *Aquatec 90* incrementa la altura del WC en 100 mm, compatible con la mayoría de inodoros en el mercado. Se fija únicamente colocándolo sobre el inodoro gracias a la larga superficie interna y a los sujetadores laterales. Ayudan también a su estabilidad los apliques anti-deslizantes. Posee una excepcional capacidad para soportar un peso elevado en los usuarios de hasta 225 kg. Existen versiones con y sin tapa. La tapa es extraíble para facilitar la limpieza.

### Referencia de los productos :

AT 90 con tapa 8.01.001  
AT 90 sin tapa 1470915

### Despiece :

Tapa con acoples 16224  
Kit de anclaje 16225



## Aquatec 900 10128-10 / 10129-10



Elevador de inodoro. Ajustable en 3 alturas, 60, 100 y 15 mm. Posee reposabrazos abatibles que ayudan a la transferencia.

Las uniones de los reposabrazos son de acero inoxidable, lo que lo hace más durable y libre de corrosión.

### Despiece :

- Tapa 70170
- Tubo anclaje reposabrazos 72055
- Clip de fijación 70162
- Kit tornillos fijación 16565
- Cruces de fijación de altura (par) 70132
- Reposabrazos (par) 10105-10-2
- Goma reposabrazos (par) 10158

### Referencia de productos:

AT 900 con reposabrazos 10128-10  
AT 900 sin reposabrazos 10129-10

**AQUATEC**®

Elevadores de inodoro




## Datos técnicos

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página web [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Referencia	Aquatec 90	Aquatec 900
Elevador de inodoro con tapa/con reposabrazos	<b>8.01.001</b>	<b>10128-10</b>
Elevador de inodoro sin tapa/sin reposabrazos	<b>1470915</b>	<b>10129-10</b>
Dimensiones		
Ancho de asiento	365 mm (A)	360 mm (A)
Profundidad de asiento	395 mm (B)	425 mm (B)
Altura de asiento	-	60 mm (C)
Altura de asiento 2	-	100 mm (D)
Altura de asiento 3	-	150 mm (E)
Altura de asiento delantera	105 mm (C)	-
Altura de asiento trasera	115 mm (D)	-
Ancho total con brazos	-	590 mm (F)
Altura total sin brazos	-	430 mm (G)
Ancho entre brazos	-	510 mm (L)
Ancho total con tapa	380 mm (E)	-
Ancho total sin tapa	375 mm	-
Profundidad total	410 mm (F)	490 mm (H)
Altura total	-	-
Altura total con tapa	135 mm	-
Altura total sin tapa	125 mm (G)	-
Altura total con brazos	-	380 mm (I)
Altura total sin brazos	-	180 mm (J)
Ancho de la apertura	210 mm (H)	-
Profundidad de la apertura	270 mm (I)	285 mm (P)
Largo 1	-	420 mm (Q)
Largo 2	-	440 mm (R)
Más información		
Peso	-	5,0 kg
Peso (con tapa)	1,6 kg	-
Peso (sin tapa)	1,1 kg	-
Peso sin brazos	-	2,7 kg
Peso máx.de usuario	225 kg	120 kg
Color	Blanco	Blanco

Aquatec 90



Aquatec 900

