



AVIVA RX

Design. Teknologi. Egenskaber



Yes, you can.®

Invacare AVIVA RX

AVIVA RX er en ny serie baghjulsdrevne el-kørestole.

AVIVA RX er designet med et væld af muligheder og funktioner, kombineret med ny teknologi og elegant design.

AVIVA RX giver maksimal komfort og enestående kontrol ved kørsel både ude og inde.

AVIVA RX-serien består af:

- En smal udgave, der gør det let at komme rundt på lidt plads
- En bredere udgave, der er designet til anvendelse sammen en centerbenstøtte.

AVIVA RX tilbyder mange unikke egenskaber. Fx kan chassiset justeres og tilpasses i længden, så der opnås den mest optimale vægtfordeling og de bedste køreegenskaber.

AVIVA RX er forsynet med justerbar affjedring, som på bedst mulig vis absorberer vibrationer og stød, så der kan opnås maksimal komfort for brugeren på alle former for underlag.



3

SMARTE KENDETEGN



◀ Design

- ▶ Rene linjer, elegante detaljer og en lækker finish, som får **AVIVA RX** til at skille sig ud fra mængden
- ▶ Mulighed for individuel tilpasning efter ønsker og behov
- ▶ Lille og kompakt med stor ydeevne (chassisbredde fra kun 56 cm)
- ▶ Kraftfuld og manøvreedygtig
- ▶ Store batterier (73 Ah), som sikrer høj ydeevne og lang rækkevidde
- ▶ Let at manøvrere rundt på lidt plads og i snævre passager

Teknologi ▶

- ▶ **LINX** styresystemet er smart, fleksibelt og revolutionerende
- ▶ **LINX** har fokus på ergonomi og brugervenlighed
- ▶ **LINX** tilbyder løsninger til ethvert behov, der er lette at anvende og forstå
- ▶ **LINX** giver forbedrede køreegenskaber og kraftoverskud på forskellige underlag, i ujævnt terræn og ved forhindringer
- ▶ **LINX ALC** (Adaptive Load Compensation) - Et intelligent system, der sikrer maksimal ydeevne og at motorerne reagerer optimalt og velafbalanceret i hele kørestolens levetid. ALC kompenserer for ubalancerer og giver en mere præcis og forudsigelig styring
- ▶ **LINX G-Trac** sikrer retningsstabil på bl.a. ujævnt underlag, over dørtrin og tæppekanter, samt ved kørsel med dæk med for lidt luft i



◀ Egenskaber

- ▶ 2 forskellige design med uendelige muligheder for konfiguration
- ▶ Justerbar hjulafstand giver optimal vægtfordeling og enestående køreegenskaber
- ▶ Justerbar affjedring i patenteret design, der absorberer vibrationer og stød
- ▶ Kraftfyldte motorer med stor ydeevne, høj hastighed lang kørestrækning
- ▶ Samtlige fire hjul har konstant kontakt med underlaget og sikrer optimal vægtfordeling
- ▶ Manøvreedygtig og komfortabel
- ▶ Let at programmere
- ▶ Let at servicere




Tekniske data ▼

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.

Sædebredde ▼	Sædedybde ▼	Sædehøjde fra gulv ▼	Ryghøjde ▼	Armlænsenhøjde ▼	Længde på benstøtte ▼	Tilt ▼	
Modulite™	380 - 530 mm ^{1,2}	410 - 510 mm ⁸	430 - 730 mm ^{2,3}	480, 540, 560 mm ^{2,5}	245 - 310 / 295 - 360 mm ²	280 - 460 mm ⁶	0 - 30° ^{2,4}
Rygvinkel ▼	Totalhøjde ▼	Totallængde inkl. benstøtte ▼	Totallængde uden benstøtte ▼	Chassisbredde ▼	Max. brugervægt ▼	Batterikapacitet ▼	
Modulite™	90° - 120°	1000 - 1335 mm ⁸	1026 mm ⁸	1026-1300 mm ⁸	560/ 635 mm ⁷	136 kg	73.5 Ah (C20)
Vendediameter ▼	Max. højde på forhindringer ▼	Max. hældning ▼	Motoreffekt ▼	Hastighed ▼	Kørestrækning ▼	Vægt ▼	
Modulite™	1506 - 2086 mm ⁸	60 / 100 mm ⁸	6° / 10,5 %	2 x 340 W	12 km/t	34 km ⁹	105 - 185,2 kg ⁸



Farver på chassis og hjulkapsler ▼



- Sædebredden kan udvides med 50 mm ved at flytte armlænen udad
- Andre mål kan leveres på forespørgsel
- Målt fra gulv til sædeplade
- Større tilt kan leveres på forespørgsel
- Målt fra sædeplade
- Målt fra fodplade til sædeplade
- Bredde på hjulbase
- Afhængig af konfigurationen
- I henhold til ISO 7176-4:2008
- Invacare Modulite™ anvender dele, der er kompatible med Invacare's program til de manuelle kørestole. Det giver mulighed for at udvexle dele, justere på sædeenheden og forbedre siddekomforten i forhold til brugerens ønsker og behov og giver samtidig stor genbrugsværdi.