

AQUATEC®

Dot



Pouco espaçoso e muito seguro



O banco *Aquatec Dot* é a escolha ideal se começar a sentir falta de equilíbrio na casa de banho dentro ou fora do polibã, principalmente se houver falta de espaço. De design compacto, o banco de duche *Dot* com formato arredondado e elegante seduz pelo assento, com recorte dianteiro e traseiro, confortável e prático para facilitar a higiene íntima. O *Dot* é muito leve e tem ainda a vantagem de ser regulável em altura muito facilmente. É bastante resistente e seguro, permite um peso máximo de utilizador de 135 kg e possui 4 ponteiros de borracha anti deslizante podendo ser utilizado com toda a segurança. Disponível com ou sem disco giratório que facilita as transferências.

- Altura de assento fácil de regular. 7 posições possíveis de 40 a 55 cm
- Leve. Pesa apenas 1.65 kg
- Montagem e regulação sem ferramentas
- Muito fácil de higienizar
- 100 % anti-corrosivo
- Peso máximo utilizador 135 kg



## Características



### Ponteiros anti-deslizantes e flexíveis

Estabilidade e conforto garantido fora e dentro do polibã.



### Regulável em altura

Muito fácil de regular. 7 posições possíveis para servir vários tipos de utilizadores.



### *Aquatec Disk on Dot*

Banco de duche *Dot* com disco. Disponível com disco giratório integrado para facilitar as transferências.

**1575268** Com disco giratório cinza

## Dados Técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	<i>Aquatec Dot</i>	<i>Aquatec Disk on Dot</i>
Lote de 2 bancos - Embalagem atrativa	1564759	1575268
Largura de assento	34 cm	36,5 cm
Profundidade de assento	21 cm	36,5 cm
Altura assento/chão	40 - 55 cm	40 - 55 cm
Largura total	36,5 cm	36,5 cm
Profundidade total	36,5 cm	36,5 cm
Altura total	40 - 55 cm	40 - 55 cm
Peso máximo utilizador	135 kg	135 kg
Peso	1,65 kg	3,25 kg
Cor	Cinza	Cinza com disco Cinza