

AQUATEC®

# Elevador de banheira



O conforto e a  
segurança no banho

**INVACARE**  
Yes, you can.®

## Aquatec **Elevador de banheira** Aquatec **Orca**

O elevador de banheira *Aquatec Orca* é uma solução que o permite desfrutar de um bom banho de imersão com toda a segurança.

Tem um comando ergonómico que integra uma bateria e que é muito fácil de utilizar.



Elevador de banheira para banhos na posição sentada com encosto e apoio de cabeça integrados reclináveis até 40°. Desmontável em duas partes, funciona com uma bateria, comando flutuante com bateria integrada impermeável e ergonómico com cabo em espiral. Ventosas auto removíveis. Capas amovíveis e laváveis na máquina a 60°. Concebido de maneira a ocupar o menos espaço possível na banheira. Assento e encosto em polipropileno.

### Referências dos produtos

Orca com capa branca	1573864
Orca com capa Azul	1573875

## Características



### Comando ergonómico

Incorpora uma bateria.  
Botão Stop para bloqueio imediato das funções



### Desmontagem e Montagem rápida

Dividido em 2 partes.  
Facilidade de encaixe.  
Leve para facilitar o transporte.



Base anti-deslizante para maior segurança mesmo que seja utilizado sem capa.



Conexão simples e segura do comando



Capa amovível e lavável à máquina a 60º





Motor de elevada qualidade

## Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Orca
Peso sem bateria (kg)	12,3
Peso máximo do paciente (kg)	150
Garantia (anos)	2




## Acessórios



### Separador de coxas

Previne escorregar do assento.



### Apoio de cabeça

Apoio de cabeça regulável em altura.



### Cintos de segurança

Posicionamento mais seguro.



### Aquatec *Trans*

O **Trans** é utilizado sobre o assento de um elevador de banheira para uma transferência sem esforço. Ele assegura o movimento rotativo e deslizante para facilitar o momento da transferência. O disco do assento é extra largo e antiderrapante. Disponível em cinza claro e azul.

### Referências

Trans azul	4.03.002
Trans cinza	4.03.008