



Dank jahrelanger Erfahrung und intensiver Praxistests ist der **Action' R** ein zuverlässiger und bewährter Rollstuhl.

Er ist ein Basismodell, das beim Thema Funktionalität keine Kompromisse eingeht.

- Verbesserte Funktion
- Sechs Größen und zwei Versionen
- Geprüfte und bewährte Qualität

Optionen und Merkmale



Verbesserte Armlehnenfunktionalität

Neue, abschwengbare Armlehnen sind ideal für Transfers. Die kurze und die lange Version des Armlehnenpolsters ist für den Transport schnell und einfach abnehmbar.



Stockhalter

Der optionale Stockhalter sorgt für einen sicheren Transport von Gehstöcken oder Krücken.



Beidseitiger Kippschutz

Der optional einstellbare und abnehmbare Kippschutz bietet zusätzliche Sicherheit bei Steigungen.

Technische Daten

Sitzbreite	Sitztiefe	Sitzwinkel	Sitzhöhe	Rückenlehnenwinkel	Rückenlehnenhöhe	Beinstützenwinkel	Länge der Fußstützen
380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	425 mm	3°	495 mm	7°	430 mm	70°	330 - 455 mm

Invacare
Action' R

Armlehnenhöhe	Gesamtbreite ⁴	Gesamtbreite gefaltet	Gesamtlänge inkl. Fußstützen ⁴	Gesamtlänge ohne Fußstützen	Gesamthöhe	Max. sichere Neigung ¹	Radius ²
240 mm	608 - 700 mm (SB + 195 mm)	250 mm	1085 - 1125 mm	835 - 875 mm	950 mm		

Invacare
Action' R

Max. Benutzergewicht	Gesamtwicht	Transportgewicht ³
125 kg	ab 17.5 kg	ab 10 kg

Invacare
Action' R

1. Stabilität
Max. Steigung mit Feststellbremse: 7°
Statische Stabilität bergab: 18°
Statische Stabilität bergauf: 9°
Statische Stabilität seitwärts: 19°

3. Maße gefaltet
Höhe gefaltet: 735-950 mm
Länge gefaltet: 1025 mm
Breite gefaltet: 250 mm

2. Radius
Minimaler Wendekreis: 915 mm
Schwenkbereich: 1280 mm

4. Gesamtmaße
Bei manchen Ausführungen übersteigen Gesamtbreite und Gesamtlänge die festgelegten Normmaße; Notausgänge sind nicht passierbar.



Dieser Rollstuhl darf nicht als Sitz in Fahrzeugen genutzt werden.

Rahmenfarbe

Silbergrau



Polsterung

Nylon Schwarz



HMV-Nr.: 18.50.02.0130