

# DARO



Udendørsbeklædning til  
kørestolsbrugere



Yes, you can.

Kørestolsbrugere sidder udsat for vejr og vind, når de er ude at køre. Netop det, at de sidder i en kørestol eller el-kørestol stiller ekstra krav til overtøjets facon, varme og isolering mod regn eller blæst. *Invacare*® leverer DARO kvalitetskøreposer og regnslag med sikkerhedsreflekser.

## Egenskaber



### DARO knæpose

► Knæposen er faconsyet og kan åbnes med lynlåse i hver side fra knæhaserne og ned til den isolerede bundplade. Posens forstykke slutter ved taljen, mens bagstykket slutter med et blødt stofstykke under knæhaserne. Derudover har knæ-posen sikkerhedsreflekser og et stort greb ved lynlåsen, som sikrer nem betjening.



### DARO kørepose

► Køreposen er faconsyet og har aftageligt forstykke, som kan samles med bagstykket ved hjælp af delbare lynlåse i siderne. Lynlåsene starter ved taljen og lynes ned mod den isolerede bundplade for at samle køreposen. Bundpladen, som er en del af forstykket, fastgøres med gribebånd bagtil. Bagstykket er udstyret med elastik og gribebånd, så det kan fastgøres til stolen. Desuden har køreposen elastik i taljen, sikkerhedsreflekser og huller til hoftelese.



### DARO regnslag Neptun

► Regnslaget er faconsyet og har hætte med elastik i kanten. Øverst foran er der et lille underfald, så slaget kan udvides lidt, således at det er nemmere at få på. Der er desuden en lomme foran, som lukkes med gribebånd, og ærmerne har elastik ved håndleddene. Hele vejen rundt langs kanten af regnslaget er der indsyet elastik, så det sidder tæt ind til brugeren. Sikkerhedsreflekser er påmonteret foran og bagpå, og der medfølger en pose til opbevaring af slaget. Neptun er først og fremmest velegnet til manuelle kørestole.



### DARO regnslag Omega

► Dette regnslag er tilpasset elektriske kørestole, hvor ryglænet er højt og evt. har nakkestøtte. Slaget dækker brugeren fra top til tå og går ned om stoleryggens bagside. Foran løber en kort lynlås med underfald fra hagen til midt på brystet. Slaget har desuden hætte med snører, sikkerhedsreflekser foran og bagpå samt elastik hele vejen rundt i kanten. Med regnslaget følger en pose til opbevaring.



### DARO køresele

Køreselen har velcrolukning i enderne og kan bruges til at støtte brugeren op ad kørestolens ryg.

## Tekniske data ▼

Ved behov for yderligere information om produktet henvises til brugermanualen som kan hentes på Invacares hjemmeside [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Størrelser/Mål ▼	DARO Knæpose ▼		DARO Kørepose ▼		
Størrelser	M/L	XL	S	M/L	XL
Talje (cm)	840	900	94-118	107-134	120-150
Længde for (cm)	1160	1190	95-105	99-109	103-113
Fuld højde (cm)	650	670	160-165	165-180	180-190

Materiale/farver ▼	DARO Knæpose ▼		DARO Kørepose ▼		
Ydre	Vind- og vandtæt micro med PU belægning				
Isolering	Thinsulate med høj isoleringsevne				
For	Fleece				
Farve	Marineblå				
Vask	40° / ingen skyllemiddel				

Størrelser/Mål ▼	DARO Neptun ▼		DARO Omega ▼	
Størrelser	M/L	XL	M/L	XL
Længde for (cm)	143-158	156-171	143-158	156-171
Længde bag (cm)	51	51	121	128

Materiale/farver	DARO Neptun ▼	DARO Omega ▼	DARO Køresele ▼
Ydre	Vind- og vandtæt micro med PU-belægning, som tillader huden at ånde. Sømmene er tapede.		Bomuld/polyester
Farve	Sort		Sort
Vask	40° / ingen skyllemiddel		N/A

**Tlf.: 3690 0000**  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark