

**Orion<sup>®</sup> Metro**



Lo scooter per eccellenza, mix perfetto  
tra comfort, sicurezza e affidabilità



**Orion METRO** è lo scooter che risponde al meglio alle vostre esigenze e vi accompagna in tutti i vostri spostamenti quotidiani.

In fase di progettazione, l'attenzione è stata rivolta fin dal principio sugli aspetti chiave importanti sia per l'utilizzatore esperto, che per quello alle prime armi. Il risultato? Uno scooter dotato di numerose caratteristiche capaci di rendere l'esperienza di guida sicura, facile e confortevole.

In altre parole **Orion METRO** rappresenta il mix perfetto tra comfort, sicurezza e affidabilità!



### Guida stabile e controllata

**Orion METRO** è stato progettato per percorrere in assoluta tranquillità e sicurezza una grande varietà di terreni e superfici. Il potente motore e i pneumatici da 11" vi permetteranno di spostarvi liberamente anche in presenza di terreni sconnessi od ostacoli di vario tipo.

### Sicurezza di serie

Oltre al sistema di illuminazione unico nel suo genere, **Orion METRO** può contare anche su un dispositivo per la riduzione della velocità, che in automatico rallenta lo scooter in curva, garantendo così una guida confortevole e soprattutto sicura. Lo scooter è inoltre dotato di una leva di sblocco motore con doppio sistema di sicurezza, per evitare la messa in folle accidentale.

Ma c'è di più: lo scooter ha anche superato positivamente tutti i test effettuati dell'ente di certificazione tedesco TÜV.

Il risultato? Con **Orion METRO** di Invacare la sicurezza è... di serie!

### Semplicità e funzionalità

**Orion METRO** è realizzato con componenti e materiali di elevata qualità ed è quindi uno scooter estremamente affidabile e di facile manutenzione. Per accedere al gruppo batteria, all'elettronica, al motore e ai cavi è sufficiente rimuovere la copertura superiore.

L'elettronica e il motore sono adeguatamente protetti contro la corrosione e la penetrazione di acqua e sporco per evitare di compromettere il corretto funzionamento dello scooter.



## Caratteristiche e opzioni



**Orion METRO** \_ 4 ruote



### Piantone sterzo regolabile

Inclinazione variabile del piantone grazie alla leva posta sul manubrio.



### Manubrio ergonomico

La curvatura ergonomica, progettata nel nostro centro ricerca e sviluppo, consente una guida confortevole offrendo la maggiore postura e gestione di guida.



### Freno manuale

Per l'arresto immediato dello scooter, in caso di necessità.



### Luce freno

Luce freno ben visibile che si accende in automatico quando lo scooter sta rallentando.




### Leva di sblocco motore

Leva sblocco motore con doppio sistema di sicurezza per evitare la messa in folle accidentale.



### Dispositivo per la riduzione automatica della velocità

Riduzione automatica della velocità in curva per la massima sicurezza di guida.




### Ampie possibilità di personalizzazione

Scelta tra 10 diversi colori carenatura e oltre 25 accessori per personalizzare lo scooter secondo il proprio gusto personale. Per saperne di più, consultare il sito dedicato: [www.invacarescooter.com](http://www.invacarescooter.com).

## Dati tecnici

Consulta il nostro sito per avere maggiori informazioni e usa il nostro configuratore per conoscere nel dettaglio il tuo scooter.

	Larghezza schienale	Profondità seduta	Altezza seduta da pianale	Altezza schienale	Ingombro laterale	Lunghezza totale	Peso da vuoto
							
Orion Metro	510 mm	470 mm	Min. 440 mm Max. 515 mm	490 mm	665 mm	1270 mm	110 kg

	Componente più pesante	Peso max utilizzatore	Capacità batteria	Diametro di sterzata	Altezza max ostacoli superabili	Altezza da terra	Pendenza max di sicurezza
							
Orion Metro	57 kg	136 kg	2 x 12 V/ 40 Ah GEL	2600 mm	80 mm	78 mm	10°

	Autonomia	Velocità max	Capacità motore
			1. Picco di potenza
Orion Metro	35 km	10 km/h	240 W / 600 W <sup>1</sup>


**Codici NT (configurazione standard): 12.21.27.006(\*)**

+ 12.24.06.157 + /.160+ /.163 + /.169

**Nr. Repertorio DM: 100029/R**

(\*) In alternativa, per omogeneità funzionale,

## Colore carenatura

Bianco perla	Blu zaffiro	Verde giada	Beige Luxor	Rame Cristallino
				
Rosso carminio	Grigio Cromo	Argento Diamante	Blu elettrico	Rosso diaspro
				

## Rivestimento

Nero vinile


Tel.: +39 0445 380059  
 Fax: +39 0445 380034  
[www.invacare.it](http://www.invacare.it)  
 e-mail: [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

Invacare Mecc san s.r.l.  
 Via dei Pini, 62 - 36016  
 THIENE (VI) - Italy

  
**Yes, you can.®**