

# *Omega*

## *Silla de WC*



Yes, you can.®

Invacare **Omega** es la elección correcta si desea combinar funcionalidad, comodidad y diseño.



#### Invacare **Omega Eco H440**

- Silla de WC fija
- Ahorre espacio: la silla de WC se puede guardar en cualquier rincón.
- Diseño estable y protegida contra la corrosión con tubos soldados.
- Altura de asiento ajustable
- Posición perfecta sobre el inodoro
- Fácil utilización gracias al inserto de asiento

#### Invacare **Omega H450**

- Silla de WC fija
- Ahorre espacio: la silla de WC se puede guardar en cualquier rincón.
- Diseño estable y protegida contra la corrosión con tubos soldados.
- Fácil de utilizar: la cubeta se puede extraer por el lateral o por la parte superior.

#### Invacare **Omega H407**

- Silla de WC plegable para ahorrar espacio
- Ideal para un uso esporádico y viajes
- Respaldo con forma
- Completa con cubeta sanitaria.

## Datos técnicos

Para obtener información más completa sobre este producto, incluido el manual de usuario del producto, consulte la página web de Invacare: [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Código	H440 Omega Eco	Omega H450	Omega H407
Silla de WC, pack 5 unidades	<b>1542903</b>	<b>1471163</b>	-
Silla de WC, pack 2 unidades	-	-	<b>1471010</b>
Especificaciones			
Anchura de asiento	450 mm	495 mm	440 mm
Profundidad de asiento	425 mm	455 mm	420 mm
Altura de asiento	405 - 585 mm	500 mm	450 mm
Anchura total	585 mm	635 mm	580 mm
Profundidad total	515 mm	360 mm	560 mm
Altura total	790 - 970 mm	890 mm	910 mm
Altura a los reposabrazos	620 - 800 mm	690 mm	660 mm
Altura suelo a base del asiento :			
Con soporte de cubeta	335 - 515 mm	370 mm	-
Sin soporte de cubeta	345 - 525 mm	430 mm	-
Altura, suelo a superficie asiento	405 - 585 mm	525 mm	475 mm
Ancho entre los reposabrazos	470 mm	510 mm	460 mm
Ancho abertura higiénica	200 mm	215 mm	215 mm
Largo abertura higiénica	250 mm	250 mm	255 mm
Más información			
Peso máximo usuario	140 kg	130 kg	130 kg
Peso (kg)	7,5 kg	8,3 kg	8,5 kg
Color	Lavanda	Lavanda	Lavanda

Tel. (34) 972 49 32 14  
[contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)  
[www.invacare.es](http://www.invacare.es)

Invacare S.A.  
 Avenida del Oeste nº50, 11ª  
 Valencia - CP: 46001  
 España



**Yes, you can.®**