

Dacapo

Ampla

For tunge brugere



Madras af højspecificeret skum

Effektiv trykfordeling



Yes, you can.®

Typiske udfordringer for tunge brugere

Obesitet fortsætter med at stige for både voksne og børn i hele verden. I de fleste EU lande er over halvdelen af den voksne befolkning overvægtige (Eurostat*). Fedme leder til mange udfordringer i dagligdagen, lige fra at kunne klare egen hygiejne til nedsat mobilitet, hvilket resulterer i mange forskellige helbredsproblemer for disse borgere.


Adgang til passende udstyr, som er designet til at hjælpe brugere til en mere aktiv og selvstændig tilværelse,

har direkte indflydelse på både mentalt helbred og fysisk udfoldelse.

Behovet for omfattende pleje af tunge brugere bliver mere og mere nødvendigt. Højt niveau af komfort og støtte bør være tilgængeligt for alle tunge brugere på en værdig måde.

Dacapo Ampla trykfordelende madrasser er designet specielt til tunge brugere.

* Source: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Main_Page



Designet til tunge brugere

Højspecificeret madras der tilbyder effektiv trykfordeling og forbedret mikroklima til tunge brugere.

Designet fokuserer på at opnå fremragende kliniske egenskaber, som kræves af sundhedsfagligt personale, herunder optimal nedsynkning og omslutning, trykfordeling samt minimering af shear- og friktionskræfter.


Maksimal komfort i enhver position støtter brugeren ved re-positionering og plejepersonalets rutiner i forhold til brugerens personlige pleje.



- › **Leveres vakuumpakket og sammenrullet**, hvilket tillader, at 3 madrasser kan transporteres på den samme plads, som én madras normalt ville fylde - til glæde for miljøet.



1



Klinisk effektivitet

Udviser fremragende trykfordelende egenskaber for effektiv forebyggelse af trykskader.

2



Demografisk udvikling

Imødekommer det voksende behov for større, robuste og klinisk effektive produkter til tunge brugere.



> **Højspecificeret skum** støtter tunge brugere op til 350 kg sikkert og effektivt.



> **Findes i flere størrelser**, som passer til Invacares sortiment af brede senge.



> **Kastelleret skum** omfordeler trykket, reducerer shear og friktion og hjælper med at opretholde et sundt mikroklima.

3




Kvalitets- sikring

Madrasserne er sikre at anvende og har en lang levetid. Udover trykmålinger, omfatter vores testning bl.a. eksterne uafhængige holdbarhedstest, biokompatibilitetstest, brandtest og fremskyndet ældningstest.



> **Åndbart og vandtæt betræk** giver effektiv kontrol af temperatur og håndtering af mikroklima.



> **Afdækket lynlås på 3 sider** letter af- og påmontering af betrækket.




> **2 bærehåndtag** på den ene side for let håndtering.

Trykfordeling

Dacapo Ampla tilbyder optimal nedsynkning og omslutning af brugeren. Dette betyder lavere tryk på sårbar hud og dermed mindre risiko for at udvikle trykskader.

Resultatet af trykmålingstesten (illustreret til højre) viser, at Dacapo Ampla har fremragende trykfordelingsegenskaber.




Tekniske data ▼

For flere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk



Bredde ▼

850, 900, 1030, 1160,
1200 mm



Højde ▼

150 mm



Længde ▼

2000 mm



Vægt ▼

14 kg



Brugervægt ▼

max. 350 kg



Rengøring ▼

95 °C



Garanti ▼

2 år

Tlf.: 3690 0000
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37
2605 Brøndby
Danmark



Yes, you can.®