


# Dacapo Excel

## En højkvalitetsmadras

Vores seneste trykfordelende madras er opbygget af flere lag, der tilbyder både effektiv trykaflastning og det bedste mikroklima for brugeren.

Dacapo Excel er specielt designet til at tilpasse sig kroppens konturer og samtidig tilsikre optimalt mikroklima for brugeren. Dacapo Excel er kastelleret i 3 anatomiske zoner, hvilket tillader brugerens krop at synke ned i og blive omsluttet af madrassen, og dermed reduceres trykket mod huden.

Højkvalitetsskummet tilsikrer, at madrassen genoprettes exceptionelt godt hver gang, den har været i brug. Dette gør Dacapo Excel meget anvendelig til længere tids brug og sikrer en god genbrugsværdi. Dacapo Excel er velegnet til borgere i risiko eller højrisiko for at udvikle tryksår.



Yes, you can.®

## Egenskaber du kan forvente af Dacapo Excel



**Kvalitetssikret  
højspecificeret skum**



**Blødt, komfortabelt  
og støttende skum**



**Holdbart og åndbart  
betræk**



**Strækbart i alle  
retninger**



**Vaskbart betræk helt  
op til 95 °C**



**Leveres vakuumpakket  
og sammenrullet**




### Tekniske data ▼

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på [www.invacare.dk](http://www.invacare.dk).



Bredde ▼

800 - 1200 mm



Højde ▼

140 mm



Længde ▼

2000 mm



Vægt ▼

10 - 15 kg



Brugervægt ▼

150 kg



Rengøring ▼

95 °C

**Tlf.: 3690 0000**  
Fax: 3690 0001  
[denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)  
[www.invacare.dk](http://www.invacare.dk)

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37  
2605 Brøndby  
Danmark

**ESG**   
ENVIRONMENTAL SOCIAL & GOVERNANCE



**Yes, you can.®**