


Dacapo Top

Trykkavlastende overmadrass



Dacapo Top

Komfort, kvalitet og forebygging




Yes, you can.®

Oppdag vår Dacapo-serie

Et omfattende utvalg av trykkfordelende skum madrasser


I over 20 år har vårt brede utvalg av trykkfordelende madrasser bidratt med komfort og støtte til de som er utsatt for trykksår.

Designet med klinisk innsikt og ekspertise, i kombinasjon med vår designinnovasjon, representerer Dacapo et komplett utvalg av madrasser med avlastende egenskaper og løsninger.



Trykkfordeling

Alle våre kliniske madrasser bidrar med effektiv trykkfordeling uansett hvordan pasienten ligger eller sitter i sengen.



Redusert shear og friksjon


Vårt flerveis stretchstoff bidrar til å redusere shear og friksjon.



Mikroklimahåndtering

Skumstrukturer med god lufting sikrer optimal mikroklimahåndtering.

“ Utviklet for å tilby optimal avlastning og trykkfordeling ”




Trykkfordeling

I Invacare bruker vi standardisert trykkartleggingsteknologi for å informere og øke forståelsen for effektiviteten av trykkfordeling på våre ulike madrasser

Vi er trygge på at hver eneste madrassmodell har gjennomgått grundige analyser og tester. I tillegg til trykkartleggingen gjennomfører vi uavhengige holdbarhetstester, cytotoxisitets testing*, branntesting og akselert aldring.

Vi kan derfor forsikre deg om at alle våre kliniske madrasser er kvalitetssikret og gir optimal komfort og støtte til pasienten



Bildet over viser Dacapo Excel med pasient i ryngleie



Egenskaper du kan forvente av en Dacapo-madrass:



Kvalitetssikret høysesifisert skum



Mykt skum som gir god støtte



Slitesterkt og pustende materiale



Flerveis stretchstoff



Hygiensk trekk som kan vaskes i maskin



Leveres komprimert

Dacapo Top

Overmadrassen Dacapo Top er laget av høykvalitets- og viskoelastisk skum og gir økt støtte når den brukes i kombinasjon med en underliggende skummadrass.

Det temperatursmarte skummet tilpasser seg pasientens temperatur og kroppskontur. Med en åpen cellestruktur er skummet godt ventilert og reduserer oppbygningen av varme og fuktighet for effektiv mikroklimahåndtering.




> **Elastiske bånd**
i hvert hjørne sikrer en fast posisjonering til madrassen under.

Med vårt flerveis elastiske og pustende trekk tilbyr Dacapo Top en avansert overmadrass for Dacapo Basic-madrasser.



> **Støtter opptil 130 kg** kroppsvekt.



> **Den åpne cellestrukturen** håndterer varme og kroppsfuktighet.



> **Skjult glidelås** hindrer væskeinntrenging og gir enkel tilgang ved inspeksjon og rengjøring.

3. plass i Delkontrakt 1

På anbud med NAV

Kvalitetssikret



Vi sikrer at alle våre kliniske madrasser leverer optimal kvalitet. I tillegg til trykkartlegging, inkluderer vår testing uavhengig holdbarhetstesting, cytotoksitetstesting, branntesting og akselerert aldring.

Tekniske data ▼

For mer informasjon om produktet, inkludert brukermanual, besøk vår hjemmeside [invacare.no](https://www.invacare.no)



Bredde ▼



Høyde ▼



Lengde ▼



Vekt ▼



Brukervekt ▼



Vasketemperatur ▼

Dacapo
Top

På tilbud
med NAV

85 - 90 - 120 cm

7 cm


200 cm

5 - 7.5 kg

130 kg

95 °C

Maxxcare Pro Evolution hælavlaster



Les mer om Maxxcare

Maxxcare®

Artikkelnummer ▼	HMS-nummer ▼	Størrelse ▼	Materiale ▼
060004	301470	S	Luftceller (Vicair SmartCells)
060001	202746	Standard (M-L)	Luftceller (Vicair SmartCells)
060003	269681	XL	Luftceller (Vicair SmartCells)

Tlf: 22 57 95 00
norway@invacare.com
www.invacare.no

Postadresse:
Invacare AS
Postboks 6230 Etterstad
0603 Oslo

Besøksadresse:
Invacare AS
Brynsveien 16
0667 Oslo

Teknisk avdeling/lager:
Invacare AS
Østensjøveien 19
0661 Oslo



Yes, you can.®