

Dacapo

Hoogwaardige Foam Matrassen




Flexibiliteit & Comfort



De Invacare **Dacapo** matrassen zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de wensen en eisen die gesteld worden binnen de thuiszorg en instellingen. De **Dacapo** matrassen zijn ontwikkeld voor een optimaal ligcomfort met goede drukverdeling voor het lichaam, waarbij hygiëne en gebruiksvriendelijkheid voorop staan. Het assortiment heeft een ruime keuze van standaard tot preventieve matrassen.

De **Dacapo Heavy User Light** is speciaal ontworpen voor plus size cliënten en zorgt voor een comfortabele en juiste ondersteuning. De constructie van twee lagen hoogwaardige foam en een visco-elastische toplaag zorgen ervoor dat de matras zich goed aanpast aan de lichaamsvorm van de cliënt voor een optimale drukverdeling. Het unieke ontwerp maakt het mogelijk om de matras te keren waardoor de stevigheid en ondersteuning individueel aan te passen is.



Dacapo Heavy User Light Hoes

- ▶ 100% waterdicht
- ▶ Polyester coating met polyurethaan
- ▶ Ademend
- ▶ Rekt naar twee kanten
- ▶ Wasbaar op 95 graden
- ▶ Verkrijgbaar in een variant met een maximum gebruikersgewicht van 350kg



Goed hanteerbaar

Optionele handvatten zorgen voor goede hanteerbaarheid.



Rits aan drie zijden

Zorgt voor een makkelijke inspectie van het matras.

Technische gegevens ▼

Voor meer uitgebreide informatie over dit product, inclusief de gebruiksaanwijzing van het product, raadpleegt u www.invacare.nl



Totaalgewicht ▼

Heavy User Light 11 - 16,5 kg

Heavy User 12 - 17,5 kg



Max. gebruikersgewicht ▼

250 kg

350 kg



Hoogte ▼

150 mm

150 mm

Geproduceerd volgens Europese Normen: BS-EN 597-1 BS EN 597-2

Tel.: +31 (0) 3 18 - 69 57 57
Fax: +31 (0) 3 18 - 69 57 58
nederland@invacare.com
www.invacare.nl

Invacare B.V.
Galvanistraat 14-3
6716 AE Ede
Nederland



Yes, you can.