



NOUVEAU

Retrouvez les coussins d'assise
et de dossier Vicair !



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil
grâce aux fabrications
spéciales Unique !

À partir de :
1 219,35 € TTC

- Codes LPPR :**
- 9225663 - VHP, POUSSETTE MULTIREGLABLE & EVOLUTIVE, < 16 ANS,INVACARE: 962,20 €
 - 9325850 - VHP, POU, < 16 ANS, DISPOSITIF D'IMMOBILISATION, FREIN A TAMBOUR,INVACARE : 28,71 €
 - 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €
 - 9325867 - VHP, POU, < 16 ANS, ACCOUDOIRS REGLABLES VERTICALEMENT, LA PAIRE, INVACARE : 38,80 €
 - 9325732 - VHP, POUSSETTE, INFERIEUR A 16 ANS, APPUI-TETE REGLABLE,INVACARE: 108,64 €

- Codes LPPR :**
- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABL,INVACARE: 403,50 €
 - 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Pliant
Référence d'achat :		Matière	Acier
Code client :		Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
Cachet du distributeur :		Inclinaison d'assise	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques <i>*cf tableau en fin de fiche de mesure</i>
		Largeur hors tout réduite	+160 mm avec roues 16"
		Empattement	Réglable sur 90 mm, livré en position reculée
		Poids total	A partir de 35 kg
		Crash-testé	Oui (avec option 1890)
		Positionnement	Compatible avec les produits <i>Bodypoint</i> , <i>Matrx</i> et <i>Vicair</i>
		Poids max utilisateur	135 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure






Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com





Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


- ☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases
- ☒ Configuration standard
- ☐ Option sans supplément de prix


Rea [®] Dahlia [®] 30°Assist				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999					
BVD0015	☐	Rea [®] Dahlia [®] 30°Assist (< 16 ans) avec freins tambour Code LPPR 9225663		1155,78	1219,35	1219,35	
	☐	Rea [®] Dahlia [®] 30°Assist (> 16 ans) avec freins tambour Code LPPR 9225657		1155,78	1219,35	484,50	
ASSISE							
Largeur d'assise							 0270  0280 NOUVEAU VICAIR[®] NOUVEAU
BVD0050	☐	390 mm - Réglable de 390 à 490 mm	NC : 1810	○	○		
BVD0060	☐	440 mm - Réglable de 440 à 540 mm		○	○		
BVD0070	☐	490 mm - Réglable de 490 à 590 mm		○	○		
Pré-réglage en largeur de l'assise							
BVD0080	☐	Livré avec réglage + 50 mm	NC : 0630	○	○		
BVD0090	☐	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0630	○	○		
BVD0100	☐	Livré sans pré-réglage	NC : 0460, 0470	◆	◆		
Profondeur d'assise							
BVD0110	☐	Réglable de 430 à 500 mm		◆	◆		
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)							
BVD0120	☐	330 mm uniquement avec roues avant de 4"	NC : 0670, 1810	○	○		
BVD0130	☐	350 mm uniquement avec roues avant de 5"	NC : 0670	○	○		
BVD0170	☐	450 mm uniquement avec roues avant de 6" ou 8"		◆	◆		
BVD0180	☐	480 mm uniquement avec roues avant de 8"		○	○		
Inclinaison d'assise							
BVD0240	☐	Bascule d'assise de -1° à + 29° (0° à 30° en standard)		○	○		
Coussin d'assise							
BVD0260	☐	Mistral - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0330, 0345	-67,50	-81,00	-81,00	
BVD0270	☐	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm		-67,50	-81,00	-81,00	
BVD0272	☐	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Velours noir (TR35)		-19,17	-23,00	-81,00	
BVD0274	☐	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Mesh micro- aéré noir (TR36)		-67,50	-81,00	-81,00	
BVD0280	☐	Matrx Contour Visco _{NG} - coussin galbé hauteur 100 mm	NC : 0330, 0340, 0345	◆	◆		
BVD0300	☐	Vicair Adjuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890	498,07	525,46	-46,10	
BVD0310	☐	Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890	642,08	677,39	-46,10	
DOSSIER							
Extension largeur entre tube de dossier							 0410  0420  0430  0440
BVD0370	☐	+ 50 mm	NC : 0470	42,65	45,00		
Type de dossier							
BVD0410	☐	Plaque de dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm -	NC : 0460, 0470, 0490, 0492, 0495, 0497, 0510, 0520, 1265	○	○		
BVD0420	☐	Dossier Laguna 2 - réglable en tension	NC : 0460, 0470, 0520, 0580, 0590, 1140, 1150, 1220,1230	◆	◆		
BVD0430	☐	Plaque de dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0490, 0492, 0495, 0497, 1265	190,52	201,00		
BVD0440	☐	Dossier Flex 3 - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0470, 0495	216,11	228,00		
Pré-réglage en largeur du dossier Flex3							
BVD0460	☐	Livré avec réglage + 50 mm		○	○		
BVD0470	☐	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0630	○	○		
BVD0480	☐	Livré sans pré-réglage		◆	◆		


Rea [®] Dahlia [®] 30°Assist				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Coussin de dossier							
BVD0490	☐	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○		 0490 0500  0510 0520
BVD0492	☐	Latéral , plat et large XL (+ 50 mm par rapport à 0490), hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○		
BVD0495	☐	Latéral , plat et large, hauteur 430 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	NC : 0560	◆	◆		
BVD0497	☐	Latéral , plat et large XL (+ 50 mm par rapport à 0495), hauteur 430 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)	NC : 0560	○	○		
BVD0500	☐	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 1265	○	○		
BVD0510	☐	Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0575, 1265	○	○		
BVD0520	☐	Passad 2 , maintien du buste et des épaules	NC : 1265	217,06	229,00		
BVD0544	☐	Vicair Multifonction	NC : 0560, 0570, 0575, 1890	640,48	675,71	NOUVEAU	
BVD0546	☐	Vicair Flex - livré avec cales de dossier	NC : 0560, 0570, 0575, 1890	776,36	819,06	NOUVEAU	
Garniture de dossier							
BVD0560	☐	Velours noir (TR35)		79,62	84,00		
BVD0570	☐	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
BVD0575	☐	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○		
Poignées à pousser							
BVD0580	☐	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		145,97	154,00		 0580
BVD0590	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		
BVD0600							
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER							
Inclinaison de l'assise							
BVD0620	☐	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BVD0630	☐	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (<i>accoudoirs NON REGLABLES en largeur</i>)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1890	○	○		
BVD0632	☐	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (<i>accoudoirs REGLABLES en largeur</i>)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1850	○	○		
Inclinaison du dossier							
BVD0640	☐	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BVD0660	☐	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○		
POTENCES							
Repose-jambe central							 0670  0700 0750  0710 0760
BVD0670	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0690, 0692, 0700, 0710, 0730, 0750, 0760, 0780, 0805, 1040, 1330, 1340, 1350, 1351, 1352, 1353	900,47	950,00	211,52	
Position des potences et repose-jambes							
BVD0680	☐	Position standard		◆	◆		
BVD0690	☐	Position haute (+50 mm)		109,00	115,00		
BVD0692	☐	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0710, 0730, 0760, 0780	52,13	55,00		
Potence gauche							
BVD0700	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾	
BVD0710	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆		
BVD0730	☐	Support amputé	NC : 0805, 0825, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00		

Rea [®] Dahlia [®] 30°Assist				Euros			 0730 0780
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Potence droite							
BVD0750	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾	
BVD0760	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆		
BVD0780	☐	Support amputé	NC : 0805, 0845, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00		
PALETTES							
Palette gauche							 0825 / 0845 si potence 80°
BVD0805	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 1351, 1352, 1353	202,84	214,00		
BVD0825	☐	Réglage en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆		
Palette droite							 0825 / 0845 si repose-jambe
BVD0845	☐	Réglable en profondeur, en angle (et en inclinaison si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆		
Palette droite							
BVD0855	☐	Tubes courts, la paire		○	○		
BVD0865	☐	Tubes longs, la paire		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							 0900
BVD0900	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1756	○	○		
BVD0910	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1756	○	○		
BVD0915	☐	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1756	36,02	38,00		
BVD0925	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1756	◆	◆		
BVD0930	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC :1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	54,43	57,42	57,42 ⁽¹⁾	
BVD0950	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○		
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							 0925
BVD0960	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1757	○	○		
BVD0970	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1757	○	○		
BVD0975	☐	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1757	36,02	38,00		
BVD0985	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1757	◆	◆		
BVD0990	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025,1750, 1755, 1756, 1760, 1770, 1775, 1780	54,43	57,42	57,42 ⁽¹⁾	
BVD1010	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○		
OPTIONS							
Options d'accoudoir							 1040
BVD1020	☐	Housse rembourrée de protège vêtement, la paire		69,19	73,00		
BVD1025	☐	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire		41,71	44,00		
Options d'assise							
BVD1030	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00		
BVD1040	☐	Plot d'abduction	NC : 1060	246,45	260,00	69,84 ⁽¹⁾	
BVD1050	☐	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire	NC : 1060	83,41	88,00		
BVD1060	☐	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		94,79	100,00		

Rea [®] Dahlia [®] 30°Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Options de dossier						
Appuis-tête						
BVD1080	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1087, 1110	○	○	
BVD1100	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1087, 1090, 1110	225,59	238,00	
BVD1081	☐	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1090, 1110	218,01	230,00	
BVD1086	☐	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1090, 1110	408,53	431,00	
Fixation appuis-tête Matrix						
BVD1087	☐	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		201,90	213,00	
Autres options appuis-tête						
BVD1090	☐	Housse de coussin d'appui-tête	NC : 1110	47,39	50,00	
BVD1110	☐	Appui-nuque		◆	◆	
BVD1130	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00	
Cale-tronc gauche						
BVD1140	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾
BVD1220	☐	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00	34,92 ⁽¹⁾
Cale-tronc droit						
BVD1150	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00	34,92 ⁽¹⁾
BVD1230	☐	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00	34,92 ⁽¹⁾
Autres options de dossier						
BVD1265	☐	Cale tronc pour dossier réglable en tension Laguna 2 (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	34,92 ⁽¹⁾
BVD1280	☐	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (<i>à insérer sous le coussin de dossier</i>)		67,30	71,00	
BVD1300	☐	Indicateur d'inclinaison du dossier		16,11	17,00	
Options de potences / palettes						
BVD1330	☐	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		87,20	92,00	
BDV1340	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00	
BVD1350	☐	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		126,07	133,00	
BVD1351	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BVD1352	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BVD1353	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	
CHASSIS						
Coloris de la bande réfléchissante						
BVD1360	☐	Bleu		59,72	63,00	
BVD1370	☐	Gris		59,72	63,00	
BVD1380	☐	Rouge		59,72	63,00	
BVD1390	☐	Champagne		59,72	63,00	
BVD1400	☐	Vert pétrole		59,72	63,00	
BVD1405	☐	Sans bande réfléchissante (châssis noir)		◆	◆	
Fixation des fourches						
BVD1410	☐	Fixes		◆	◆	
BVD1420	☐	Axes à démontage rapide		75,83	80,00	
Roues avant						
BVD1435	☐	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 mm	○	○	
BVD1440	☐	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 350 mm	○	○	
BVD1475	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur assise 450 mm	◆	◆	


















1360





1370

1390

1380

1400



Rea [®] Dahlia [®] 30°Assist				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
BVD1495	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450 / 480 mm	○	○		
BVD1505	☐	8"x 1.1/4"- 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 450 / 480 mm	○	○		
BVD1515	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450 / 480 mm	126,07	133,00		
ROUES ARRIERE							
Position des roues arrières							
BVD1534	☐	Position standard, reculée, la plus stable		◆	◆		
Diamètre des roues arrière							
BVD1545	☐	16" - 405 mm avec axes fixes		◆	◆		
Type de roues arrière							
BVD1586	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour et jante en composite noir)		◆	◆		
Type de revêtement roues arrière							
BVD1625	☐	Bandage noir		◆	◆		
SECURITE							
BVD1720	☐	Freins à tirer utilisateur		203,79	215,00		 1730  1731 / 1732  1733 / 1734  1736 / 1737
Ceintures							
BVD1730	☐	Ceinture de maintien - plastique boucle		◆	◆		
BVD1731	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00		
BVD1732	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00		
BVD1733	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00		
BVD1734	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00		
Harnais							
BVD1736	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	211,37	223,00		
BVD1737	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
ACCESSOIRES							
Tablettes							 1750  1755  1756 1757  1770  1775  1765  1860
BVD1750	☐	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1765	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾	
BVD1755	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1765	154,50	163,00	76,82 ⁽¹⁾	
BVD1756	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1760	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾	
BVD1757	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1760	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾	
BVD1770	☐	Tablette escamotable	NC : 1760, 1780	300,47	317,00	76,82 ⁽¹⁾	
BVD1775	☐	Tablette escamotable avec coussin appui-coudes	NC : 1760, 1780	348,82	368,00	76,82 ⁽¹⁾	
Coussins de tablette							
BVD1760	☐	Coussin de tablette		92,89	98,00		
BVD1765	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
Autres accessoires							
BVD1780	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		
BVD1810	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1870, 1900	313,74	331,00		
BVD1860	☐	Attache pour harnais		54,03	57,00		
BVD1870	☐	tube basculeur	NC : 1900	75,83	80,00		
BVD1890	☐	Accroches taxi		52,13	55,00		
BVD1900	☐	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		599,05	632,00		
BVD1920	☐	Tige porte-sérum		105,21	111,00		
BVD1930	☐	Kit de limitation d'angle		10,43	11,00		

Rea[®] Dahlia[®] 30°Assist

Euros

Prix Public

LPPR



HT

TTC

TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise

	Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
	330	30°	30°	4"	16"
	350	30°	30°	5"	16"
	450	30°	30°	6", 8"	16"
	480	30°	30°	8"	16"

Rampes en accessoire

1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130