

Rea® Dahlia® 30° MatrX



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous 3 à 5 jours



Yes, you can.®

Rea® Dahlia® 30° MatrX Fauteuil manuel en acier à châssis pliant



Descriptif :

- Assise inclinable jusqu'à 30° * . Inclinaison possible par l'utilisateur.
- Dossier réglable en angle ou inclinable de 0° jusqu'à 30°*.
- Largeur hors tout réduite : Largeur d'assise +180 mm avec roues de 20", 22", 24.
- Empattement réglable sur 90 mm - livré en position reculée.
- Gouttières étroites sans rotation de série
- Poids : à partir de 35kg. Poids max utilisateur : 135 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure
- * cf tableau en fin de fiche de mesure



Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65€
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41€
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76€ x 2
- * Gouttières Droite et Gauche : 9325554 = 119,39 € x 2
- * Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adjonctions : 6226337 = 838,47€

- Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :






Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.








Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases







Configuration standard

















Options sans supplément de prix


CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR
BVB0013	<input type="checkbox"/> Rea® Dahlia® 30° MatrX		1 853,87	1 955,83	1 955,83
TYPES DE PROPULSION					
BVB0030	<input type="checkbox"/> Standard 20", 22" ou 24"	NC : 1588	◆	◆	
BVB0042	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR™ à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0120, 0140, 1555, 1582, 1584, 1586, 1810	832,23	878,00	271,23
BVB0044	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR™ à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0120, 0140, 1555, 1582, 1584, 1586, 1810	832,23	878,00	271,23
ASSISE					
Largeur d'assise					
BVB0050	<input type="checkbox"/> 390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 0463, 0464, 0465, 0466, 1810	○	○	
BVB0060	<input type="checkbox"/> 440 mm - Réglable de 440 à 490 mm	NC : 0461, 0465, 0466	○	○	
BVB0070	<input type="checkbox"/> 490 mm - Réglable de 490 à 540 mm	NC : 0461, 0462, 0463	○	○	
Pré-réglage en largeur de l'assise					
BVB0080	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm	NC : 0630	○	○	
BVB0100	<input type="checkbox"/> Livré sans pré-réglage		◆	◆	
Profondeur d'assise					
BVB0110	<input type="checkbox"/> Assise plane réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)					
BVB0120	<input type="checkbox"/> 330 mm uniquement avec roues avant de 4" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728, 1810	○	○	
BVB0130	<input type="checkbox"/> 350 mm uniquement avec roues avant de 4" et 5" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670	○	○	
BVB0140	<input type="checkbox"/> 380 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728	○	○	
BVB0150	<input type="checkbox"/> 400 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670	○	○	
BVB0160	<input type="checkbox"/> 430 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 22", 24"	NC : 0670	○	○	
BVB0170	<input type="checkbox"/> 450 mm uniquement avec roues avant de 6" ou 8" et roues arrière 24"		◆	◆	
BVB0190	<input type="checkbox"/> 500 mm uniquement avec roues avant de 8" et roues arrière de 20"	NC : 1420, 1728	○	○	

Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Inclinaison d'assise						
	<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise limitée à 10° ou 20° selon configuration, merci de vous référer au tableau en fin de fiche de mesure		○	○	
BVB0240	<input type="checkbox"/>	Bascule d'assise de -1° à + 29° (0° à 30° en standard)		○	○	
Coussin d'assise						
BVB0260	<input type="checkbox"/>	Mistral - coussin plat hauteur 70 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		○	○	 0270
BVB0270	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		○	○	
BVB0272	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Velours noir (TR35)		○	○	 0280
BVB0274	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Mesh micro- aéré noir (TR36)		○	○	
BVB0280	<input type="checkbox"/>	Matrx Contour Visco NG - coussin galbé hauteur 100 mm		◆	◆	
DOSSIER						
Cannes de dossier						
BVB0360	<input type="checkbox"/>	Droites		◆	◆	
Type de dossier						
BVB0390	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2		◆	◆	
BVB0400	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2		○	○	
Hauteur de dossier						
BVB0455	<input type="checkbox"/>	Hauteur 410 mm - fixations Mini		○	○	
BVB0456	<input type="checkbox"/>	Hauteur 460 mm - fixations Standard		○	○	
BVB0457	<input type="checkbox"/>	Hauteur 510 mm - fixations Standard		◆	◆	
Largeur du dossier Matrx						
BVB0461	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BVB0462	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BVB0463	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BVB0464	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BVB0465	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BVB0466	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Poignées à pousser						
BVB0580	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		145,97	154,00	
BVB0590	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	 0580
BVB0600	<input type="checkbox"/>					
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER						
Inclinaison de l'assise						
BVB0620	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BVB0630	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs - NON REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1890	○	○	
BVB0632	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780	○	○	
Inclinaison du dossier						
BVB0640	<input type="checkbox"/>	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BVB0660	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○	
POTENCES						
Repose-jambe central						
BVB0670	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0690, 0700, 0710, 0730, 0750, 0760, 0780, 0805, 1040, 1330, 1340, 1350, 1351, 1352, 1353	900,47	950,00	211,52
Position des potences et repose-jambes						
BVB0680	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BVB0690	<input type="checkbox"/>	Position haute (+50 mm)		109,00	115,00	 0700
BVB0692	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0710, 0730, 0760, 0780	52,13	55,00	0750


Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Potence gauche							
BVB0700	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆		
BVB0710	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	
BVB0730	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0825, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00	-105,76	
Potence droite							
BVB0750	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆		
BVB0760	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	
BVB0780	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0845, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00	-105,76	
PALETTES							
Palette gauche							
BVB0805	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 1351, 1352, 1353	202,84	214,00		
BVB0825	<input type="checkbox"/>	Réglage en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆		
Palette droite							
BVB0845	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆		
Tubes porte-palettes							0825 / 0845 si repose-jambe
BVB0855	<input type="checkbox"/>	Tubes courts, la paire		○	○		
BVB0865	<input type="checkbox"/>	Tubes longs, la paire		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BVB0900	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1756	○	○	-119,39	
BVB0910	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1756	○	○	-119,39	
BVB0915	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1756	36,02	38,00	-119,39	
BVB0925	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1756	◆	◆		
BVB0930	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	○	○		
BVB0950	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1780	○	○	-119,39	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BVB0960	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1757	○	○	-119,39	
BVB0970	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1757	○	○	-119,39	
BVB0975	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1757	36,02	38,00	-119,39	
BVB0985	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1757	◆	◆		
BVB0990	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	○	○		
BVB1010	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○	-119,39	
OPTIONS							
Options d'accoudoir							
BVB1020	<input type="checkbox"/>	Housse rembourrée de protège vêtement, la paire		69,19	73,00		
BVB1025	<input type="checkbox"/>	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire		41,71	44,00		

Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Options d'assise						
BVB1030	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00	
BVB1040	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	NC : 1060	246,45	260,00	 1080
BVB1050	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire	NC : 1060	83,41	88,00	 1100
BVB1060	<input type="checkbox"/>	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		94,79	100,00	
Options de dossier						
Appuis-tête						
BVB1080	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1087, 1110, 1112	◆	◆	
BVB1100	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1087, 1090, 1100	○	○	
BVB1081	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1090, 1110	○	○	 1081/1087
BVB1086	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1090, 1110	408,53	431,00	 1086
Fixation appuis-tête Matrx						
BVB1087	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête Matrx Elan, multi-réglable		○	○	
Autres options appuis-tête						
BVB1090	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête Rea	NC : 1110	47,39	50,00	
BVB1110	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		○	○	
BVB1130	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00	
BVB1300	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		16,11	17,00	
Options de potences / palettes						
BVB1330	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		87,20	92,00	
BVB1340	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00	
BVB1350	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort remb. Revêtement PU bi-extensible noir		126,07	133,00	
BVB1351	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	 1351 / 1352 / 1353
BVB1352	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BVB1353	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	
CHASSIS						
Coloris de la bande réfléchissante						
BVB1360	<input type="checkbox"/>	Bleu		◆	◆	 1360 1370 1390 1380 1400
BVB1370	<input type="checkbox"/>	Gris		○	○	
BVB1380	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
BVB1390	<input type="checkbox"/>	Champagne		○	○	
BVB1400	<input type="checkbox"/>	Vert pétrole		○	○	
BVB1405	<input type="checkbox"/>	Sans bande réfléchissante (châssis noir)		○	○	
Fixation des fourches						
BVB1410	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
BVB1420	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide		75,83	80,00	
Roues avant						
BVB1435	<input type="checkbox"/>	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	○	○	
BVB1440	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	○	○	
BVB1475	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteurs assise 380/450 mm	◆	◆	
BVB1495	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○	
BVB1505	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○	
BVB1515	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	126,07	133,00	
ROUES ARRIERE						
Position des roues arrière						
BVB1534	<input type="checkbox"/>	Position standard, reculée, la plus stable		◆	◆	


Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Diamètre des roues arrière							
BVB1555	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1582, 1586, 1588, 1625, 1640, 1670	○	○		
BVB1565	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1670	○	○		
BVB1575	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆		
Type de roues arrière							
BVB1582	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1660, 1670, 1728	◆	◆		
BVB1584	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1728	36,02	38,00		
BVB1586	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○		
BVB1588	<input type="checkbox"/>	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1605, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728	○	○		
Type de revêtement roues arrière (Attention double mains-courantes uniquement en gris jusqu'à Avril)							
BVB1605	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
BVB1625	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
BVB1640	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
Mains-courantes							
BVB1650	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆		
BVB1660	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00		
BVB1670	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable		196,21	207,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
Protège-rayons							
BVB1710	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00		
SECURITE							
BVB1720	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆		
BVB1725	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00		
BVB1727	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00		
BVB1728	<input type="checkbox"/>	Freins tambour		213,27	225,00		
Options de sécurité							
Ceintures							
BVB1730	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00		
BVB1731	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00	1731 / 1732	
BVB1732	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00		
BVB1733	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00	1733 / 1734	
BVB1734	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00		
Harnais							
BVB1736	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers MatrX ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00		
BVB1737	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers MatrX ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00	1736 / 1737	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
AUTRES OPTIONS							
Tablettes							
BVB1750	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1765	72,83	76,84	76,84	 1750
BVB1755	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1765	154,50	163,00	76,84	 1755
BVB1756	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1760	72,83	76,84	76,84	 1756
BVB1757	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1760	72,83	76,84	76,84	 1757
BVB1770	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1760, 1780	300,47	317,00	76,84	 1770
BVB1775	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1760, 1780	348,82	368,00	76,84	 1775
Coussins de tablette							
BVB1760	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		92,89	98,00		 1775
BVB1765	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		 1765



Standard



1" 1640 1.3/8" 1605 1.3/8" 1625



1730



1731 / 1732




1733 / 1734



1736 / 1737




1750



1755



1756



1757



1770




1775



1765

Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Autres options						
BVB1780	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00	
BVB1810	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1870, 1900	313,74	331,00	
BVB1860	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00	
BVB1870	<input type="checkbox"/>	tube basculeur	NC : 1900	75,83	80,00	
BVB1890	<input type="checkbox"/>	Accroches taxi		52,13	55,00	
BVB1900	<input type="checkbox"/>	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		599,05	632,00	
BVB1920	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		105,21	111,00	
BVB1930	<input type="checkbox"/>	Kit de limitation d'angle		10,43	11,00	







1860

TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise

Hauteur d'assise	Basculé d'assise réglé en production	Inclinaison de dossier réglé en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
330	10°-(20°)*	30°	4"	20"
350	20°-(30°)*	20°-(30°)**	5"	20"
350	10°-(20°)*	30°	5"	22"
380	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	20"
400	30°	20°-(30°)**	6"	20"
400	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	22"
430	30°	20°-(30°)**	6"	22"
430	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	24"
450	30°	20°-(30°)**	6", 8"	24"
500	30°	30°	8"	20"

* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil
** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil

Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130