



NOUVEAU
Retrouvez les coussins
d'assise et de dossier Vicair !



UNIQUE
Personnalisez votre fauteuil
grâce aux fabrications
spéciales Unique !

À partir de :
1 955,83 € TTC

- Codes LPPR :
- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €
 - 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €
 - 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €
 - 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2
 - 2 x 9325554 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE DROITE OU GAUCHE, INVACARE : 119,39 € x 2
 - 6226337 - SIEGE DE SERIE, SIEGE MODUL EVOLUTIF, TOUT MODELE ET ADJONCTIONS, INVACARE : 838,47 €



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis	Pliant
Référence d'achat :		Matière	Acier
Code client :		Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
Cachet du distributeur :		Inclinaison d'assise	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques <i>*cf tableau en fin de fiche de mesure</i>
		Largeur hors tout réduite	+180 mm avec roues 20", 22", 24"
		Empattement	Réglable sur 90 mm, livré en position reculée
		Equipement	Gouttières étroites sans rotation de série
		Poids total	A partir de 35 kg
		Crash-testé	Oui (avec option 1890)
		Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint , Matrx et Vicair
		Poids max utilisateur	135 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Rea [®] Dahlia [®] 30° Matrx				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999					
BVB0013	☐	Rea [®] Dahlia [®] 30° Matrx		1 853,87	1 955,83	1 955,83		
TYPES DE PROPULSION								
BVB0030	☐	Standard 20", 22" ou 24"	NC : 1588	◆	◆			
BVB0042	☐	Kit <i>Dual HR[™]</i> à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0120, 0140, 1555, 1582, 1584, 1586, 1810	832,23	878,00	271,23		
BVB0044	☐	Kit <i>Dual HR[™]</i> à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0120, 0140, 1555, 1582, 1584, 1586, 1810	832,23	878,00	271,23		
ASSISE								
Largeur d'assise								
BVB0050	☐	390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 0463, 0464, 0465, 0466, 1810	○	○			
BVB0060	☐	440 mm - Réglable de 440 à 490 mm	NC : 0461, 0465, 0466	○	○			
BVB0070	☐	490 mm - Réglable de 490 à 540 mm	NC : 0461, 0462, 0463	○	○			
Pré-réglage en largeur de l'assise								
BVB0080	☐	Livré avec réglage + 50 mm	NC : 0630	○	○			
BVB0100	☐	Livré sans pré-réglage		◆	◆			
Profondeur d'assise								
BVB0110	☐	Assise plane réglable de 430 à 500 mm		◆	◆			
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)								
BVB0120	☐	330 mm uniquement avec roues avant de 4" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728, 1810	○	○			
BVB0130	☐	350 mm uniquement avec roues avant de 4"et 5"et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670	○	○			
BVB0140	☐	380 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728	○	○			
BVB0150	☐	400 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670	○	○			
BVB0160	☐	430 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 22", 24"	NC : 0670	○	○			
BVB0170	☐	450 mm uniquement avec roues avant de 6" ou 8" et roues arrière 24"		◆	◆			
BVB0190	☐	500 mm uniquement avec roues avant de 8" et roues arrière de 20"	NC : 1420, 1728	○	○			
Inclinaison d'assise								
	☐	Bascule d'assise limitée à 10° ou 20° selon configuration, merci de vous référer au tableau en fin de fiche de mesure		○	○			
BVB0240	☐	Bascule d'assise de -1° à + 29° (0° à 30° en standard)		○	○			
Coussin d'assise								
BVB0260	☐	<i>Mistral</i> - coussin plat hauteur 70 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		○	○		 0270	
BVB0270	☐	<i>Flo-Shape</i> - coussin galbé hauteur 90 mm - Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		○	○			
BVB0272	☐	<i>Flo-Shape</i> - coussin galbé hauteur 90 mm - Velours noir (TR35)		○	○		 0280	
BVB0274	☐	<i>Flo-Shape</i> - coussin galbé hauteur 90 mm - Mesh micro- aéré noir (TR36)		○	○			
BVB0280	☐	<i>Matrx Contour Visco_{NG}</i> - coussin galbé hauteur 100 mm		◆	◆			
BVB0300	☐	<i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890		498,07	525,46		
BVB0310	☐	<i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 1890		642,08	677,39		








0270











0280



Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros			
				Prix Public			LPPR
				HT	TTC		
DOSSIER							
Cannes de dossier							0390 0400
BVB0360	☐	Droites		◆	◆		
Type de dossier							
BVB0390	☐	Dossier <i>Matrx Elite E2</i>		◆	◆		
BVB0400	☐	Dossier <i>Matrx Elite Deep E2</i>		○	○		
BVB0410	☐	Plaque de dossier Laguna - UNIQUEMENT POUR COUSSIN DE DOSSIER VICAIR		○	○		
Hauteur de dossier							
BVB0455	☐	Hauteur 410 mm - fixations <i>Mini</i>		○	○		
BVB0456	☐	Hauteur 460 mm - fixations <i>Standard</i>		○	○		
BVB0457	☐	Hauteur 510 mm - fixations <i>Standard</i>		◆	◆		
Largeur du dossier Matrx							
BVB0461	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○		
BVB0462	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○		
BVB0463	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○		
BVB0464	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○		
BVB0465	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○		
BVB0466	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○		
Coussin de dossier Vicair							
BVB0544	☐	<i>Vicair Multifonction</i>	NC : 0560, 0570, 0575, 1890	○	○	NOUVEAU	
BVB0546	☐	<i>Vicair Flex</i> - livré avec cales de dossier	NC : 0560, 0570, 0575, 1890	58,38	61,59	NOUVEAU VICAIR®	
Poignées à pousser							
BVB0580	☐	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		145,97	154,00	 0580	
BVB0590	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		
BVB0600							
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER							
Inclinaison de l'assise							
BVB0620	☐	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BVB0630	☐	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs - NON REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1890	○	○		
BVB0632	☐	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780	○	○		
Inclinaison du dossier							
BVB0640	☐	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BVB0660	☐	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○		
POTENCES							
Repose-jambe central							0670 0700 0750 0710 0760
BVB0670	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0690, 0700, 0710, 0730, 0750, 0760, 0780, 0805, 1040, 1330, 1340, 1350, 1351, 1352, 1353	900,47	950,00		
Position des potences et repose-jambes							
BVB0680	☐	Position standard		◆	◆		
BVB0690	☐	Position haute (+50 mm)		109,00	115,00		
BVB0692	☐	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0710, 0730, 0760, 0780	52,13	55,00		
Potence gauche							
BVB0700	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆		
BVB0710	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	
BVB0730	☐	Support amputé	NC : 0805, 0825, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00	-105,76	



Rea® Dahlia® 30° Matrix				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
Potence droite								
BVB0750	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆		 0730 0780	
BVB0760	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76		
BVB0780	☐	Support amputé	NC : 0805, 0845, 1330, 1340, 1350	140,28	148,00	-105,76		
PALETTES								
Palette gauche							 0825 / 0845 si potence 80°	
BVB0805	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 1351, 1352, 1353	202,84	214,00			
BVB0825	☐	Réglage en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆			
Palette droite							 0825 / 0845 si repose-jambe	
BVB0845	☐	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆			
Tubes porte-palettes								
BVB0855	☐	Tubes courts, la paire		○	○			
BVB0865	☐	Tubes longs, la paire		◆	◆			
ACCOUDOIRS								
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							 0900  0910	
BVB0900	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1756	○	○	-119,39		
BVB0910	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1756	○	○	-119,39		
BVB0915	☐	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1756	36,02	38,00	-119,39		
BVB0925	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1756	◆	◆			
BVB0930	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750,1755, 1756, 1760, 1780	○	○			
BVB0950	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1780	○	○	-119,39		
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							 0925  0930	
BVB0960	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1757	○	○	-119,39		
BVB0970	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1757	○	○	-119,39		
BVB0975	☐	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1757	36,02	38,00	-119,39		
BVB0985	☐	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1025, 1757	◆	◆			
BVB0990	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	○	○			
BVB1010	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○	-119,39		
OPTIONS								
Options d'accoudoir								 1040
BVB1020	☐	Housse rembourrée de protège vêtement, la paire		69,19	73,00			
BVB1025	☐	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire		41,71	44,00			
Options d'assise							 1080  1100	
BVB1030	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00			
BVB1040	☐	Plot d'abduction	NC : 1060	246,45	260,00			
BVB1050	☐	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire	NC : 1060	83,41	88,00			
BVB1060	☐	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		94,79	100,00			

Rea® Dahlia® 30° Matrix				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Options de dossier							
Appuis-tête							
BVB1080	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1087, 1110, 1112	◆	◆		
BVB1100	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1087, 1090, 1100	○	○		
BVB1081	☐	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1090, 1110	○	○		
BVB1086	☐	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1090, 1110	408,53	431,00		
Fixation appuis-tête Matrix							
BVB1087	☐	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		○	○		
Autres options appuis-tête							
BVB1090	☐	Housse de coussin d'appui-tête Rea	NC : 1110	47,39	50,00		
BVB1110	☐	Appui-nuque		○	○		
BVB1130	☐	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00		
BVB1300	☐	Indicateur d'inclinaison du dossier		16,11	17,00		
Options de potences / palettes							
BVB1330	☐	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		87,20	92,00		
BVB1340	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00		
BVB1350	☐	Sangle appui-mollets confort remb. Revêtement PU bi-extensible noir		126,07	133,00		
BVB1351	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00		
BVB1352	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00		
BVB1353	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00		
CHASSIS							
Coloris de la bande réfléchissante							
BVB1360	☐	Bleu		◆	◆		
BVB1370	☐	Gris		○	○		
BVB1380	☐	Rouge		○	○		
BVB1390	☐	Champagne		○	○		
BVB1400	☐	Vert pétrole		○	○		
BVB1405	☐	Sans bande réfléchissante (châssis noir)		○	○		
Fixation des fourches							
BVB1410	☐	Fixes		◆	◆		
BVB1420	☐	Axes à démontage rapide		75,83	80,00		
Roues avant							
BVB1435	☐	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	○	○		
BVB1440	☐	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	○	○		
BVB1475	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteurs assise 380/450 mm	◆	◆		
BVB1495	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○		
BVB1505	☐	8"x 1.1/4"- 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○		
BVB1515	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	126,07	133,00		
ROUES ARRIERE							
Position des roues arrière							
BVB1534	☐	Position standard, reculée, la plus stable		◆	◆		
Diamètre des roues arrière							
BVB1555	☐	20" - 515 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1582, 1586, 1588, 1625, 1640, 1670	○	○		
BVB1565	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1670	○	○		
BVB1575	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆		

Rea® Dahlia® 30° Matrix				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Type de roues arrière						
BVB1582	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1660, 1670, 1728	◆	◆	
BVB1584	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1728	36,02	38,00	
BVB1586	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○	
BVB1588	☐	Double mains-courantes (moyeu noir,et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1605, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728	○	○	
Type de revêtement roues arrière (Attention double mains-courantes uniquement en gris jusqu'à Avril)						
BVB1605	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BVB1625	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
BVB1640	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
Mains-courantes						
BVB1650	☐	Aluminium		◆	◆	
BVB1660	☐	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00	
BVB1670	☐	Acier inoxydable		196,21	207,00	
OPTIONS DE CHASSIS						
Protège-rayons						
BVB1710	☐	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00	
SECURITE						
BVB1720	☐	Freins à tirer		◆	◆	
BVB1725	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00	
BVB1727	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00	
BVB1728	☐	Freins tambour		213,27	225,00	
Options de sécurité						
Ceintures						
BVB1730	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00	
BVB1731	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00	
BVB1732	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00	
BVB1733	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00	
BVB1734	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00	
Harnais						
BVB1736	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrix ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00	
BVB1737	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrix ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
AUTRES OPTIONS						
Tablettes						
BVB1750	☐	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1765	72,83	76,84	76,84
BVB1755	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1765	154,50	163,00	76,84
BVB1756	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1760	72,83	76,84	76,84
BVB1757	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1760	72,83	76,84	76,84
BVB1770	☐	Tablette escamotable	NC : 1760, 1780	300,47	317,00	76,84
BVB1775	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1760, 1780	348,82	368,00	76,84

Rea® Dahlia® 30° Matrix				Euros			 1765
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Coussins de tablette							
BVB1760	☐	Coussin de tablette		92,89	98,00		
BVB1765	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
Autres options							
BVB1780	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		
BVB1810	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1870, 1900	313,74	331,00		
BVB1860	☐	Attache pour harnais		54,03	57,00		
BVB1870	☐	tube basculeur	NC : 1900	75,83	80,00		
BVB1890	☐	Accroches taxi		52,13	55,00		
BVB1900	☐	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		599,05	632,00		
BVB1920	☐	Tige porte-sérum		105,21	111,00		
BVB1930	☐	Kit de limitation d'angle		10,43	11,00		



	1860
---	------

TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise

	Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
	330	10°-(20°)*	30°	4"	20"
	350	20°-(30°)*	20°-(30°)**	5"	20"
	350	10°-(20°)*	30°	5"	22"
	380	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	20"
	400	30°	20°-(30°)**	6"	20"
	400	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	22"
	430	30°	20°-(30°)**	6"	22"
	430	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	24"
	450	30°	20°-(30°)**	6", 8"	24"
	500	30°	30°	8"	20"
* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil					
** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil					

Rampes en accessoire							 1654128  1654129  1654130
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		