



NOUVEAU
Retrouvez les coussins d'assise
et de dossier Vicair !

VICAIR

UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil
grâce aux fabrications
spéciales Unique !

À partir de :
3 055,00 € TTC

Codes LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €
- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €
- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €
- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2
- 2 x 9325554 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE DROITE OU GAUCHE, INVACARE : 119,39 € x 2
- 6226337 - SIEGE DE SERIE, SIEGE MODUL EVOLUTIF, TOUT MODELE ET ADJONCTIONS, INVACARE : 838,47 €



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis	Pliant
Référence d'achat :		Matière	Acier
		Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
		Inclinaison d'assise	Jusqu'à 45°* par vérins pneumatiques, à translation
		Inclinaison de dossier	Jusqu'à 30°* par vérins pneumatiques <i>*cf tableau en fin de fiche de mesure</i>
		Largeur hors tout réduite	+180 mm avec roues 20", 22", 24"
Code client :		Empattement	Réglable sur 90 mm, livré en position reculée
		Equipement	Gouttières étroites sans rotation de série
		Poids total	A partir de 35 kg
Cachet du distributeur :		Crash-testé	Oui (avec option 1850)
		Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint , Matrx et Vicair
		Poids max utilisateur	135 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure





Commandes










Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.





Utilisez le configurateur en ligne sur *Invacare Pro* pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Rea [®] Dahlia [®] 45° Matrix				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Largeur du dossier Matrix							
BXB0421	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○		
BXB0422	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○		
BXB0423	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○		
BXB0424	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○		
BXB0425	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○		
BXB0426	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○		
Coussin de dossier Vicair							NOUVEAU VICAIR[®] NOUVEAU
BXB0484	☐	<i>Vicair Multifonction</i>	NC : 0515, 0520, 0530, 0535, 1850	○	○		
BXB0486	☐	<i>Vicair Flex</i> - livré avec cales de dossier	NC : 0515, 0520, 0530, 0535, 1850	58,38	61,59		
Poignées à pousser							 0540
BXB0540	☐	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		145,97	154,00		
BXB0550 BXB0560 BXB0570	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles (<i>BXB0570</i>)		◆	◆		
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER							
Inclinaison de l'assise							
BXB0580	☐	MANUELLE par-vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BXB0595	☐	ELECTRIQUE par télécommande, bascule de dossier électrique incluse Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 0600, 0620, 0630, 1770, 1860	995,26	1 050,00		
Inclinaison du dossier							
BXB0600	☐	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BXB0620	☐	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○		
POTENCES							
Repose-jambe central							 0630  0660 0710
BXB0630	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0640, 0650, 0655, 0660, 0670, 0690, 0710, 0720, 0740, 0760, 0770, 0790, 0810, 0830, 0850, 1000, 1300, 1310, 1311, 1312, 1313	900,47	950,00	211,52	
Ajustements des potences et repose-jambes							
BXB0640	☐	Position standard		◆	◆		
BXB0650	☐	Position haute (+50 mm)		109,00	115,00		
BXB0655	☐	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0670, 0690, 0720, 0740	52,13	55,00		
Potence gauche							 0670 0720  0690 0740
BXB0660	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0760, 0830, 1290	◆	◆		
BXB0670	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	
BXB0690	☐	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0790, 0810, 1290, 1300, 1310	140,28	148,00	-105,76	
Potence droite							
BXB0710	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0710, 0830, 1290	◆	◆		
BXB0720	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	
BXB0740	☐	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0830, 0850, 1290, 1300, 1310	140,28	148,00	-105,76	

Rea [®] Dahlia [®] 45° Matrix				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
PALETTES							
Palette monobloc							 0770
BXB0760	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube court	NC : 0630, 0660, 0690, 0710, 0740, 0790, 0830, 1311, 1312, 1313	202,84	214,00		
BXB0770	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube long	NC : 0790, 0810, 0830, 0850, 1270, 1280, 1311, 1312, 1313	202,84	214,00		
Palette gauche							 0810 / 0850 si potence 80°
BXB0790	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0660, 0690, 0760, 0770	○	○		
BXB0810	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1290	◆	◆		
Palette droite							 0810 / 0850 si repose-jambe
BXB0830	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0710, 0740, 0760, 0770	○	○		
BXB0850	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1290	◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							 0860  0870  0890
BXB0860	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1717	○	○		
BXB0870	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1717	◆	◆		
BXB0875	☐	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 0985, 1717	36,02	38,00		
BXB0890	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0980,0985, 1710, 1715, 1717, 1720, 1730, 1735, 1740	113,17	119,39	119,39	
BXB0910	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○		
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BXB0920	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1716	○	○		
BXB0930	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1716	◆	◆		
BXB0935	☐	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 0985, 1716	36,02	38,00		
BXB0950	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1716, 1720, 1730, 1735, 1740	113,17	119,39	119,39	
BXB0970	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○		
OPTIONS							
Options d'accoudoir							
BXB0980	☐	Coussin latéral rembourré		33,18	35,00		
BXB0985	☐	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire	NC : 1710, 1715, 1716, 1717, 1720, 1725, 1730, 1735, 1740	41,71	44,00		
Options d'assise							 1000
BXB0990	☐	Housse de coussin d'assise imperméable		33,18	35,00		
BXB1000	☐	Plot d'abduction	NC : 1020	246,45	260,00		
BXB1010	☐	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire		83,41	88,00		
BXB1020	☐	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		94,79	100,00		
Options de dossier							 1040
Appuis-tête							
BXB1040	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1047, 1060, 1070	◆	◆		
BXB1060	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1047, 1070	○	○		
BXB1041	☐	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1050, 1070	○	○		
							 1041/1047



Rea [®] Dahlia [®] 45° Matrix				Euros			1046
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
BXB1046	☐	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1050, 1070	408,53	431,00		
Fixation appuis-tête Matrix							
BXB1047	☐	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		○	○		
Autres options appuis-tête							
BXB1050	☐	Housse de coussin d'appui-tête Rea	NC : 1060, 1070	47,39	50,00		
BXB1070	☐	Appui-nuque		○	○		
BXB1090	☐	Kit de 3 molettes de réglage pour appui-tête		30,33	32,00		
BXB1260	☐	Indicateur d'inclinaison du dossier		16,11	17,00		
Options de potences / palettes							
BXB1290	☐	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		87,20	92,00	1070	
BXB1300	☐	Revêtements rembourrés pour palettes		103,32	109,00		
BXB1310	☐	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		126,07	133,00		
BXB1311	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	1311/ 1312 / 1313	
BXB1312	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00		
BXB1313	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00		
CHASSIS							
Coloris de la bande réfléchissante							1320 1330 1350 1340 1360
BXB1320	☐	Bleu		◆	◆		
BXB1330	☐	Gris		○	○		
BXB1340	☐	Rouge		○	○		
BXB1350	☐	Champagne		○	○		
BXB1360	☐	Vert pétrole		○	○		
BXB1365	☐	Sans couleur de bande réfléchissante		○	○		
Fixation des fourches							
BXB1370	☐	Fixes		◆	◆		
BXB1380	☐	Axes à démontage rapide		75,83	80,00		
Roues avant							
BXB1395	☐	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple		○	○		
BXB1400	☐	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple		○	○		
BXB1435	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		◆	◆		
BXB1455	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		○	○		
BXB1465	☐	8"x 1.1/4"- 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○		
BXB1475	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							Standard
BXB1510	☐	20" - 515 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1542, 1546, 1548, 1585, 1595, 1630	○	○		
BXB1525	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1630	○	○		
BXB1535	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆		
Type de roues arrière							
BXB1542	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1620, 1630	◆	◆		
BXB1544	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		○	○		
BXB1546	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1595	213,27	225,00		
BXB1548	☐	Double mains-courantes (moyeu noir,et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1565, 1610, 1620, 1630, 1670	○	○		

Rea [®] Dahlia [®] 45° Matrix				Euros			  1"1595 1.3/8"1565 1.3/8"1585
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Type de revêtement roues arrière (Attention double mains-courantes uniquement en gris jusqu'à Avril)							
BXB1565	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
BXB1585	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○		
BXB1595	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
Mains-courantes							
BXB1610	☐	Aluminium		◆	◆		
BXB1620	☐	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00		
BXB1630	☐	Acier inoxydable		196,21	207,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
Protège-rayons							
BXB1670	☐	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00		
SECURITE							
BXB1680	☐	Freins à tirer		◆	◆	 1690  1691 / 1692  1693 / 1694  1696 / 1697	
BXB1685	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00		
BXB1687	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00		
Options de sécurité							
Ceintures							
BXB1690	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00		
BXB1691	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00		
BXB1692	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00		
BXB1693	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00		
BXB1694	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00		
Harnais							
BXB1696	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrix ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00		
BXB1697	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrix ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
AUTRES OPTIONS							
Tablettes						 171  1715 1716 1717  1730  1735  1725  1820	
BXB1710	☐	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1725	72,83	76,84		76,84
BXB1715	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1725	154,50	163,00		76,84
BXB1716	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1720	72,83	76,84		76,84
BXB1717	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1720	72,83	76,84		76,84
BXB1730	☐	Tablette escamotable	NC : 1740	300,47	317,00		76,84
BXB1735	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1740	348,82	368,00		76,84
Coussin de tablette							
BXB1720	☐	Coussin de tablette	NC : 1730, 1735	104,27	110,00		
BXB1725	☐	Coussin pour demi-tablette	NC : 1730, 1735	90,05	95,00		
Autres options							
BXB1740	☐	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00		
BXB1770	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1830, 1860	313,74	331,00		
BXA1820	☐	Attache pour harnais		78,67	83,00		
BXB1830	☐	tube basculeur	NC : 1860	75,83	80,00		
BXB1850	☐	Accroches taxi		52,13	55,00		
BXB1860	☐	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur...)		599,05	632,00		
BXB1880	☐	Tige porte-sérum		105,21	111,00		
BXB1890	☐	Kit de limitation d'angle		○	○		

Rea [®] Dahlia [®] 45° Matrix	Euros		
	Prix Public	LPPR	
	HT	TTC	

TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise

Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
350	30°-(30°)*	30°	4"	20"
380	45°	10°-(30°)**	5"	20"
380	30°-(30°)*	30°	5"	22"
400	45°	30°	6"	20"
430	45°	30°	6"	20"
430	45°	30°	6"	22"
450	45°	30°	6"	22"
450	45°	30°	6"	24"
480	45°	30°	6", 8"	24"
* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil				
** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil				

Rampes en accessoire						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130