

BASE



Prix public TTC (LPPR/PLV)

1 125,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 1 : 100,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
Appui pour le pied et dispositif d'anti-bascule	De série sur le châssis
Inclinaison d'assise	Jusqu'à 45°* par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	Jusqu'à 30°*, réglage mécanique par vis
Largeur hors tout réduite	+180 mm avec roues 24"
Empattement	Réglable sur 90 mm, livré en position reculée
Poids total	A partir de 35 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1850)
Motorisation	Compatible alber Viamobil V25
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR/PLV

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix


Rea® Dahlia® 45°				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BXE0011	☐	Rea® Dahlia® 45° Base BASE - Code LPPR : 9556236		1 066,35	1 125,00	1 125,00
TYPES DE PROPULSION						
BXE0020	☐	Version Assist (roues 16")		○	○	
BXE0035	☐	Standard 20", 22" ou 24"	NC : 1548	◆	◆	
ASSISE						
Largeur d'assise						
BXE0050	☐	390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 1770	○	○	
BXE0060	☐	440 mm - Réglable de 440 à 490 mm		○	○	
BXE0070	☐	490 mm - Réglable de 490 à 540 mm		○	○	
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BXE0080	☐	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BXE0090	☐	Livré avec réglage + 100 mm		○	○	
BXE0100	☐	Livré sans pré-réglage	NC : 0420, 0430	◆	◆	
Profondeur d'assise						
BXE0110	☐	Assise plane réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BXE0120	☐	350 mm (uniquement avec roues avant de 4" et roues arrière de 20" ou 16")	NC : 0630, 1400, 1415, 1435, 1465, 1475	○	○	
BXE0130	☐	380 mm (uniquement avec roues avant de 5" et roues arrière de 20" ou 22" ou 16")	NC : 0630, 1395, 1415, 1435, 1465, 1475	○	○	
BXE0140	☐	400 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" et roues arrière de 20")	NC : 0630, 1395, 1400, 1465, 1475	○	○	
BXE0150	☐	430 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" et roues arrière de 20" ou 22")	NC : 0630, 1395, 1400, 1465, 1475	○	○	
BXE0160	☐	450 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" et roues arrière de 22" ou 24")	NC : 1395, 1400, 1465, 1475	◆	◆	
BXE0170	☐	480 mm (uniquement avec roues avant de 5,5" ou 6" ou 8" et roues arrière de 24" ou 16")	NC : 1395, 1400	○	○	
BXE0180	☐	500 mm (uniquement avec roues avant de 8" et roues arrière de 16")	NC : 1395, 1400, 1415, 1435	○	○	
Bascule d'assise						
BXE0190	☐	Angle de bascule d'assise réduit à 30°		○	○	
BXE0200	☐	Angle de bascule d'assise à 45°		◆	◆	
Bascule de dossier						
BXE0203	☐	Angle de dossier réduit à 10°		○	○	
BXE0205	☐	Angle de dossier réduit à 20°		○	○	
BXE0207	☐	Angle de dossier réduit à 30°		◆	◆	
ASSISE						
Type d'assise						
BXE0210	☐	Profondeur d'assise réglable de 430-500 mm		◆	◆	
Coussin d'assise						
BXE0280	☐	Sans coussin d'assise		◆	◆	
DOSSIER						
Cannes de dossier						
BXE0320	☐	Cannes de dossier droites		◆	◆	
Extension largeur entre tube de dossier						
BXE0330	☐	+ 50 mm		○	○	
BXE0340	☐	Sans extension de largeur		◆	◆	
Type de dossier						
BXE0410	☐	Sans dossier		◆	◆	
Coussin de dossier						
BXE0510	☐	Sans coussin de dossier		◆	◆	
Poignées à pousser						
BXE0540	☐	Barre de poussée réglable en angle, en hauteur et escamotable vers le bas		○	○	
BXE0550 BXE0560 BXE0570	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		○	○	




0540



0540

Rea® Dahlia® 45°				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER						
Inclinaison de l'assise						
BXE0580	☐	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BXE0595	☐	ELECTRIQUE par télécommande, bascule de dossier électrique incluse - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 0600, 0620, 0630, 1770, 1860	947,87	1 000,00	Sur devis (9)
Inclinaison du dossier						
BXE0600	☐	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		○	○	
BXE0620	☐	Réglable en angle mécaniquement par VIS		◆	◆	
POTENCES						
Repose-jambe central						
BXE0630	☐	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0640, 0650, 0655, 0660, 0670, 0690, 0710, 0720, 0740, 0760, 0770, 0790, 0810, 0830, 0850, 1000, 1300, 1310, 1311, 1312, 1313	758,29	800,00	 0630
Position des potences et repose-jambes						
BXE0640	☐	Position standard		◆	◆	
BXE0650	☐	Position haute (+50 mm)		○	○	
BXE0655	☐	Support pour position 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0690, 0740	○	○	
Potence gauche, escamotable et amovible						
BXE0660	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglables en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0760, 0790, 1290	○	○	 0660 0710
BXE0670	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	
BXE0680	☐	Potence fixe à 90°, escamotable int/ext		○	○	 06700 720
BXE0690	☐	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0790, 0810, 1290, 1300, 1310	○	○	
BXE0700	☐	Sans potence gauche		◆	◆	
Potence droite, escamotable et amovible						
BXE0710	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglables en hauteur, en profondeur et pivotant, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0760, 0830, 1290	○	○	 0690 0740
BXE0720	☐	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	
BXE0730	☐	Potence fixe à 90°, escamotable int/ext		○	○	
BXE0740	☐	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0830, 0850, 1290, 1300, 1310	○	○	
BXE0700	☐	Sans potence droite		◆	◆	
PALETTES						
Palette monobloc						
BXE0760	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube court	NC : 0630, 0660, 0690, 0710, 0740, 0790, 0830, 1311, 1312, 1313	○	○	 0760/0770
BXE0770	☐	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube long	NC : 0790, 0810, 0830, 0850, 1311, 1312, 1313	○	○	
Palette gauche, relevable et réglable en hauteur						
BXE0790	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0660, 0690, 0760, 0770	○	○	 0810/ 0850 si potence 80°
BXE0810	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1290	◆	◆	
Palette droite, relevable et réglable en hauteur						
BXE0830	☐	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0710, 0740, 0760, 0770	○	○	 0810/ 0850 si repose- jambe
BXE0850	☐	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMP - sur devis						

Rea® Dahlia® 45°				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur (verrou d'accoudoir inclus)							
BXE0860	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1717	○	○		 0860
BXE0870	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1717	○	○		
BXE0875	☐	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 0985, 1717	○	○		
BXE0890	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1717, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○		
BXE0910	☐	Sans accoudoir	NC : 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	◆	◆		
Accoudoir droit, réglable en largeur, en hauteur et en profondeur (verrou d'accoudoir inclus)							 0890
BXE0920	☐	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1716	○	○		
BXE0930	☐	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1716	○	○		
BXE0935	☐	Confort, réglable en hauteur de 280 à 370 mm	NC : 0985, 1716	○	○		
BXE0950	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0985, 1710, 1715, 1716, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○		
BXE0970	☐	Sans accoudoir	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	◆	◆		
OPTIONS							
Appuis-tête							
BXE1040	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1047, 1060, 1070	151,66	160,00	160,00 (1)	 1040  1060
BXE1060	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1047, 1050, 1070	151,66	160,00	160,00 (1)	
BXE1041	☐	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 1050, 1070	568,72	600,00	600,00 (4)	
BXE1046	☐	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 1050, 1070	568,72	600,00	600,00 (4)	
Fixation appuis-tête Matrix							
BXE1047	☐	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		○	○		 1070
BXE1048	☐	Fixation appui-tête Matrix Elan rallongé, multi-réglable		○	○		
Autres options appuis-tête							
BXE1070	☐	Appui-nuque		○	○		
Cale-tronc gauche							
BXE1100	☐	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		94,79	100,00	600,00 (4)	
BXE1180	☐	Cale-tronc gauche, escam., amov., réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur		118,48	125,00	600,00 (4)	
Cale-tronc droit							
BXE1110	☐	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		94,79	100,00	600,00 (4)	
BXE1190	☐	Cale-tronc droit, escam., amov. , réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur		118,48	125,00	600,00 (4)	
Options de potences / palettes							
BXE1311	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)	 1311 / 1312 / 1313
BXE1312	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	600,00 (5)	
BXE1313	☐	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	600,00 (5)	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément pour appui-tête réglable, Invacare - 160,00 €							
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							

Rea® Dahlia® 45°				Euros			
				Prix Public			LPPR/PLV
				HT	TTC		
CHASSIS							
Coloris de la bande réfléchissante							
BXE1320	☐	Bleu		◆	◆		
BXE1330	☐	Gris		○	○		
BXE1340	☐	Rouge		○	○		
BXE1350	☐	Champagne		○	○		
BXE1360	☐	Vert pétrole		○	○		
BXE1365	☐	Sans couleur de bande réfléchissante		○	○		
Fixation des fourches							
BXE1370	☐	Fixes		◆	◆		
BXE1380	☐	Axes à démontage rapide		○	○		
Roues avant							
BXE1395	☐	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple		○	○		
BXE1400	☐	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple		○	○		
BXE1415	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple (bandage gris jusqu'à mi Mars)		○	○		
BXE1435	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		◆	◆		
BXE1465	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○		
BXE1475	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
BXE1505	☐	16" - 405 mm bandage noir, avec axes fixes et freins tambour		○	○		 Standard
BXE1515	☐	20" - 515 mm avec axes à démontage rapide NC : 1542, 1546, 1548, 1585, 1630		○	○		
BXE1525	☐	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide NC : 1630		○	○		
BXE1535	☐	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆		
Type de roues arrière, livré dans la position la plus passive - réglable sur 8 cm pour une position plus active							
BXE1542	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris) NC : 1620, 1630		◆	◆		 Standard
BXE1544	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		○	○		
BXE1546	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier) NC : 1595		○	○		
Type de revêtement roues arrière							
BXE1565	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		 1" 1.3/8" 1.3/8" 1595 1565 1585
BXE1585	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○		
BXE1595	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
Mains-courantes							
BXE1610	☐	Aluminium		◆	◆		
OPTIONS DE CHÂSSIS							
Protège-rayons							
BXE1670	☐	Protège-rayons "Frost "		○	○		
SECURITE							
Freins							
BXE1680	☐	Freins à tirer		◆	◆		 1691 / 1692 1693 / 1694
Ceintures							
BXE1690	☐	Ceinture de maintien - boucle plastique		○	○		
BXE1691	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)	
BXE1692	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)	
BXE1693	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)	
BXE1694	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)	
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							

Rea® Dahlia® 45°				Euros			 1696 / 1697																																																						
				Prix Public		LPPR/PLV																																																							
				HT	TTC																																																								
Harnais																																																													
BXE1696	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	189,57	200,00	600,00 (4)																																																							
BXE1697	☐	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrx ou avec appui-tête/nuque	189,57	200,00	600,00 (4)																																																							
OPTIONS DE POSITIONNEMENT																																																													
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.																																																													
AUTRES OPTIONS																																																													
Tablettes																																																													
BXE1710	☐	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR/PLV	NC : 1725	125,12	132,00	132,00 (2)																																																							
BXE1715	☐	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1725	125,12	132,00	132,00 (2)																																																							
BXE1716	☐	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1720	125,12	132,00	132,00 (2)																																																							
BXE1717	☐	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1720	125,12	132,00	132,00 (2)																																																							
BXE1730	☐	Tablette escamotable	NC : 1740	125,12	132,00	132,00 (2)																																																							
BXE1735	☐	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1740	125,12	132,00	132,00 (2)																																																							
Autres options																																																													
BXE1770	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1830, 1860	313,74	331,00																																																								
BXE1830	☐	Tube basculeur	NC : 1860	23,70	25,00	25,00 (8)																																																							
BXE1850	☐	Accroche-taxis		○	○																																																								
BXE1860	☐	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		473,93	500,00	500,00 (10)																																																							
(2) codes LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (8) code LPPR : 9979126 - VHP, adjonction, levier de basculement pour FRMP - 25,00 € (10) code LPPR : 9982186 - VHP, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée - 500,00 €																																																													
TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise																																																													
<table><tr><th>Hauteur d'assise</th><th>Bascule d'assise réglée en production</th><th>Inclinaison de dossier réglée en production</th><th>Tailles des roues avant</th><th>Tailles des roues arrière</th></tr><tr><td>350</td><td>30°-(30°)*</td><td>30°</td><td>4"</td><td>20"</td></tr><tr><td>380</td><td>45°</td><td>10°-(30°)**</td><td>5"</td><td>20"</td></tr><tr><td>380</td><td>30°-(30°)*</td><td>30°</td><td>5"</td><td>22"</td></tr><tr><td>400</td><td>45°</td><td>30°</td><td>6"</td><td>20"</td></tr><tr><td>430</td><td>45°</td><td>30°</td><td>6"</td><td>20"</td></tr><tr><td>430</td><td>45°</td><td>30°</td><td>6"</td><td>22"</td></tr><tr><td>450</td><td>45°</td><td>30°</td><td>6"</td><td>22"</td></tr><tr><td>450</td><td>45°</td><td>30°</td><td>6"</td><td>24"</td></tr><tr><td>480</td><td>45°</td><td>30°</td><td>6", 8"</td><td>24"</td></tr><tr><td colspan="5">* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil ** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil</td></tr></table>							Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière	350	30°-(30°)*	30°	4"	20"	380	45°	10°-(30°)**	5"	20"	380	30°-(30°)*	30°	5"	22"	400	45°	30°	6"	20"	430	45°	30°	6"	20"	430	45°	30°	6"	22"	450	45°	30°	6"	22"	450	45°	30°	6"	24"	480	45°	30°	6", 8"	24"	* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil ** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil				
Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière																																																									
350	30°-(30°)*	30°	4"	20"																																																									
380	45°	10°-(30°)**	5"	20"																																																									
380	30°-(30°)*	30°	5"	22"																																																									
400	45°	30°	6"	20"																																																									
430	45°	30°	6"	20"																																																									
430	45°	30°	6"	22"																																																									
450	45°	30°	6"	22"																																																									
450	45°	30°	6"	24"																																																									
480	45°	30°	6", 8"	24"																																																									
* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil ** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil																																																													