

Accesorio Cama Medley Ergo Low

Colchón de suelo



Descripción

Colchón de suelo, compatible con Invacare® Medley Ergo Low

Funda de poliéster con recubrimiento de poliuretano contenido de espuma de alta densidad.

4 cintas para sujeción al marco de la cama y 2 para plegado y almacenamiento.

Certificaciones

- Funda : BS7175:1989 Fuentes ignición 0,1,5
BS EN 597-1:1995
BS EN 597-2:1995
- BS7177 Crib 5
- Interior BS5852 Crib 5

Clasificación

Bajo riesgo / Confort

EAN

- 7323410024125



Limpieza

- Limpiar utilizando agua y jabón/solución de detergente suave o retire la funda y lávela a 80°. No utilice blanqueado o agentes agresivos de ninguna clase.

Dimensiones

- **Altura** : 5.5cm
- **Ancho** : 65cm
- **Largo total** : 199cm
- **Secciones** : 64 + 64 + 64cm
- **Cintas sujeción a colchón** :
 - o Longitud : 30cm
 - o Altura mínima de la cama : 18 cm
 - o Perímetro que cubre la cinta : 15cm (tubo 5x2cm)

21/09/2015

INVACARE S.A.

c/ Areny, s/n Polígono Industrial de Celrà 17460-Celrà (Girona)

Tel.: + 34 972 493200 Fax.: + 34 972 493220

www.invacare.es