

Descripción

- Incorporador con base.
- Montaje independiente, no es necesario el soporte de la cama.
- Tres alturas de montaje

Dimensiones

Altura máxima: 1980 mm

Altura media: 1890 mm

Altura mínima: 1800 mm

Ancho externo base: 700 mm

Ancho interno base: 620 mm

Altura triángulo: mínimo 450 mm
 máximo 620 mm

Largo total: 920 mm

Ø tubos: 40 mm



Peso

Peso máximo soportado: 80 kg

13/10/2015