

Dyna-Form[®] Maximus

Matelas en mousse pour patients bariatriques



Confort et répartition des pressions

pour les patients à haut risque pesant jusqu'à 413 kg



Matelas en mousse HR renforcée pour les patients allant jusqu'à 413 kg

Indication thérapeutique

- > Prévention : Risque Moyen à Très élevé
- > Patient alité plus de 10 heures, qui se mobilise seul avec difficulté, sans artériopathie.
- > Aide au traitement d'escarre(s) jusqu'au stade 4 associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.



Prise en charge des pressions chez les patients jusqu'à 413 kg

- > La mousse Haute Résilience à combustion modifiée (CME) de la plus haute qualité supporte le poids des patients les plus lourds et a été conçu pour prévenir le talonnement, tout en assurant une redistribution efficace de la pression.
- > La base en polyuréthane renforcé et antidérapante offre une surface robuste résistante à l'hydrolyse et aux fuites, et empêche tout glissement.
- > Poids maximal : 413 kg



Housse de qualité

- > La housse est réalisée dans un tissu multi-stretch, perméable à la vapeur et imprégné d'un agent antifongique, afin de réduire les forces de cisaillement et de friction.
- > Entièrement cousue ou soudée haute fréquence, afin de prévenir les infiltrations de liquides et de soutenir les protocoles de contrôle de l'infection et de décontamination pour prévenir du risque infectieux.
- > Compatible avec l'hypochlorite à 1 000 ppm (0,1 %), à utiliser conformément aux directives locales en matière de prévention des infections, Lavable jusqu'à 80°C



Sécurité

- > Le produit utilise des mousses CME et des tissus de qualité, pensés pour la durabilité et la valeur d'usage à long terme. Les pièces sont entièrement remplaçables, ce qui prolonge la durée de vie du produit et contribue à réduire le coût total de possession.
- > Le matelas est fabriqué conformément aux normes BS EN 597-1 Cigarette, BS EN 597-2 Allumette et BS 7177, source d'ignition 5 et répond aux tests les plus exigeants pour un maximum de sécurité en établissement.
- > Livré avec une garantie de 4 ans.

Caractéristiques techniques ▼



Hauteur ▼

150 mm



Largeur ▼

880 mm*



Longueur ▼

1980 mm*



Poids maximal de l'utilisateur ▼

413 kg



Poids total ▼

17 kg



Mousse HR ▼

Bleu 38-40kg/m³
Portance Ferme
200 N



Garantie ▼

4 ans

* Dimensions spécifiques disponibles sur demande.

Conforme aux normes : BS EN 597-1 (cigarette), BS EN 597-2 (allumette) et BS 7177 (source d'inflammation 5)

Les soins infirmiers essentiels jouent un rôle central dans la prise en charge des escarres. Ce matelas peut contribuer positivement à la réussite d'un plan de prévention des escarres comprenant une formation, un jugement clinique et un plan d'action basé sur la vulnérabilité, qui sont des facteurs fondamentaux dans la prévention des escarres. Diverses échelles d'évaluation peuvent être utilisées comme méthode formelle d'évaluation du risque de développement d'escarres, et doit être utilisée en complément d'une évaluation informelle (jugement infirmier éclairé) dans le cadre d'un plan global et individualisé.

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@dhcare.com
www.dhcare.fr

DHCare France SAS
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

