


Dyna-Form[®] Mercury[®]

Matelas statique




Découpe innovante

pour une meilleure redistribution des pressions



Matelas avec découpes innovantes conçu pour s'adapter aux contraintes des collectivités et à tous types de lits médicalisés



Indications thérapeutiques

- > Prévention : Risque Faible à Moyen.
- > Patient alité de 10 à 15 heures, qui se mobilise seul avec difficulté, sans trouble neurologique important, sans artériopathie, état général bon à moyen.
- > Aide au traitement d'escarre(s) de stade 1 à 2 associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.



Prévention & Confort

- > Découpe innovante avec des découpes courtes au niveau des talons et découpes larges au niveau sacrée pour accompagner les mouvements du patient et réduire les effets de friction, pour réduire les effets de macération et pour améliorer la redistribution des pressions afin d'apporter un niveau de prévention pour les patients qu'à risque élevé.
- > Base en U avec mousse de haute qualité HR avec portance ferme pour faciliter les trnsferts lors de la sortie de lit et apporter une stabilité d'appui.
- > Matelas conçu pour s'adapter à tous les types de lits médicalisés notamment avec plicature des genoux pour une position allongée et assise en toute sécurité et confort.



Housse de qualité

- > La housse est réalisée dans un tissu multi-stretch, perméable à la vapeur et imprégné d'un agent antifongique, afin de réduire les forces de cisaillement et de friction.
- > Entièrement cousue ou soudée haute fréquence, afin de prévenir les infiltrations de liquides et de soutenir les protocoles de contrôle de l'infection et de décontamination pour prévenir du risque infectieux.
- > Lavable en machine jusqu'à 95°C



Sécurité

- > Le produit utilise des mousses CME et des tissus de qualité, pensés pour la durabilité et la valeur d'usage à long terme. Les pièces sont entièrement remplaçables, ce qui prolonge la durée de vie du produit et contribue à réduire le coût total de possession.
- > Le matelas est fabriqué conformément aux normes BS EN 597-1 Cigarette, BS EN 597-2 Allumette et BS 7177, source d'ignition 5 et répond aux tests les plus exigeants pour un maximum de sécurité en établissement.

Caractéristiques techniques ▼

						
Hauteur ▼	Largeurs ▼	Longueur ▼	Poids patient max. ▼	Poids Net ▼	Mousse HR ▼	Garantie ▼
15 cm	90 cm 105 cm 120 cm	200 cm	254 kg	11 kg 11.5 kg 12 kg	Bleu 38–40kg/m ³ Portance Ferme – 200 Newtons Rose 38–40kg/m ³ Portance souple – 120 Newtons	8 ans

Manufactured to: BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match and BS 7177 (Ignition Source 5)

Essential nursing care is pivotal in pressure injury management. This mattress may positively contribute to the outcome of a pressure injury prevention plan that includes education, clinical judgment and action planning based on vulnerability, which are fundamental factors in the prevention of pressure injuries. A range of assessment scales can be used as a formal method of assessing risk from pressure injury development, and should be used in conjunction with an informal assessment (informed nursing judgement) as part of a comprehensive and individualised plan.

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@dhcare.com
www.dhcare.fr

DHCare France SAS
 Route de Saint Roch
 37230 Fondettes
 France

