

Bestellung

Angebot



Yes, you can.®

Tel. 061 487 70 80 / switzerland@invacare.com

Bestellformular
Januar 2021

Preise in CHF
exkl. MwSt.

alber® e-fix E35 /E36



Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
1566293	e-fix E35 komplett (bis 120 kg Benutzergewicht) mit zwei Antriebsräder Standard 24" mit Schwalbe Downtown Airless-Bereifung mit abschwenkbarem Bediengerät Akku-Pack 6 Ah (Li-Ion) und Ladegerät IV-Pos.-Nr. 505 000	8'876.00
1566302	e-fix E36 komplett (bis 160 kg Benutzergewicht) mit zwei *Antriebsräder mit Schwalbe Marathon Plus Luftbereifung mit abschwenkbarem Bediengerät Verteilerschnittstelle Akku-Pack mit 7,5 Ah (Li-Ion) und Ladegerät IV-Pos.-Nr. 505 000	9'996.00
1566295	e-fix E35 komplett (bis 120 kg Benutzergewicht) mit zwei *Antriebsräder Standard 22" mit Schwalbe Downtown Airless Bereifung mit abschwenkbarem Bediengerät Akku-Pack mit 6 Ah (Li-Ion) und Ladegerät IV-Pos.-Nr. 505 000	8'876.00
1566301	e-fix E35 komplett (bis 120 kg Benutzergewicht) mit zwei *Antriebsräder Standard 24" mit Schwalbe Downtown Airless Bereifung mit abschwenkbarem Bediengerät Akku-Pack mit 7,5 Ah (Li-Ion) und Ladegerät IV-Pos.-Nr. 505 000	9'276.00
1591926	Mobility Plus Paket (nur für smartphone mit iOS und Android Betriebssystem und Internetfähigkeit) Enthält: Booklet mit Bedienhinweisen, Lizenzcode Funktionen: Ablesen von Fahrparametern wie Batteriezustand, gefahrene KM, Erhöhung der Unterstützung bis 8km/h, BlueDrive Fernsteuerung über smartphone, Aufzeichnen von Fahrstrecken und Tourenprofilen	700.00
I457771	Halterung für Anbau am Rollstuhl (muss immer bestellt werden)	458.00
DLI0020	Anbau von e-fix an vorhandenen Rollstuhl IV-Pos. Nr. 505 000	340.00
	* Antriebsräder sind in folgenden Grössen lieferbar 24 x 1 3/8" Standard (E35 ab Lager; E36 Lieferzeit 10 Tage) 22 x 1 3/8" Lieferzeit 10 Tage ohne Aufpreis (nur E35)	
e-fix E35 / e-fix E36 Zubehör		
1593206	Kippstützen mit Aufbockfunktion, schwenkbar (Paar) IV-Pos.-Nr. 500 101	471.60
1566670	Speichenschutz Dekor „Alber“, 24" (pro Stück) zu E35/E36 IV-Pos.-Nr. 500 125	118.50
1566201	Speichenschutz Dekor „Alber“, 22" (pro Stück) zu E35 IV-Pos.-Nr. 500 125	118.50
1521191	Steckachsenumrüstung (Paar) von 12 mm auf 1/2" IV-Pos.-Nr. 500 132	298.00
1566367	Halterungsset feste Montage an Kreuzstrebe (für Akkupack 6,0 und 7,5 Ah)	325.00
1565639	Akkupack komplett, 6,0 Ah (Li-Ion) als Wechselakku IV- Pos.-Nr. 500 212	699.00
1566153	Akkupack komplett, 7,5 Ah (Li-Ion) als Wechselakku IV-Pos.-Nr. 500 212	849.00

1489217	Halterung für Bediengerät als Begleitsteuerung rechts oder links IV-Pos.-Nr. 500 128		239.00
1566166	Zusatzschiebegriff intuitive Begleitsteuerung		79,90
1566165	Intuitive Begleitpersonsteuerung Bei E35/36 Bestellung mit Kabel und Halterung IV-Pos.-Nr. 505 000		688.00
1566184	Opti-Box Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Funktionen: Aufstehfunktion mit Speed-Stopp Schalter Buddy Button IV-Pos.-Nr. 505 000		485.00
1566177	Externe Ladebuchse IV-Pos.-Nr. 505 000		173.50
1591586	Tetragabel IV-Pos.-Nr. 500 212		200.00
1566196	Aufsatz Soft für Joystick 70 mm IV-Pos.-Nr. 500 212		34.40
1565669	Aufsatz Spezial, für Joystick 40 mm IV-Pos.-Nr. 500 212		34.40
1467698	Speed Stop Limit Schalter; in Verbindung mit Aufsteh- und Liftstühlen nur möglich mit Optibox		119.00
1565836	Schutzbügel für Bediengerät IV-Pos.-Nr. 500 212		87.60
1467958	Externer Ein/Aus Schalter(Buddy Button) nur möglich mit Optibox		187.00
1456259	Airless-Schlauch (pannensichere Einlage) - Stk/Preis nur möglich mit Felge 24"x1 3/8		135.00
1565616	Schwalbe Decke Downtown - Stk/Preis nur möglich mit Felge 24"x1 3/8		45.00

Informationen für den Anbau

Angaben zum Rollstuhl:

Hersteller:

Rollstuhltyp:

Lieferwoche (falls kein Küschall- oder Invacarerollstuhl):

> ohne Angaben wird das System bei Erhalt des Rollstuhles bestellt

Sitzbreite: cm

Sitzhöhe: cm

Seitenteile:

Trommelbremsen vorhanden: ja nein (Trommelbremsen können nicht verwendet werden!)

Kippstützen vorhanden: ja nein

Radposition:

Radposition: 1 (hinten) 2 (mittig) 3 (vorne)

Dürfen Ankipprohre gekürzt werden um optimalen der Alber Kippstützen zu gewährleisten? ja nein

Anbau Bediengerät:

Anbau Bediengerät: rechts links

Bediengerät auf Höhe der Armauflage: ja nein Abstand Rückenlehne - Joystick: cm (A)

Position Bediengerät zu Armauflage (wenn nicht gleich an Armauflage):

niedriger: cm (B)

höher: cm (B)