

Embouts de joystick *Bodypoint®*



 Bodypoint®



Yes, you can.®

Personnalisez votre joystick grâce aux embouts Bodypoint®

Les embouts de joystick **Bodypoint®** sont compatibles avec nos manipulateurs **LiNX** et **alber® e-fix E35/E36**, grâce à leur diamètre de tige de 4,5 mm.



Joystick en U

Disponible en deux dimensions. Sa forme permet d'éviter tout glissement de la main et apporte préhension et confort. Les maintiens latéraux sont thermoformables à l'eau chaude.




Joystick Champignon rainuré

Permet une bonne prise en main grâce à sa surface texturée et sa forme ergonomique. Peut être coupé selon la taille souhaitée grâce à ses nombreuses rainures.



Dôme en caoutchouc

Utile pour les utilisateurs ayant peu de tonus dans la main.



Tous ces embouts de joystick **Bodypoint®** sont disponibles en option montée sur nos fauteuils roulants électriques équipés de l'électronique LiNX

Références accessoires

| Code | Description |
|--------|---------------------------------------|
| PC101A | Embout de joystick en U large 3'' |
| PC102A | Embout de joystick en U large 4'' |
| PC107A | Embout de joystick dôme caoutchouc |
| PC110A | Embout de joystick champignon rainuré |