



Cadre de marche fixe en aluminium anodisé gris

- Réglable en hauteur de 770 à 850 mm.
- Grande stabilité grâce à ses pieds inclinés.
- Très léger.
- Poignées incassables.
- Peut être équipé de roues à l'avant (0435CEB).



0435CEB  
Ø 114 mm

**Pièces détachées**

- ❶ Bouton ressort UNIV-00003
- ❷ Embout gris UNIV-00001

**Caractéristiques techniques**

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

Largeur entre poignées	480 mm
Largeur entre les pieds	410 mm avant / 620 mm arrière
Profondeur Hors Tout	400 mm
Hauteur ajustable	770 - 850 mm
Poids net	1,8 kg
Poids patient max	130 kg

**Coloris**

Aluminium



Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.

**Code**

P435B

## Guide de choix Rollators












*Invacare Actio 2*

*Invacare Delta*

*Invacare Banjo*

*Dolomite Jazz 2*



Freins		Câble	Câble	Câble intégré
Frein de parking	Non	Oui	Oui	Oui
Assise	Relevable		Fixe	Rigide rembourrée
Sangle dossier	Non	Non	Non	Option
Panier	Non	Oui	Oui	Oui
Plateau	Non	Oui	Oui	Option
Pliant	Oui	Oui	Oui	Oui, par croisillon
Tient debout plié	 Non	Oui	Non	Oui
Largeur HT	 550 mm	670 mm	600 mm	595 mm
Profondeur HT	 630 mm	600 mm	690 mm	690 mm
Hauteur HT	 de 740 à 1000 mm	de 810 à 940 mm	de 710 à 980 mm	750-1000 mm version 610 650-800mm version 510
Hauteur d'assise	 550 mm	Pas d'assise	610 mm	610 mm version 610 510 mm version 510
Largeur int. roues	 380 mm	460 mm	440 mm	510 mm
Largeur int. poignée	 410 mm	450 mm	410 mm	450 mm
Diamètre roues	 110 mm	190 mm	190 mm	200 mm
Profondeur plié	 120 mm	600 mm	260 mm	largeur 215 mm
Poids Rollator	 5 kg	6 kg	9 kg	7.8 kg version 610 7.5 kg version 510
Poids max. utilisateur	 130 kg	135 kg	130 kg	150 kg

\* voir caractéristiques techniques page suivantes

## Coloris du châssis

*Actio/2 :*  
RAL 9006



*Delta :*  
Bordeaux



*Banjo :* Gris



*Jazz 1 et 2 :*  
Gris anthracite



*Legacy :*  
Bleu



*Melody :*  
Champagne



*Soprano :*  
Champagne



*Maxi+ :*  
Bleu

