

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Esprit Action® Junior



Código ISO 122306

Cadeira de rodas elétrica, tração traseira, chassis em alumínio de encartar com cruzeta horizontal simples, telescópica ajustável de 305 a 380mm, equipada com motor integrado nas rodas traseiras de 14" (pneumáticas ou maciças) e com sistema de extração rápida e fácil desmontagem, sem ferramentas, graças ao peso reduzido (elemento mais pesado a partir de 13,8Kg); rodas dianteiras de 8" (maciças ou pneumáticas), baterias 7,65AH com 15Km autonomia, facilmente desmontáveis; motores de 6 km/h (8Km/h opcional); comando de condução com ecrã a cores e acesso a funções de condução, informação de velocidade, autonomia, distância percorrida, relógio e tecnologia giroscópio integrado para diminuição automática da aceleração em terrenos inclinados, sistema de montagem do comando rebatível e ajustável em altura e profundidade; estofo de assento em nylon ajustável em profundidade e várias opções de encosto com estofo do encosto ajustável em tensão e esticador (sistema de posicionamento como opção compatíveis com os tubos de encosto); apoio de braços destacáveis, ajustáveis em altura e apoio de pernas a 80°, rebatíveis e destacáveis com patins individuais ou único; rodas anti-volteio com função de elevação para facilidade na desmontagem da cadeira (opcional); cinto pélvico com fivela central incluído.
 Possibilidade de escolher cor do chassis e detalhes de cor, assim como várias opções de assento, encosto e segurança
 Peso total: a partir de 40,4 kg aprox.
 Peso máximo utilizador: 80 Kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº do pedido:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.V.P €
MODELO		
SPD0050	◆ ESPRIT ACTION JUNIOR (cruzeta simples)	◆
ESPECIAL		
N	◆ Sem Pedido Especial	◆
SPDSPEC	Pedido especial	
MODELO BASE		
SPD0100	◆ MODELO BASE ESPRIT ACTION JUNIOR	4.628,82 €
CHASSIS		
SPD0200	◆ CRUZETA SIMPLES	◆
COMANDO		
SUORTE DE COMANDO		
SPD0300	◆ Suporte Standard (rebatível, ajustável em altura e profundidade)	◆
SPD0310	Suporte rebatível Alber (rebatível bilateral, ajustável em altura, profundidade e ângulo)	264,50 €
MONTAGEM		
SPD0400	◆ Instalado para o utilizador, no lado direito	◆
SPD0410	○ Instalado para o utilizador, no lado esquerdo	○
COMANDO DUPLO (CADEIRA FORNECIDA COM 2 COMANDOS: UM NA POSIÇÃO DO UTILIZADOR E OUTRO NA POSIÇÃO DE ACOMPANHANTE)		
SPD0440	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado direito. (NC : 0640)	743,92 €
SPD0450	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado esquerdo (NC : 0640)	743,92 €
SPD0460	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, ajustável do lado direito ou esquerdo (NC : 0640)	743,92 €
VELOCIDADE		
SPD0500	◆ 6 KM/H	◆
SPD0510	8 KM/H	220,42 €
BATERIA		
SPD0600	◆ Bateria 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)	◆
OUTRAS OPÇÕES		
SPD0610	Bateria adicional 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)	385,74 €
SPD0630	Protetor do comando	55,11 €
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
SPD1000	305 MM	○
SPD1010	330 MM	○
SPD1020	355 MM	○
SPD1030	380 MM	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição			P.V.P €	
SPD1200	◆	Estofa do Assento ajustável desde 325 a 375 MM	Fornecido a 350 MM	◆	
ALTURA DO ASSENTO					
SPD1300	◆	460 MM		◆	
SPD1310		485 MM		○	
ESTOFO DE ASSENTO					
SPD1400	◆	em Nylon, preto, com faixas aderentes de fixação, ajustável em largura e profundidade		○	
ENCOSTO					
TIPO DE ENCOSTO					
SPD2000	◆	Encosto fixo a 7°	2 alturas 400/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	◆
SPD2020		Encosto dobrável	Altura 430 MM	Punhos fixos	○
SPD2040		Encosto rebatível, ajustável em ângulo (-15° a + 15°), fornecido a 7°	Altura 425-450 MM; fornecido a 425mm (2 posições através do estofa de encosto)	Punhos fixos	115,72 €
SPD2050		Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão a gás) e dobrável	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	231,44 €
SPD2080		Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão a gás)	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	138,86 €
ESTOFO DE ENCOSTO					
SPE2300		Estofa em Nylon almofadado, preto, com 1 faixa ajustável em tensão			○
SPD2320	◆	Estofa em Nylon almofadado, preto, com 10 faixas ajustáveis em tensão			◆
APOIO DE PERNAS / PATINS					
APOIO DE PERNAS DIREITO					
SPD3000	◆	Apoio de Pernas a 80°, tubo curto	UL desde 200 até 330MM	(NC : 3110)	◆
SPD3010		Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm	(NC : 3100)	○
APOIO DE PERNAS, ESQUERDO					
SPD3100	◆	Apoio de Pernas a 80°, tubo curto	UL desde 200 até 330MM		◆
SPD3110		Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm		○
PATIM DIREITO					
SPD3200	◆	Patim rebatível	Inclui calcanheiras		◆
SPD3210		Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras		46,29 €
SPD3220		Patim único, rebatível	Ajustável em ângulo e profundidade	(NC: 3300, 3310)	173,59 €
PATIM ESQUERDO					
SPD3300	◆	Patim rebatível	Inclui calcanheiras		◆
SPD3310		Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras		41,20 €
APOIO DE BRAÇOS					
APOIO DE BRAÇOS, DIREITO					
SPD4000	◆	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior)	(NC: 8200)	◆
SPD4010		Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)		○
APOIO DE BRAÇOS, ESQUERDO					



2020


2000



2040



2080



2300

2320



3000/3010



3220



4000/4010

Código		Descrição		P.V.P €
SPD4100	◆	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior)	(NC: 8200) ◆
SPD4110		Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)	○
OPÇÃO DE ASSENTO				
APOIO DE CABEÇA				
SPD5110		Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		193,05 €
SPD5120		Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temporo-mandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		215,76 €
OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO				
SPD5140		Suportes de tronco (para encosto ajustável em tensão) - par		144,65 €
SPD5150		Cinto de Suporte de gêmeos		28,93 €
ESTICADOR				
SPD5160	◆	Esticador de Encosto, ajustável em largura		◆
OPÇÕES DE COR				
COR DE CHASSIS				
SPD6000		Preto Mate		○
SPD6015		Roxo		○
SPD6020		Azul oceano		◆
SPD6050		Cor especial (apenas por pedido especial)	Sujeito a consulta de preço e com prazo alargado de entrega	
DETALHES DE COR				
SPD6100	◆	Preto		◆
SPD6120		Verde lima		71,64 €
RODAS DIANTEIRAS				
SPD7000	◆	200 X 50mm (8" X 2"), maciças, pretas		◆
SPD7010		200 X 50mm (8" X 2"), pneumáticas, pretas		○
RODAS TRASEIRAS MOTORIZADAS				
SPD7100		Rodas de 14" (355x70mm), maciças, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 7,8 kg 165,32 €
SPD7110	◆	Rodas de 14" (355x70mm), pneumáticas, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 6,8 kg ◆
OPÇÕES DE SEGURANÇA				
RODAS ANTI-VOLTEIO				
SPD8000	◆	Rodas anti-volteio, fixas (PAR)		◆
SPD8010		Rodas anti-volteio tipo Alber, rebatíveis e ajustáveis em altura, Par	Função de elevação: as rodas permitem elevação da cadeira („função de macaco“) para facilitar a desmontagem	385,74 €
OUTRAS OPÇÕES DE SEGURANÇA				
SPD8020		Cinto pélvico (não almofadado) com fecho central		33,06 €
SPD8030		Kit de transporte		○
OUTRAS OPÇÕES				
SPD8100		Suporte para canadianas/bengala		34,72 €
SPD8200		Mesa acrílica, rebatível		173,59 €
PREÇO TOTAL				

