



Esprit Action FRE Classe A



Adjonctions disponibles

PAP membres Inférieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)

PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)

Appui-tête
(LPPR/PLV 160,00€)

Double commande
(LPPR/PLV 1500,00€)

Tablette
(LPPR/PLV 132,00€)

Disponible en FRE Classe B avec Kit
éclairage en standard et 2^e batterie
embarquée de série

au Prix Public (LPPR/PLV) de 3882,08€

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

3 161,21€

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BP Bodypoint

matrx
SCIENCE OF BEATING

Informations client	Caractéristiques produit	
Date :	Largeur hors tout	Largeur d'assise + 180 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise	à partir de 460 ou 485 mm
Code client :	Vitesse	6 km/h ou 8 km/h
Cachet du distributeur :	Autonomie	15 km
	Roues motrices	14"
	Roues avant	8"
	Franchissement	30 mm
	Pente max de sécurité	6°
	Poids max utilisateur	125 kg
	Poids fauteuil	40,3 kg (élément le plus lourd 13,8 kg)
	Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure



Commandes


Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			◆ Configuration standard		○ Options sans supplément de prix		
Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe A				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
SPB0010		Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe A		◆	◆		
MODELE							
SPB0100	☐	Invacare® <i>Esprit Action</i> - Code LPPR 9533927		2 996,41	3 161,21	3 161,21	
				+4,75€ HT d'éco-participation			
SPB0170	☐	Invacare® <i>Esprit Action TIERCE-PERSONNE</i> - Code LPPR : 9533927 Inclus : ☐ Adjonction Double commande intuitive simple (une poignée) Code LPPR : 9982884 + Roulettes anti-basculer fonction béquille + Une option offerte ci-dessous au choix	NC: 0187, 0440, 0450, 8000	4 418,21	4 661,21	4 661,21	
				+4,75€ HT d'éco-participation			
SPB0180	☐	Invacare® <i>Esprit Action LIBRA</i> - Code LPPR : 9533927 Inclus : ☐ Coussin <i>Matrx Libra</i> (5070) Code LPPR : 9977848 + Ceinture <i>BODYPOINT</i> (8021 - 8024) + Une option offerte ci-dessous au choix	NC: 0190, 0200, 1110, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050	3 565,13	3 761,21	3 761,21	
				+4,75€ HT d'éco-participation			
1 OPTION OFFERTE AU CHOIX POUR ESPRIT ACTION TIERCE SPB0170 OU LIBRA SPB0180							
SPB0185	☐	Vitesse 8 km/h	NC : 0500	○	○		
SPB0186	☐	Roues motrices 14" - 355 x 70 mm - Bandage noir	NC : 7110	○	○		
SPB0187	☐	Roulettes anti-basculer avec fonction béquille	NC : 8000	○	○		
PACK POSITIONNEMENT PAP							
SPB0190	☐	Pack PAP: Coussin <i>Matrx Solution Xtra ou Libra</i> (5050, 5070) + Dossier <i>Matrx</i> (2200 - 2230) + Ceinture <i>BODYPOINT</i> (8021 - 8024)	NC : 0200, 1100, 1110, 2050, 2100, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5140, 8020	1 137,44	1 200,00	1200,00 (4&5)	
CHÂSSIS							
SPB0200	☐	Simple croisillon (Largeur d'assise de 305 mm à 380 mm / Profondeur de 325 à 375 mm) - Poids max. utilisateur : 80 kg.	NC : 1040 à 1110, 1210 à 1250, 1410, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5100, 5170, 6030, 6040	○	○		
SPB0210	☐	Double croisillon (Largeur d'assise de 380 mm à 605 mm / Profondeur de 400 à 500 mm) - Poids max. utilisateur : 125 kg.	NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160	◆	◆		
COMMANDES ELECTRONIQUES							
Manipulateur écran couleur, indicateur de charge, d'autonomie et de vitesse, éclairage intégré et appui palmaire							
Commande principale - type de support							
SPB0300	☐	Escamotable vers l'extérieur		◆	◆		
SPB0310	☐	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur - multiréglable (type E-Fix E35)		344,08	363,00	Sur devis (9)	
Commande principale - côté du montage							
SPB0400	☐	Escamotable côté droit	NC : 4020	◆	◆		
SPB0410	☐	Escamotable côté gauche	NC : 4120	○	○		
Double commande intuitive							
SPB0440	☐	Montée à droite, 2 poignées	NC : 0640	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	
SPB0450	☐	Montée à gauche, 2 poignées	NC : 0640	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	
SPB0460	☐	Une poignée (ajustable droite/gauche) Inclus dans <i>Esprit Action TIERCE-PERSONNE (0170)</i>	NC : 0640	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)	
VITESSE							
SPB0500	☐	6 km/h		◆	◆		
SPB0510	☐	8 km/h - Non compatible avec une programmation personnalisée		364,93	385,00	Sur devis (9)	
BATTERIES							
SPB0600	☐	Batterie Gel - Autonomie 15 km		◆	◆		
OPTIONS ELECTRIQUES							
SPB0630	☐	Protection de manipulateur		75,83	80,00	Sur devis (9)	
SPB0640	☐	Prise de charge déportée additionnelle (rallonge)		108,06	114,00		
SPB0650	☐	Chargeur prise UK (Remplace chargeur avec prise UE)		○	○		
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00 € - Inclus dans <i>Esprit Action LIBRA</i> (6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ - Inclus dans le prix de base de l' <i>Esprit Action TIERCE-PERSONNE</i> (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							

Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe A				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
ASSISE						
Largeur d'assise pour simple croisillon (SPB0200 / réglable entre accoudoirs)						
SPB1000	☐	305 mm - Réglable de 305 mm à 355 mm	NC : 1040 à 1110	○	○	
SPB1010	☐	330 mm - Réglable de 330 mm à 380 mm	NC : 1040 à 1110	○	○	
SPB1020	☐	355 mm - Réglable de 355 mm à 405 mm	NC : 1040 à 1110	○	○	
SPB1030	☐	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm	NC : 1040 à 1110	○	○	
Largeur d'assise pour double croisillon (SPB0210 / réglable entre accoudoirs)						
SPB1040	☐	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm	NC : 1240, 1250, 2100, 5046	○	○	
SPB1050	☐	405 mm - Réglable de 405 mm à 455 mm	NC : 1240, 1250	○	○	
SPB1060	☐	430 mm - Réglable de 430 mm à 480 mm	NC : 5042	◆	◆	
SPB1070	☐	455 mm - Réglable de 455 mm à 505 mm	NC : 5042	○	○	
SPB1080	☐	480 mm - Réglable de 480 mm à 530 mm	NC : 2100, 2330, 5042, 5044	○	○	
SPB1090	☐	505 mm - Réglable de 505 mm à 555 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048	○	○	
SPB1100	☐	555 mm - Réglable de 555 mm à 605 mm	NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 8200	436,97	461,00	Sur devis (9)
SPB1110	☐	605 mm - Réglable de 605 mm à 655 mm	NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5070, 5080, 8200	436,97	461,00	Sur devis (9)
Profondeur d'assise						
SPB1200	☐	Réglable par scratch de 325 à 375 mm, pour simple croisillon (réglé à 350 mm)		○	○	
SPB1210	☐	400 mm	NC : 5085, 5090	◆	◆	
SPB1220	☐	Réglable par scratch de 400 à 450 mm	NC : 5090	○	○	
SPB1230	☐	450 mm	NC : 5042, 5080, 5090	○	○	
SPB1240	☐	Réglable par scratch de 450 à 500 mm	NC : 5042, 5080	191,47	202,00	Sur devis (9)
SPB1250	☐	500 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080	164,93	174,00	
Hauteur d'assise sol-siège						
SPB1300	☐	460 mm		◆	◆	
SPB1310	☐	485 mm		○	○	
Toile d'assise						
SPB1400	☐	Nylon noir avec scratch - réglable en largeur et en profondeur (pour simple croisillon uniquement)		○	○	
SPB1410	☐	Nylon noir avec scratch (pour double croisillon uniquement)		◆	◆	
DOSSIER						
Type de dossier						
SPB2000	☐	Fixe hauteur 400 mm ou 430 mm (pré réglage usine)	NC : 2330	◆	◆	
SPB2010	☐	Fixe hauteur 510 mm	NC : 2330	○	○	
SPB2040	☐	Réglable en angle (-15° à +15°) et rabattable - hauteur 425 mm - avec poignées longues et tendeur de dossier à mi-hauteur pliant	NC : 2330	446,45	471,00	Sur devis (9)
SPB2050	☐	Par vérins pneumatiques 0° à 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330	289,10	305,00	Sur devis (9)
SPB2060	☐	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	○	○	
SPB2070	☐	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	○	○	
SPB2080	☐	Par vérins pneumatiques 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	289,10	305,00	Sur devis (9)
SPB2090	☐	Par vérins pneumatiques 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	289,10	305,00	Sur devis (9)
SPB2100	☐	Par vérins pneumatiques 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm pour dossier confort Passad 2	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030	289,10	305,00	Sur devis (9)
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, aionction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe A				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Dossier Matrx - La largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex: largeur d'assise 430 = dossier Matrx Elite largeur 430 mm - Délai de livraison : +5 jours <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
SPB2200	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 405 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	568,72	600,00	600,00 (4)
SPB2210	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 455 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	568,72	600,00	600,00 (4)
SPB2220	☐	Matrx Elite Deep E2 , hauteur 405 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	568,72	600,00	600,00 (4)
SPB2230	☐	Matrx Elite Deep E2 , hauteur 455 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	568,72	600,00	600,00 (4)
Attention - Perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins						
Toile de dossier						
SPB2300	☐	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré		◆	◆	
SPB2310	☐	Rembourrée, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré (pour double croisillon uniquement)		75,83	80,00	600,00 (4)
SPB2320	☐	Rembourrée, réglable en tension (10 sangles), nylon noir et tissu aéré		189,57	200,00	600,00 (4)
SPB2330	☐	Dossier confort Passad 2 revêtement PU biextensible noir, hauteur 510 mm (pour double croisillon uniquement)	NC : 5140	305,21	322,00	Sur devis (9)
REPOSE PIEDS/REPOSE-JAMBES						
Potence, repose-jambe droite						
SPB3000	☐	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)	NC : 3110	○	○	
SPB3010	☐	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm	NC : 3100	◆	◆	
SPB3020	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00	Sur devis (9)
SPB3030	☐	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3200, 3210, 3220	104,27	110,00	Sur devis (9)
Potence, repose-jambe gauche						
SPB3100	☐	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)		○	○	
SPB3110	☐	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm		◆	◆	
SPB3120	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00	Sur devis (9)
SPB3130	☐	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3200, 3210, 3220	104,27	110,00	Sur devis (9)
Palette relevable droite						
SPB3200	☐	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPB3210	☐	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		○	○	
SPB3220	☐	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 3300, 3310	○	○	
Palette relevable gauche						
SPB3300	☐	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPB3310	☐	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		○	○	
ACCOUDOIRS						
Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté droit						
SPB4000	☐	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆	
SPB4010	☐	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		○	○	
SPB4020	☐	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00	Sur devis (9)
Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, en profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté gauche						
SPB4100	☐	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆	
SPB4110	☐	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		○	○	
SPB4120	☐	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00	Sur devis (9)
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ - Inclus dans le prix de base du fauteuil (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						




3010 / 3110



3020 / 3120



3030 / 3130



3220



3210 / 3310



4000 / 4100
4010 / 4110



3010 / 3110



3020 / 3120



3030 / 3130



3220



3210 / 3310



4000 / 4100
4010 / 4110

Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe A				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
OPTIONS D'ASSISE							
SPB5000	☐	Coussin d'assise en mousse Essential junior, hauteur 50 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093	○	○		
SPB5010	☐	Coussin d'assise en mousse, housse en nylon noir avec base anti-dérapante, épaisseur 50 mm	NC : 5091, 5092, 5093	◆	◆		
SPB5020	☐	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Lite épaisseur 78 mm (Livré avec 2 housses)	NC : 5090	236,97	250,00	600,00 (5)	
SPB5030	☐	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Image (gel) épaisseur 60 mm (Livré avec 2 housses)	NC : 5090	284,36	300,00	600,00 (5)	
SPB5040	☐	Coussin d'assise Matrx Contour ViscoNG épaisseur 100 mm, poids max. utilisateur 100 kg	NC : 5090, 5091, 5092, 5093	76,78	81,00	81,00	
SPB5042	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093	76,78	81,00	81,00	
SPB5044	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093	65,40	69,00	69,00	
SPB5046	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093	65,40	69,00	69,00	
SPB5048	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093	76,78	81,00	81,00	
SPB5050	☐	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Solution Xtra épaisseur 60 mm (Livré avec 2 housses)	NC : 5090	426,54	450,00	600,00 (5)	
SPB5070	☐	Coussin d'assise Matrx Libra épaisseur 70 mm (Livré avec 2 housses) Inclus dans Esprit Action LIBRA (0180)		426,54	450,00	600,00 (5)	
Profondeur du coussin							
SPB5080	☐	400 mm		○	○		
SPB5085	☐	450 mm		○	○		
SPB5090	☐	500 mm		○	○		
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra & Flo-tech							
SPB5091	☐	Biseau fessier, la paire		○	○		
SPB5092	☐	Biseau latéral, l'unité		○	○		
SPB5093	☐	Biseau crural, l'unité		○	○		
Seconde cale de positionnement pour coussin Matrx Libra & Flo-tech							
SPB5091	☐	Biseau fessier, la paire		○	○		
SPB5092	☐	Biseau latéral, l'unité		○	○		
SPB5093	☐	Biseau crural, l'unité		○	○		
Appui-tête							
SPB5100	☐	Appui-nuque, incluant tendeur de dossier.		151,66	160,00	160,00 (1)	
SPB5110	☐	Appui-tête Rea avec oreillettes réglables, incluant tendeur de dossier.		151,66	160,00	160,00 (1)	
SPB5120	☐	Appui-joue Rea avec oreillettes longues réglables, incluant tendeur de dossier.		151,66	160,00	160,00 (1)	
Autres options							
SPB5140	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		142,18	150,00	600,00 (4)	
SPB5150	☐	Sangle appui-mollet		○	○		
COLORIS DE CHASSIS							
SPB6000	☐	Noir Anthracite	Double croisillon uniquement	◆	◆		
SPB6035	☐	Bleu Ultramarin		○	○		
SPB6040	☐	Gris Ardoise		○	○		
TOUCHES DE COULEUR							
SPB6100	☐	Noir		◆	◆		
ROUES AVANT							
SPB7000	☐	8" x 2"- 200 x 50 mm, Bandage noir		◆	◆		
SPB7010	☐	8" x 2"- 200 x 50 mm, Pneumatique noir		○	○		
ROUES ARRIERE							
SPB7100	☐	14" - 355 x 70 mm - Bandage noir		238,86	252,00	Sur devis (9)	
SPB7110	☐	14" - 355 x 70 mm - Pneumatique noir		◆	◆		
OPTIONS DE SECURITE							
SPB8000	☐	Roulettes anti-basculé		◆	◆		
SPB8010	☐	Roulettes anti-basculé avec fonction béquille OFFERTES dans Esprit Action TIERCE-PERSONNE (0170)		436,97	461,00	Sur devis (9)	
SPB8030	☐	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, les batteries sont à retirer lorsque le fauteuil est utilisé en tant que siège dans le véhicule		○	○		
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonction membre supérieur dans la limite - 600,00€ - Inclus dans le prix de base du fauteuil (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonction membre inférieur dans la limite - 600,00€ - Inclus dans le prix de base de l'Esprit Action LIBRA (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							

Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe A				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
CEINTURES DE POSITIONNEMENT						
SPB8020	☐	Ceinture de maintien - (New design 2022)		○	○	
SPB8021	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, CTR-PULL, Taille M 460 mm		236,97	250,00	600,00 (5)
SPB8022	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, CTR-PULL, Taille L 620 mm		236,97	250,00	600,00 (5)
SPB8023	☐	Ceinture Bodypoint 4 points, CTR-PULL, Taille M 460 mm		236,97	250,00	600,00 (5)
SPB8024	☐	Ceinture Bodypoint 4 points, CTR-PULL, Taille L 620 mm		236,97	250,00	600,00 (5)
OPTIONS DIVERSES						
SPB8100	☐	Porte-canne		○	○	
SPB8200	☐	Tablette transparente escamotable - côté opposé au manipulateur		125,12	132,00	132,00 (3)
Accessoires manipulateur Alber (livrés séparément)						
1566196	☐	Boule pour joystick souple diamètre 70 mm	NC : 1565669, 1565670	27,49	29,00	
1565669	☐	Boule pour joystick spéciale diamètre 40 mm	NC : 1565670	25,59	27,00	
1565670	☐	Commande en T pour tétraplégique		95,73	101,00	
1566197	☐	Extension pour le sélecteur de vitesse (pour fonctions limitées de la main)		48,34	51,00	
Rampes en accessoires						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00€ (2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit ou gauche pour FRE - 1250,00€ (3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€ (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction PAP, forfait B membre inférieur dans la limite - 600,00€ - Inclus dans le prix de base de l'Esprit Action LIBRA (6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ - Inclus dans le prix de base de l'Esprit Action TIERCE-PERSONNE (7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€ (8) code LPPR : 9998193 - VHP, adjonction supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00€ (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						