



Esprit Action FRE Classe B



**Kit éclairage en standard
2^e batterie embarquée de
série**

Adjonctions disponibles

PAP membres Inférieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)
PAP membres supérieurs
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)
Appui-tête
(LPPR/PLV 160,00€)
Double commande
(LPPR/PLV 1500,00€)
Tablette

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

3 882,08€

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)
Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

BP Bodypoint®

matrix®
SCIENCE OF SEATING

Informations client	Caractéristiques produit	
Date :	Largeur hors tout	Largeur d'assise + 180 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise	à partir de 460 ou 485 mm
Code client :	Vitesse	6 km/h ou 8 km/h
Cachet du distributeur :	Autonomie	30 km
	Roues motrices	14"
	Roues avant	8"
	Franchissement	30 mm
	Pente max de sécurité	6°
	Poids max utilisateur	125 kg
	Poids fauteuil	40,3 kg (élément le plus lourd 13,8 kg)
	Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure



Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases				◆ Configuration standard		○ Options sans supplément de prix			
Invacare® Esprit Action FRE Classe B						Euros			
						Prix Public		LPPR/PLV	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
SPF0030		Invacare® Esprit Action FRE Classe B	NC : 8100	◆	◆				
MODELE									
SPF0100	☐	Invacare® Esprit Action - Code LPPR : 9599961		3 679,70	3 882,08	3 882,08			
				+4,75 € HT d'éco-participation					
SPF0170	☐	Invacare® Esprit Action TIERCE-PERSONNE - Code LPPR : 9599961 Inclus : ☐ Adjonction Double commande intuitive simple (une poignée) Code LPPR : 9982884 + Roulettes anti-bascule fonction béquille + Une option offerte ci-dessous au choix	NC : 0187, 0440, 0450, 8000	5 101,50	5 382,08	5 382,08			
				+4,75 € HT d'éco-participation					
SPF0180	☐	Invacare® Esprit Action LIBRA - Code LPPR : 9599961 Inclus : ☐ coussin Matrx Libra (5070) Code LPPR : 9977848 + Ceinture BODYPOINT (8021 - 8024) + Une option offerte ci-dessous au choix	NC : 0190, 0200, 1110, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050	4 248,42	4 482,08	4 482,08			
				+4,75 € HT d'éco-participation					
1 OPTION OFFERTE AU CHOIX POUR ESPRIT ACTION TIERCE SPF0170 OU LIBRA SPF0180									
SPF0185	☐	Vitesse 8 km/h	NC : 0500	○	○				
SPF0186	☐	Roues motrices 14" - 355 x 70 mm - Bandage noir	NC : 7110	○	○				
SPF0187	☐	Roulettes anti-bascule avec fonction béquille	NC : 8000	○	○				
PACK POSITIONNEMENT PAP									
SPA0190	☐	Pack PAP: Coussin Matrx Solution Xtra ou Libra (5050,5070) + Dossier Matrx (2200 - 2230) + Ceinture BODYPOINT (8021 - 8024)	NC : 0200, 1100, 1110, 2050, 2100, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5130, 5140, 8020	1 137,44	1 200,00	1200 (4&5)			
CHÂSSIS									
SPF0200	☐	Simple croisillon (Largeur d'assise de 305 mm à 380 mm / Profondeur de 325 à 375 mm) - Poids max. utilisateur : 80 kg.	NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1410, 2010, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5070, 5100, 5130, 5170, 6035, 6040	○	○				
SPF0210	☐	Double croisillon (Largeur d'assise de 380 mm à 605 mm / Profondeur de 400 à 500 mm) - Poids max. utilisateur : 125 kg.	NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160, 6020	◆	◆				
COMMANDES ELECTRONIQUES									
Manipulateur écran couleur, indicateur de charge, d'autonomie et de vitesse, éclairage intégré et appui palmaire									
Commande principale - type de support									
SPF0300	☐	Escamotable vers l'extérieur		◆	◆				
SPF0310	☐	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multiréglable (type E-Fix E35)		344,08	363,00	Sur devis (9)			
Commande principale - côté du montage									
SPF0400	☐	Escamotable côté droit	NC : 4020	◆	◆				
SPF0410	☐	Escamotable côté gauche	NC : 4120	○	○				
Double commande intuitive									
SPF0440	☐	Montée à droite, 2 poignées	NC : 0640	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)			
SPF0450	☐	Montée à gauche, 2 poignées	NC : 0640	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)			
SPF0460	☐	Une poignée (ajustable droite/gauche) Inclus dans Esprit Action TIERCE-PERSONNE (0170)	NC : 0640	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)			
VITESSE									
SPF0500	☐	6 km/h		◆	◆				
SPF0510	☐	8 km/h - Non compatible avec une programmation personnalisée		364,93	385,00	Sur devis (9)			
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction PAP, forfait B membre inférieur dans la limite - 600,00€ - Inclus dans le prix de base de l'Esprit Action LIBRA (6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ - Inclus dans le prix de base de l'Esprit Action TIERCE-PERSONNE (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis									



anti-basculer
fonction béquille



Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
BATTERIES							
SPF0600	☐	Batterie Gel - Autonomie 15 km		◆	◆		
OPTIONS ELECTRIQUES							
SPFxxxx	☐	Batterie supplémentaire 7,2 Ah				 0630	
SPF0620	☐	Batterie Gel additionnelle montée (avec sacoche)	NC : 8100	◆	◆		
SPF0630	☐	Protection de manipulateur		75,83	80,00		Sur devis (9)
SPF0640	☐	Prise de charge déportée additionnelle (rallonge)		108,06	114,00		
SPF0650	☐	Chargeur avec prise UK (Remplace chargeur avec prise UE)		○	○		
ASSISE							
Largeur d'assise pour simple croisillon (SPF0200 / réglable entre accoudoirs)							
SPF1000	☐	305 mm - Réglable de 305 mm à 355 mm	NC : 1040 à 1110	○	○		
SPF1010	☐	330 mm - Réglable de 330 mm à 380 mm	NC : 1040 à 1110	○	○		
SPF1020	☐	355 mm - Réglable de 355 mm à 405 mm	NC : 1040 à 1110	○	○		
SPF1030	☐	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm	NC : 1040 à 1110	○	○		
Largeur d'assise pour double croisillon (SPF0210 / réglable entre accoudoirs)							
SPF1040	☐	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm	NC : 1240, 1250, 2100, 5046	○	○		
SPF1050	☐	405 mm - Réglable de 405 mm à 455 mm	NC : 1240, 1250	○	○		
SPF1060	☐	430 mm - Réglable de 430 mm à 480 mm	NC : 5042	◆	◆		
SPF1070	☐	455 mm - Réglable de 455 mm à 505 mm	NC : 5042	○	○		
SPF1080	☐	480 mm - Réglable de 480 mm à 530 mm	NC : 2100, 2330, 5042, 5044	○	○		
SPF1090	☐	505 mm - Réglable de 505 mm à 555 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048	○	○		
SPF1100	☐	555 mm - Réglable de 555 mm à 605 mm	NC : 1210, 2000, 2010, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 8200	436,97	461,00		Sur devis (9)
SPF1110	☐	605 mm - Réglable de 605 mm à 655 mm	NC : 1210, 2000, 2010, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5070, 5080, 8200	436,97	461,00		Sur devis (9)
Profondeur d'assise							
SPF1200	☐	Réglable par scratch de 325 à 375 mm, pour simple croisillon (réglé à 350 mm)		○	○		
SPF1210	☐	400 mm	NC : 5085, 5090	◆	◆		
SPF1220	☐	Réglable par scratch de 400 à 450 mm	NC : 5090	○	○		
SPF1230	☐	450 mm	NC : 5042, 5080, 5090	○	○		
SPF1240	☐	Réglable par scratch de 450 à 500 mm	NC : 5042, 5080	191,47	202,00		
SPF1250	☐	500 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080	164,93	174,00	Sur devis (9)	
Hauteur d'assise sol-siège							
SPF1300	☐	460 mm		◆	◆		
SPF1310	☐	485 mm		○	○		
Toile d'assise							
SPF1400	☐	Nylon noir avec scratch - réglable en largeur et en profondeur (pour simple croisillon uniquement)		○	○		
SPF1410	☐	Nylon noir avec scratch (pour double croisillon uniquement)		◆	◆		
DOSSIER							
Type de dossier							
SPF2000	☐	Fixe hauteur 400 mm ou 430 mm (pré réglage usine)	NC : 2330	◆	◆		
SPF2010	☐	Fixe hauteur 510 mm	NC : 2330	○	○		
SPF2040	☐	Réglable en angle (-15° à +15°) et rabattable - hauteur 425 mm - avec poignées longues et tendeur de dossier à mi-hauteur pliant	NC : 2330	446,45	471,00	Sur devis (9)	
SPF2050	☐	Par vérins 0° à 30° pliant à mi-hauteur avec tendeur hauteur 430 mm toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330	289,10	305,00	Sur devis (9)	
SPF2060	☐	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	○	○		
SPF2070	☐	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	○	○		
SPF2080	☐	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	289,10	305,00	Sur devis (9)	
SPF2090	☐	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	289,10	305,00	Sur devis (9)	
SPF2100	☐	Par vérins pneumatiques 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm pour dossier confort Passad 2	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030	289,10	305,00	Sur devis (9)	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP. adionction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							



Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
Dossier Matrx - La largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex: largeur d'assise 430 = dossier Matrx Elite largeur 430 mm - Délai de livraison : +5 jours						
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
SPF2200	☐	Matrx Elite E2, hauteur 405 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	568,72	600,00	600,00 (4)
SPF2210	☐	Matrx Elite E2, hauteur 455 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	568,72	600,00	600,00 (4)
SPF2220	☐	Matrx Elite Deep E2, hauteur 405 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	568,72	600,00	600,00 (4)
SPF2230	☐	Matrx Elite Deep E2, hauteur 455 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	568,72	600,00	600,00 (4)
Attention - Perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins						
Toile de dossier						
SPF2300	☐	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré		◆	◆	
SPF2310	☐	Rembourrée, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré (pour double croisillon uniquement)		75,83	80,00	600,00 (4)
SPF2320	☐	Rembourrée, réglable en tension (10 sangles), nylon noir et tissu aéré		189,57	200,00	600,00 (4)
SPF2330	☐	Dossier confort Passad 2 revêtement PU biextensible noir, hauteur 510 mm (pour double croisillon uniquement)	NC : 5140	305,21	322,00	Sur devis (9)
REPOSE PIEDS/REPOSE-JAMBES						
Potence, repose-jambe droite						
SPF3000	☐	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)	NC : 3110	○	○	
SPF3010	☐	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm	NC : 3100	◆	◆	
SPF3020	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00	Sur devis (9)
SPF3030	☐	Support amputé - potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3200, 3210, 3220	104,27	110,00	Sur devis (9)
Potence, repose-jambe gauche						
SPF3100	☐	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)		○	○	
SPF3110	☐	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm		◆	◆	
SPF3120	☐	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00	Sur devis (9)
SPF3130	☐	Support amputé - potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3220, 3300, 3310	104,27	110,00	Sur devis (9)
Palette relevable droite						
SPF3200	☐	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPF3210	☐	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		○	○	
SPF3220	☐	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 3300, 3310	○	○	
Palette relevable gauche						
SPF3300	☐	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPF3310	☐	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		○	○	
ACCOUDOIRS						
Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté droit						
SPF4000	☐	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆	
SPF4010	☐	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		○	○	
SPF4020	☐	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00	Sur devis (9)
Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, en profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté gauche						
SPF4100	☐	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆	
SPF4110	☐	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		○	○	
SPF4120	☐	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00	Sur devis (9)



3010 / 3110



3020 / 3120



3030 / 3130



3210 / 3310




3220



4000 / 4100
4010 / 4110

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A membre supérieur dans la limite - 600,00€

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis



3010 / 3110



3020 / 3120



3030 / 3130



3210 / 3310





3220



4000 / 4100
4010 / 4110

Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
OPTIONS D'ASSISE							
SPF5000	☐	Coussin d'assise en mousse Essential junior, hauteur 50 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	○	○		
SPF5010	☐	Coussin d'assise en mousse, housse en nylon noir avec base anti-dérapante, épaisseur 50 mm	NC : 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	◆	◆		
SPF5020	☐	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Lite épaisseur 78 mm (Livré avec 2 housses)	NC : 5090	236,97	250,00	600,00 (5)	
SPF5030	☐	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Image (gel) épaisseur 60 mm (Livré avec 2 housses)	NC : 5090	284,36	300,00	600,00 (5)	
SPF5040	☐	Coussin d'assise Matrx Contour ViscoNG épaisseur 100 mm, poids max. utilisateur 100 kg	NC : 5090, 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	76,78	81,00	81,00	
SPF5042	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	76,78	81,00	81,00	
SPF5044	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	65,40	69,00	69,00	
SPF5046	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	65,40	69,00	69,00	
SPF5048	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	76,78	81,00	81,00	
SPF5050	☐	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Solution Xtra épaisseur 60 mm (Livré avec 2 housses)	NC : 5090	426,54	450,00	600,00 (5)	
SPF5070	☐	Coussin d'assise Matrx Libra épaisseur 70 mm (Livré avec 2 housses) Inclus dans Esprit Action LIBRA (0180)		426,54	450,00	600,00 (5)	
Profondeur du coussin							
SPF5080	☐	400 mm		○	○		
SPF5085	☐	450 mm		○	○		
SPF5090	☐	500 mm		○	○		
Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra & Flo-tech							
SPF5091	☐	Biseau fessier, la paire		○	○		
SPF5092	☐	Biseau latéral, l'unité		○	○		
SPF5093	☐	Biseau crural, l'unité		○	○		
Seconde cale de positionnement pour coussin Matrx Libra & Flo-tech							
SPF5091	☐	Biseau fessier, la paire		○	○		
SPF5092	☐	Biseau latéral, l'unité		○	○		
SPF5093	☐	Biseau crural, l'unité		○	○		
Appui-tête							
SPF5100	☐	Appui-nuque, incluant tendeur de dossier.		151,66	160,00	160,00 (1)	
SPF5110	☐	Appui-tête Rea avec oreillettes réglables, incluant tendeur de dossier.		151,66	160,00	160,00 (1)	
SPF5120	☐	Appui-joue Rea avec oreillettes longues réglables, incluant tendeur de dossier.		151,66	160,00	160,00 (1)	
Autres options							
SPF5140	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		142,18	150,00	600,00 (4)	
SPF5150	☐	Sangle appui-mollet		○	○		
COLORIS DE CHASSIS							
SPF6000	☐	Noir Anthracite		◆	◆		
SPF6015	☐	Violet Foncé		○	○		
SPF6020	☐	Bleu Acqua	Simple croisillon uniquement	○	○		
SPF6035	☐	Bleu Ultramarin	Double croisillon uniquement	○	○		
SPF6040	☐	Gris Ardoise		○	○		
SPF6050	☐	Coloris Spécial		Sur devis			
TOUCHES DE COULEUR							
SPF6100	☐	Noir		◆	◆		
SPF6120	☐	Jaune Citron (Fourches+support de dossier - Non disponible sur la canne de dossier en cas d'accroche taxi)		○	○		
ROUES AVANT							
SPF7000	☐	8" x 2"- 200 x 50 mm, Bandage noir		◆	◆		
SPF7010	☐	8" x 2"- 200 x 50 mm, Pneumatique noir		○	○		
ROUES ARRIERE							
SPF7100	☐	14" - 355 x 70 mm - Bandage noir		238,86	252,00	Sur devis (9)	
SPF7110	☐	14" - 355 x 70 mm - Pneumatique noir		◆	◆		
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00€ (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction PAP, forfait B membre inférieur dans la limite - 600,00€ - Inclus dans le prix de base de l'Esprit Action Libra (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							

Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
OPTIONS DE SECURITE							
SPF8000	☐	Roulettes anti-bascule		◆	◆		 8000  8010  8050
SPF8010	☐	Roulettes anti-bascule avec fonction béquille OFFERTES dans Esprit Action TIERCE-PERSONNE (0170)		436,97	461,00	Sur devis (9)	
SPF8030	☐	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, les batteries sont à retirer lorsque le fauteuil est utilisé en tant que siège dans le véhicule		○	○		
SPF8050	☐	Equipement route de sécurité (Clignotants, feux de position, warning)	NOUVEAU	○	○		
CEINTURES DE POSITIONNEMENT							
SPF8020	☐	Ceinture de maintien - (New design 2022)		○	○		
SPF8021	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, CTR-PULL, Taille M 460 mm		236,97	250,00	600,00 (5)	
SPF8022	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, CTR-PULL, PB Taille L 620 mm		236,97	250,00	600,00 (5)	
SPF8023	☐	Ceinture Bodypoint 4 points, CTR-PULL, PB Taille M 460 mm		236,97	250,00	600,00 (5)	
SPF8024	☐	Ceinture Bodypoint 4 points, CTR-PULL, PB Taille L 620 mm		236,97	250,00	600,00 (5)	
OPTIONS DIVERSES							
SPF8200	☐	Tablette transparente escamotable - côté opposé au manipulateur		125,12	132,00	132,00 (3)	8200 
Accessoires manipulateur Alber (livrés séparément)							1566196  1565669  1565670  1566197 
1566196	☐	Boule pour joystick souple diamètre 70 mm	NC : 1565669, 1565670	27,49	29,00	Sur devis (9)	
1565669	☐	Boule pour joystick spéciale diamètre 40 mm	NC : 1565670	25,59	27,00		
1565670	☐	Commande en T pour tétraplégique		95,73	101,00		
1566197	☐	Extension pour le sélecteur de vitesse (pour fonctions limitées de la main)		48,34	51,00		
Rampes en accessoires							1654128  1654129  1654129 1654130  1654130
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis	
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00€ (2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit ou gauche pour FRE - 1250,00€ (3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€ (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A membre supérieur dans la limite - 600,00€ (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction PAP, forfait B membre inférieur dans la limite - 600,00€ - Inclus dans le prix de base de l'Esprit Action LIBRA (6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ - Inclus dans le prix de base de l'Esprit Action TIERCE-PERSONNE (7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€ (8) code LPPR : 9942590 - VHP, adjonction supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00€ (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							