

EasyGlide

Planches de transfert



Manutention et déplacement en toute sécurité

Des transferts assis sans effort pour une indépendance accrue



Sentez-vous en sécurité et à l'aise avec EasyGlide

EasyGlide est une planche de transfert conçue pour des transferts assis sûrs et sans effort entre les fauteuils roulants, les lits, les toilettes et les sièges de voiture.

Disponible en deux modèles et plusieurs tailles, EasyGlide est fabriqué en polyéthylène résistant. Les versions plus longues sont idéales pour les transferts du fauteuil roulant à la voiture. Ce modèle flexible en trois parties est doté de côtés pliables pour protéger les vêtements des roues du fauteuil roulant.

Les coins arrondis et la surface lisse à faible friction facilitent le positionnement et le retrait. Une double bande antidérapante sur la face inférieure maintient la planche bien en place pendant le transfert.



Plus facile à transporter

Léger et compact – se range dans un sac ou une poche de fauteuil roulant.



Très pratique

Guide rapide au verso pour une utilisation immédiate dans toutes les situations.



Facile à nettoyer

Toutes les surfaces peuvent être nettoyées et désinfectées avec de l'éthanol à 70 % ou de l'isopropanol à 45 %.



> EasyGlide 5020 (600 × 330 mm) en trois parties, pliable

Les longs côtés repliables protègent les vêtements des roues du fauteuil roulant lors du transfert.




> EasyGlide 5050 (750 × 330 mm) longueur étendue

Format allongé idéal pour les transferts fauteuil roulant-voiture – même conception pliable.



> EasyGlide 5060 (600 × 250 mm) fin et polyvalent

Planche monobloc plus étroite pour les transferts standard entre le lit, la chaise et les toilettes.



> EasyGlide 5070 (450 × 200 mm) format compact

Le plus petit modèle – facile à transporter et idéal pour les transferts sur courte distance.

Caractéristiques techniques ▼

Pour plus d'informations sur ce produit, y compris le manuel d'utilisation, veuillez consulter notre site Internet : www.invacare.fr



Longueur ▼



Largeur ▼



Hauteur ▼

Unité ▼

	Longueur ▼	Largeur ▼	Hauteur ▼	Unité ▼
EasyGlide 5020	600 mm	330 mm	5 mm	1
EasyGlide 5050	750 mm	330 mm	6 mm	1
EasyGlide 5060	600 mm	250 mm	5 mm	1
EasyGlide 5070	450 mm	200 mm	5 mm	1

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

