

# ERIVO FRE Classe A

## ERIVO Premium FRE Classe B



**Adjonction disponible**

**Double commande**  
(LPPR/PLV 1500,00€)

**Prix Public TTC (LPPR/PLV)**

**Classe A 3161,21 €**

**Classe B 3882,08 €**

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.



Informations client	Caractéristiques produit	
Date :	Largeur hors tout	620 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise	à partir de 450 mm
	Moteurs	250W
	Vitesse	6,4 km/h
	Batteries	11 Ah (2,4 kg) jusqu'à 15 km d'autonomie 30,15 Ah (4,6 kg) jusqu'à 25 km d'autonomie
Code client :	Electronique	Linx
	Roues motrices	12,5"
Cachet du distributeur :	Roues avant	8"
	Poids max utilisateur	150 kg
	Poids du fauteuil	27,3 kg (sans batterie)
	Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure







### Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Alber® ERIVO FRE Classe A			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
CODE	Quantité	DESIGNATION	HT	TTC		
Alber® Erivo® FRE Classe A - Code LPPR : 9533927						
6,4 km/h Batterie <b>11 Ah</b> Coloris Noir et Or Manipulateur à droite, réversible droite/gauche,		Sans accessoires				<div>À VENIR</div>
1594813		Erivo Stock - Coussin Standard (450 mm x 470 mm) Code LPPR : 9533927 (Livraison rapide)	2 996,41 +1,75 € HT d'éco-participation	3 161,21	3 161,21	
1596072		Erivo Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (380 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41 +1,75 € HT d'éco-participation	3 161,21	3 161,21	
1596073		Erivo Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (410 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41 +1,75 € HT d'éco-participation	3 161,21	3 161,21	
1596074		Erivo Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (430 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41 +1,75 € HT d'éco-participation	3 161,21	3 161,21	
1596075		Erivo Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (460 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41 +1,75 € HT d'éco-participation	3 161,21	3 161,21	
Alber® Erivo® FRE Classe A - Code LPPR : 9533927						
6,4 km/h Batterie <b>11 Ah</b> Coloris Noir et Or Manipulateur à droite, réversible droite/gauche,		<div>NOUVEAU</div> <div>Accessoires inclus: Ceinture de sécurité Protege vêtement souple</div>				<div>À VENIR</div>
1596076		Erivo Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (380 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41 +1,75 € HT d'éco-participation	3 161,21	3 161,21	
1596077		Erivo Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (410 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41 +1,75 € HT d'éco-participation	3 161,21	3 161,21	
1596078		Erivo Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (430 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41 +1,75 € HT d'éco-participation	3 161,21	3 161,21	
1596079		Erivo Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (460 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41 +1,75 € HT d'éco-participation	3 161,21	3 161,21	
Alber® ERIVO PREMIUM FRE Classe B			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
CODE	Quantité	DESIGNATION	HT	TTC		
Alber® Erivo® Premium FRE Classe B - Code LPPR : 9599961						
6,4 km/h Batterie <b>30,15 Ah</b> Coloris Noir et Or Manipulateur à droite, réversible droite/gauche		Sans accessoires				<div>À VENIR</div>
1594814		Erivo Premium Stock - Coussin Standard (450 mm x 470 mm) Code LPPR : 9599961 (Livraison rapide)	3 679,70 +1,75 € HT d'éco-participation	3 882,08	3 882,08	
1596080		Erivo Premium Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (380 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70 +1,75 € HT d'éco-participation	3 882,08	3 882,08	
1596081		Erivo Premium Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (410 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70 +1,75 € HT d'éco-participation	3 882,08	3 882,08	
1596082		Erivo Premium Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (430 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70 +1,75 € HT d'éco-participation	3 882,08	3 882,08	
1596083		Erivo Premium Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (460 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70 +1,75 € HT d'éco-participation	3 882,08	3 882,08	
Alber® Erivo® Premium FRE Classe B - Code LPPR : 9599961						
6,4 km/h Batterie <b>30,15 Ah</b> Coloris Noir et Or Manipulateur à droite, réversible droite/gauche,		<div>NOUVEAU</div> <div>Accessoires inclus: Equipement Route Ceinture de sécurité Protege vêtement souple</div>				<div>À VENIR</div>
1596084		Erivo Premium Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (380 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70 +1,75 € HT d'éco-participation	3 882,08	3 882,08	
1596085		Erivo Premium Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (410 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70 +1,75 € HT d'éco-participation	3 882,08	3 882,08	
1596086		Erivo Premium Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (430 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70 +1,75 € HT d'éco-participation	3 882,08	3 882,08	
1596087		Erivo Premium Configuré - Coussin <b>Matrx Flo-Tech Lite</b> (460 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70 +1,75 € HT d'éco-participation	3 882,08	3 882,08	

Alber® ERIVO FRE Classe A/B				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
CODE	Quantité	DESIGNATION		HT	TTC		
Accessoires Alber® Erivo® & Alber® Erivo® Premium							
1602792 + 1594974		Double commande avec fixation		1421,80	1500,00	1500,00 (1)	
1594679		Batterie supplémentaire 11 Ah pour Erivo FRE Classe A (non compatible avec le chargeur de la batterie 30,15 Ah)		639,81	675,00	Sur devis (2)	
1594680		Batterie supplémentaire 30,15 Ah pour Erivo Premium FRE Classe B		1000,00	1200,00	Sur devis (2)	
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
Rampes							
1654128		<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	NC : Fauteuils roulants électriques 6 roues et scooters 3 roues	402,84	425,00	Sur devis (2)	 1654128
1654129		<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	NC : Fauteuils roulants électriques 6 roues et scooters 3 roues	805,69	850,00	Sur devis (2)	 1654129
1654130		<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (2)	 1654130
(1) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ (2) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							

	Rampe Basic	Rampe Quick2go Compact	Mono rampe pliante en aluminium	Mono rampe pliante en fibre de verre
Références	1654128	1654129	1654130	1440530
Performances				
Longueur dépliée	210 cm	200 cm	182,40 cm	200 cm
Longueur repliée	121 cm	87 cm	182,40 cm	200 cm
Largeur totale	19,40 cm	23,72 cm	71,40 cm	82 cm
Largeur intérieure	14,5 cm (pièce)	18 cm (pièce)	69 cm	78 cm
Capacité maximum	270 kg	260 kg	300 kg	300 kg
Hauteur obstacle maximum*	13 cm	12 cm	11 cm	12 cm
Hauteur obstacle maximum**	42 cm	40 cm	36 cm	40 cm
Caractéristiques				
Hauteurs (flancs)	4,4 cm	5 cm	3,5 cm	8 cm
Poids produit	8,8 kg (la paire)	13,6 kg (la paire)	13,9 kg	16,3 kg
Surface anti-dérapante	Oui	Oui	Oui	Oui
Système de verrouillage	Oui	Oui	Non	Oui
Système de pliage	Télescopique	Télescopique	Portefeuille	Accordéon