



ERIVO FRE Classe A

ERIVO Premium FRE Classe B



Adjonction disponible

Double commande
(LPPR/PLV 1500,00€)

Prix Public TTC (LPPR/PLV)

Classe A 3161,21 €

Classe B 3882,08 €

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client	Caractéristiques produit	
Date :	Largeur hors tout	620 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise	à partir de 450 mm
	Moteurs	250W
	Vitesse	6,4 km/h
	Batteries	11 Ah (2,4 kg) jusqu'à 15 km d'autonomie 30,15 Ah (4,6 kg) jusqu'à 25 km d'autonomie
Code client :	Electronique	Linx
	Roues motrices	12,5"
	Roues avant	8"
Cachet du distributeur :	Poids max utilisateur	150 kg
	Poids du fauteuil	27,3 kg (sans batterie)
	Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure




Commandes

Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Alber® ERIVO FRE Classe A			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
CODE	Quantité	DESIGNATION	HT	TTC	
Alber® Erivo® FRE Classe A - Code LPPR : 9533927					
6,4 km/h Batterie 11 Ah Coloris Noir et Or Manipulateur à droite, réversible droite/gauche,		 Sans accessoires			
1594813		Erivo Stock - Coussin Standard (450 mm x 470 mm) Code LPPR : 9533927 (Livraison rapide)	2 996,41	3 161,21	3 161,21
			+4,05€ HT d'éco-participation		
1596072		Erivo Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (380 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41	3 161,21	3 161,21
			+4,05€ HT d'éco-participation		
1596073		Erivo Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (410 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41	3 161,21	3 161,21
			+4,05 € HT d'éco-participation		
1596074		Erivo Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (430 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41	3 161,21	3 161,21
			+4,05€ HT d'éco-participation		
1596075		Erivo Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (460 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41	3 161,21	3 161,21
			+4,05€ HT d'éco-participation		
Alber® Erivo® FRE Classe A - Code LPPR : 9533927					
6,4 km/h Batterie 11 Ah Coloris Noir et Or Manipulateur à droite, réversible droite/gauche,		 NOUVEAU Accessoires inclus: Ceinture de sécurité Protège vêtement souple			
1596076		Erivo Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (380 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41	3 161,21	3 161,21
			+4,05€ HT d'éco-participation		
1596077		Erivo Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (410 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41	3 161,21	3 161,21
			+4,05€ HT d'éco-participation		
1596078		Erivo Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (430 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41	3 161,21	3 161,21
			+4,05€ HT d'éco-participation		
1596079		Erivo Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (460 mm x 430 mm) Code LPPR : 9533927	2 996,41	3 161,21	3 161,21
			+4,05€ HT d'éco-participation		
Alber® ERIVO PREMIUM FRE Classe B			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
CODE	Quantité	DESIGNATION	HT	TTC	
Alber® Erivo® Premium FRE Classe B - Code LPPR : 9599961					
6,4 km/h Batterie 30,15 Ah Coloris Noir et Or Manipulateur à droite, réversible droite/gauche Kit d'éclairage		Sans accessoires			
1594814		Erivo Premium Stock - Coussin Standard (450 mm x 470 mm) Code LPPR : 9599961 (Livraison rapide)	3 679,70	3 882,08	3 882,08
			+4,05€ HT d'éco-participation		
1596080		Erivo Premium Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (380 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70	3 882,08	3 882,08
			+4,05€ HT d'éco-participation		
1596081		Erivo Premium Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (410 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70	3 882,08	3 882,08
			+4,05€ HT d'éco-participation		
1596082		Erivo Premium Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (430 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70	3 882,08	3 882,08
			+4,05€ HT d'éco-participation		
1596083		Erivo Premium Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (460 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70	3 882,08	3 882,08
			+4,05€ HT d'éco-participation		
Alber® Erivo® Premium FRE Classe B - Code LPPR : 9599961					
6,4 km/h Batterie 30,15 Ah Coloris Noir et Or Manipulateur à droite, réversible droite/gauche Kit d'éclairage		NOUVEAU Accessoires inclus: Equipement Route (kit d'éclairage + clignotants) Ceinture de sécurité Protège vêtement souple			
1596084		Erivo Premium Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (380 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70	3 882,08	3 882,08
			+4,05€ HT d'éco-participation		
1596085		Erivo Premium Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (410 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70	3 882,08	3 882,08
			+4,05€ HT d'éco-participation		
1596086		Erivo Premium Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (430 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70	3 882,08	3 882,08
			+4,05€ HT d'éco-participation		
1596087		Erivo Premium Configuré - Coussin Matrx Flo-Tech Lite (460 mm x 430 mm) - Code LPPR : 9599961	3 679,70	3 882,08	3 882,08
			+4,05€ HT d'éco-participation		

Alber® ERIVO FRE Classe A/B				Euros																																																																																			
				Prix Public		LPPR/PLV																																																																																	
CODE	Quantité	DESIGNATION	HT	TTC																																																																																			
Accessoires Alber® Erivo® & Alber® Erivo® Premium																																																																																							
1602792 + 1594974		Double commande avec fixation	1421,80	1500,00	1500,00 (1)																																																																																		
1594679		Batterie supplémentaire 11 Ah pour Erivo FRE Classe A (non compatible avec le chargeur de la batterie 30,15 Ah)	639,81	675,00	Sur devis (2)																																																																																		
1594680		Batterie supplémentaire 30,15 Ah pour Erivo Premium FRE Classe B	1000,00	1200,00	Sur devis (2)																																																																																		
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.																																																																																							
Rampes																																																																																							
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	NC : Fauteuils roulants électriques 6 roues et scooters 3 roues	402,84	425,00	Sur devis (2)	 1654128																																																																																
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	NC : Fauteuils roulants électriques 6 roues et scooters 3 roues	805,69	850,00	Sur devis (2)	 1654129																																																																																
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (2)	 1654130																																																																																
(1) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction boîtier de commande personnalisé - 1500,00€																																																																																							
(2) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis																																																																																							
<table><tr><td></td><td>Rampe Basic</td><td>Rampe Quick2go Compact</td><td>Mono rampe pliante en aluminium</td><td>Mono rampe pliante en fibre de verre</td></tr><tr><td>Références</td><td>1654128</td><td>1654129</td><td>1654130</td><td>1440530</td></tr><tr><td colspan="5">Performances</td></tr><tr><td>Longueur dépliée</td><td>210 cm</td><td>200 cm</td><td>182,40 cm</td><td>200 cm</td></tr><tr><td>Longueur repliée</td><td>121 cm</td><td>87 cm</td><td>182,40 cm</td><td>200 cm</td></tr><tr><td>Largeur totale</td><td>19,40 cm</td><td>23,72 cm</td><td>71,40 cm</td><td>82 cm</td></tr><tr><td>Largeur intérieure</td><td>14,5 cm (pièce)</td><td>18 cm (pièce)</td><td>69 cm</td><td>78 cm</td></tr><tr><td>Capacité maximum</td><td>270 kg</td><td>260 kg</td><td>300 kg</td><td>300 kg</td></tr><tr><td>Hauteur obstacle maximum*</td><td>13 cm</td><td>12 cm</td><td>11 cm</td><td>12 cm</td></tr><tr><td>Hauteur obstacle maximum**</td><td>42 cm</td><td>40 cm</td><td>36 cm</td><td>40 cm</td></tr><tr><td colspan="5">Caractéristiques</td></tr><tr><td>Hauteurs (flancs)</td><td>4,4 cm</td><td>5 cm</td><td>3,5 cm</td><td>8 cm</td></tr><tr><td>Poids produit</td><td>8,8 kg (la paire)</td><td>13,6 kg (la paire)</td><td>13,9 kg</td><td>16,3 kg</td></tr><tr><td>Surface anti-dérapante</td><td>Oui</td><td>Oui</td><td>Oui</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Système de verrouillage</td><td>Oui</td><td>Oui</td><td>Non</td><td>Oui</td></tr><tr><td>Système de pliage</td><td>Télescopique</td><td>Télescopique</td><td>Portefeuille</td><td>Accordéon</td></tr></table>									Rampe Basic	Rampe Quick2go Compact	Mono rampe pliante en aluminium	Mono rampe pliante en fibre de verre	Références	1654128	1654129	1654130	1440530	Performances					Longueur dépliée	210 cm	200 cm	182,40 cm	200 cm	Longueur repliée	121 cm	87 cm	182,40 cm	200 cm	Largeur totale	19,40 cm	23,72 cm	71,40 cm	82 cm	Largeur intérieure	14,5 cm (pièce)	18 cm (pièce)	69 cm	78 cm	Capacité maximum	270 kg	260 kg	300 kg	300 kg	Hauteur obstacle maximum*	13 cm	12 cm	11 cm	12 cm	Hauteur obstacle maximum**	42 cm	40 cm	36 cm	40 cm	Caractéristiques					Hauteurs (flancs)	4,4 cm	5 cm	3,5 cm	8 cm	Poids produit	8,8 kg (la paire)	13,6 kg (la paire)	13,9 kg	16,3 kg	Surface anti-dérapante	Oui	Oui	Oui	Oui	Système de verrouillage	Oui	Oui	Non	Oui	Système de pliage	Télescopique	Télescopique	Portefeuille	Accordéon
	Rampe Basic	Rampe Quick2go Compact	Mono rampe pliante en aluminium	Mono rampe pliante en fibre de verre																																																																																			
Références	1654128	1654129	1654130	1440530																																																																																			
Performances																																																																																							
Longueur dépliée	210 cm	200 cm	182,40 cm	200 cm																																																																																			
Longueur repliée	121 cm	87 cm	182,40 cm	200 cm																																																																																			
Largeur totale	19,40 cm	23,72 cm	71,40 cm	82 cm																																																																																			
Largeur intérieure	14,5 cm (pièce)	18 cm (pièce)	69 cm	78 cm																																																																																			
Capacité maximum	270 kg	260 kg	300 kg	300 kg																																																																																			
Hauteur obstacle maximum*	13 cm	12 cm	11 cm	12 cm																																																																																			
Hauteur obstacle maximum**	42 cm	40 cm	36 cm	40 cm																																																																																			
Caractéristiques																																																																																							
Hauteurs (flancs)	4,4 cm	5 cm	3,5 cm	8 cm																																																																																			
Poids produit	8,8 kg (la paire)	13,6 kg (la paire)	13,9 kg	16,3 kg																																																																																			
Surface anti-dérapante	Oui	Oui	Oui	Oui																																																																																			
Système de verrouillage	Oui	Oui	Non	Oui																																																																																			
Système de pliage	Télescopique	Télescopique	Portefeuille	Accordéon																																																																																			