



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



Yes, you can.®

**Invacare® Esprit Action**

Fauteuil électrique pliant et démontable

**PROMO ! du 15 avril au 15 juillet**



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



**NOUVELLE GENERATION avec gyroscope de série**

- Fauteuil électrique pliant par croisillon et démontable sans outils avec de série :
- Ajustement automatique des accélérations grâce à un **gyroscope** intégré
- **Roues arrière 14"** pneu noir de série avec **poignées de préhension** pour faciliter le démontage
- Roues avant 8" pneu ou bandage noir
- Vitesse 6 km/h ou **8 km/h**
- Batterie Gel, autonomie 15 km
- Manipulateur avec **écran couleur, ordinateur de bord et lumière**
- **Encombrement réduit** grâce à un empaquetement raccourci de 50 mm
- Poids : à partir de 40,3 kg complet - **élément le plus lourd : à partir de 13,8 kg**
- Garantie 2 ans hors batterie et pièces d'usure.



Fauteuil homologué en classe B avec l'option SPC0620, batterie Gel additionnelle montée, avec sacoche de transport

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	
SPC0110	<input type="checkbox"/> Invacare® Esprit Action Code LPPR 9125967		3 306,11	3 487,95	3 487,95
			+ 1,67 € HT d'éco-participation		
SPC0120	<input type="checkbox"/> Invacare® Esprit Action PACK - Facilitez le démontage ! - inclut double commande intuitive simple (une poignée) et roulettes anti-bascule fonction béquille - Code LPPR : 9125967 et 9326022	NC: 0440, 0450, 0460, 0640, 8000, 8010	3 983,14	4 202,21	4 202,21
			+ 1,67 € HT d'éco-participation		



anti-basculer fonction béquille

**UNE OPTION AU CHOIX OFFERTE A SELECTIONNER PARMi (valable du 15 avril au 15 juillet 2024) :**

<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer avec fonction béquille	e-commerce: Indiquer l'option offerte en commentaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> 8 km/h - Non compatible avec une programmation personnalisée		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

**PROMO**

**CHÂSSIS**

SPC0200	<input type="checkbox"/> Simple croisillon (Largeur d'assise de 305 mm à 380 mm / Profondeur de 325 à 375 mm) - Poids max. utilisateur : 80 kg.	NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1410, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5100, 5130, 5170, 6030, 6040	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SPC0210	<input type="checkbox"/> Double croisillon (Largeur d'assise de 380 mm à 605 mm / Profondeur de 400 à 500 mm) - Poids max. utilisateur : 125 kg.	NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160, 6020	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

**COMMANDES ELECTRONIQUES**

**Manipulateur avec écran couleur, indicateur de charge, d'autonomie et de vitesse, éclairage intégré et appui palmaire**






**Commande principale - type de support**

SPC0300	<input type="checkbox"/> Escamotable vers l'extérieur		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
SPC0310	<input type="checkbox"/> Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multiréglable (type E-Fix E35)		344,08	363,00	




**Commande principale - côté du montage**

SPC0400	<input type="checkbox"/> Escamotable côté droit	NC : 4020	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
SPC0410	<input type="checkbox"/> Escamotable côté gauche	NC : 4120	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>Double commande intuitive</b>							
SPC0440	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive à droite, 2 poignées	NC : 0640	677,02	714,26	714,26	
SPC0450	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive à gauche, 2 poignées	NC : 0640	677,02	714,26	714,26	
SPC0460	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive simple, une poignée (ajustable droite/gauche)	NC : 0640	677,02	714,26	714,26	
<b>VITESSE</b>							
SPC0500	<input type="checkbox"/>	6 km/h		◆	◆		
SPC0510	<input type="checkbox"/>	8 km/h - Non compatible avec une programmation personnalisée		364,93	385,00		
<b>BATTERIES</b>							
SPC0600	<input type="checkbox"/>	Batterie Gel - Autonomie 15 km		◆	◆		
<b>OPTIONS ELECTRIQUES</b>							
SPC0610	<input type="checkbox"/>	Batterie Gel additionnelle (sans sacoche)		492,89	520,00		
SPC0620	<input type="checkbox"/>	Batterie Gel additionnelle montée, avec sacoche de transport		615,17	649,00		
SPC0630	<input type="checkbox"/>	Protection de manipulateur		75,83	80,00		
SPC0640	<input type="checkbox"/>	Prise de charge déportée additionnelle (rallonge)		108,06	114,00		
SPC0650	<input type="checkbox"/>	Chargeur UK (Remplace le chargeur FR)		○	○		
<b>ASSISE</b>							
<b>Largeur d'assise pour simple croisillon (SPC0200 / réglable entre accoudoirs)</b>							
SPC1000	<input type="checkbox"/>	305 mm - Réglable de 305 mm à 355 mm		○	○		
SPC1010	<input type="checkbox"/>	330 mm - Réglable de 330 mm à 380 mm		○	○		
SPC1020	<input type="checkbox"/>	355 mm - Réglable de 355 mm à 405 mm		○	○		
SPC1030	<input type="checkbox"/>	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm		○	○		
<b>Largeur d'assise pour double croisillon (SPC0210 / réglable entre accoudoirs)</b>							
SPC1040	<input type="checkbox"/>	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm	NC : 1240, 1250, 2100, 5046	○	○		
SPC1050	<input type="checkbox"/>	405 mm - Réglable de 405 mm à 455 mm	NC : 1240, 1250	○	○		
SPC1060	<input type="checkbox"/>	430 mm - Réglable de 430 mm à 480 mm	NC : 5042	◆	◆		
SPC1070	<input type="checkbox"/>	455 mm - Réglable de 455 mm à 505 mm	NC : 5042	○	○		
SPC1080	<input type="checkbox"/>	480 mm - Réglable de 480 mm à 530 mm	NC : 2100, 2330, 5042, 5044	○	○		
SPC1090	<input type="checkbox"/>	505 mm - Réglable de 505 mm à 555 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048	○	○		
SPC1100	<input type="checkbox"/>	555 mm - Réglable de 555 mm à 605 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 5130, 8200	436,97	461,00		
SPC1110	<input type="checkbox"/>	605 mm - Réglable de 605 mm à 655 mm	NC : 1210, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5060, 5070, 5080, 5130, 8200	436,97	461,00		
<b>Profondeur d'assise</b>							
SPC1200	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 325 à 375 mm, pour simple croisillon (réglé à 350 mm)		○	○		
SPC1210	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 5085, 5090	◆	◆		
SPC1220	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 400 à 450 mm	NC : 5090	27,49	29,00		
SPC1230	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5042, 5080, 5090	○	○		
SPC1240	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 450 à 500 mm	NC : 5042, 5080	191,47	202,00		
SPC1250	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080	164,93	174,00		
<b>Hauteur d'assise sol-siège</b>							
SPC1300	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆		
SPC1310	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○		
<b>Toile d'assise</b>							
SPC1400	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch - réglable en largeur et en profondeur (pour simple croisillon uniquement)		○	○		
SPC1410	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch (pour double croisillon uniquement)		◆	◆		

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
<b>DOSSIER</b>							
<b>Dossier inclinable</b>							
SPC2040	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle (-15° à +15°) et rabattable - hauteur 425 mm - avec poignées longues et tendeur de dossier à mi-hauteur pliant	NC : 2330	446,45	471,00		
SPC2050	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330	64,45	68,00		
SPC2060	<input type="checkbox"/>	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	○	○		
SPC2070	<input type="checkbox"/>	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	◆	◆		
SPC2080	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	289,10	305,00		
SPC2090	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	289,10	305,00		
SPC2100	<input type="checkbox"/>	Par vérins pneumatiques 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm pour dossier confort Passad 2	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030	289,10	305,00		
<b>Dossier Matrix - La largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex: largeur d'assise 430 = dossier Matrix Elite largeur 430 mm</b>							
<b>Délai de livraison : +5 jours</b>							
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrix !</b>							
SPC2200	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite E2</b> , hauteur 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,54	757,00		
SPC2210	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite E2</b> , hauteur 455 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,54	757,00		
SPC2220	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite Deep E2</b> , hauteur 405 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,54	757,00		
SPC2230	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite Deep E2</b> , hauteur 455 mm	NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	717,54	757,00		
<b>Attention - Perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins</b>							
<b>Toile de dossier - NOUVEAU design</b>							
SPC2300	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré	NC : 5130	◆	◆		
SPC2310	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré (pour double croisillon uniquement)	NC : 5130	54,03	57,00		
SPC2320	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (10 sangles), nylon noir et tissu aéré	NC : 5130	135,55	143,00		
SPC2330	<input type="checkbox"/>	Dossier confort Passad 2 revêtement PU biextensible noir, hauteur 510 mm (pour double croisillon uniquement)	NC : 5130, 5140	305,21	322,00		
<b>REPOSE PIEDS/REPOSE-JAMBES</b>							
<b>Potence, repose-jambe droite</b>							
SPC3000	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)	NC : 3110	○	○		
SPC3010	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm	NC : 3100	◆	◆		
SPC3020	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00		
SPC3030	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3200, 3210, 3220	181,04	191,00		
<b>Potence, repose-jambe gauche</b>							
SPC3100	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)		○	○		
SPC3110	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm		◆	◆		
SPC3120	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00		
SPC3130	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3220, 3300, 3310	181,04	191,00		



3010 / 3110



3020 / 3120



3030 / 3130

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Palette relevable droite</b>						
SPC3200	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPC3210	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		31,28	33,00	
SPC3220	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 3300, 3310	218,01	230,00	
<b>Palette relevable gauche</b>						
SPC3300	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPC3310	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		31,28	33,00	
<b>ACCOUDOIRS</b>						
<b>Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté droit</b>						
SPC4000	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆	
SPC4010	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		38,86	41,00	
SPC4020	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00	
<b>Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, en profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté gauche</b>						
SPC4100	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆	
SPC4110	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		38,86	41,00	
SPC4120	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
SPC5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse Essential junior, hauteur 50 mm	NC : 5080, 5085, 5090	○	○	
SPC5010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse, housse en nylon noir avec base anti-dérapante, épaisseur 50 mm		◆	◆	
SPC5020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Flo-tech Lite</b> épaisseur 78 mm	NC : 5090	○	○	
SPC5030	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Flo-tech Image</b> (gel) épaisseur 60 mm	NC : 5090	201,90	213,00	
SPC5040	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Contour ViscoNG</b> épaisseur 100 mm, poids max. utilisateur 100 kg	NC : 5090	76,78	81,00	81,00
SPC5042	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	76,78	81,00	81,00
SPC5044	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	65,40	69,00	69,00
SPC5046	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm	NC : 5080, 5085, 5090	65,40	69,00	69,00
SPC5048	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090	76,78	81,00	81,00
SPC5050	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Flo-tech Solution Xtra</b> épaisseur 60 mm	NC : 5090	323,22	341,00	
SPC5070	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> épaisseur 70 mm		293,84	310,00	
<b>Profondeur du coussin</b>						
SPC5080	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
SPC5085	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○	
SPC5090	<input type="checkbox"/>	500 mm		○	○	



3210 / 3310



3220



4000 /  
4100  
4010 /

Invacare® <i>Esprit Action</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>Autres options</b>							
SPC5100	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque, incluant tendeur de dossier.		82,46	87,00		 5100  5110  5120  5140  5130
SPC5110	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec oreillettes réglables, incluant tendeur de dossier.		178,20	188,00		
SPC5120	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec oreillettes longues réglables, incluant tendeur de dossier.		191,47	202,00		
SPC5130	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrix</b> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation (seulement pour dossier <b>Matrix</b> )		374,41	395,00		
SPC5140	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		201,90	213,00		
SPC5150	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		10,43	11,00		
<b>COLORIS DE CHASSIS</b>							
SPC6000	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		○	○		
SPC6015	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		○	○		
SPC6020	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua	Simple croisillon uniquement	○	○		
SPC6035	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin	Double croisillon uniquement	○	○		
SPC6040	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise	Double croisillon uniquement	○	○		
SPC6050	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
<b>TOUCHES DE COULEUR</b>							
SPC6100	<input type="checkbox"/>	Noir		◆	◆		
SPC6120	<input type="checkbox"/>	Jaune Citron (Fourches+support de dossier - Non disponible sur la canne de dossier en cas d'accroche taxi)		75,83	80,00	 	
<b>ROUES AVANT</b>							
SPC7000	<input type="checkbox"/>	8" x 2"- 200 x 50 mm, Bandage noir		○	○		
SPC7010	<input type="checkbox"/>	8" x 2"- 200 x 50 mm, Pneumatique noir		○	○		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
SPC7100	<input type="checkbox"/>	14" - 355 x 70 mm - Bandage noir		238,86	252,00		
SPC7110	<input type="checkbox"/>	14" - 355 x 70 mm - Pneumatique noir		◆	◆		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>							
SPC8000	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule		◆	◆		
SPC8010	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule avec fonction béquille		436,97	461,00	 8000  8010	
SPC8020	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - (New design 2022)		◆	◆		
SPC8030	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, <b>les batteries sont à retirer lorsque le fauteuil est utilisé en tant que siège dans le véhicule</b>		75,83	80,00	 8040	
SPC8040	<input type="checkbox"/>	Feux de route arrière		46,45	49,00		
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
<b>OPTIONS DIVERSES</b>							
SPC8100	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		41,71	44,00		
SPC8200	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente escamotable - côté opposé au manipulateur		276,78	292,00	 8200	
<b>Rampes en accessoires</b>							
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante</b> en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530	
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128	
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129	
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 16541	