

Eva

**Gamme de lève-personnes mobiles
passifs en aluminium**



L'ergonomie au service de la mobilité

La bonne réponse aux besoins de levage,
grâce à une roulabilité fluide unique.



Eva450EE

L'Eva450 est un lève-personne mobile polyvalent adapté à toutes les situations de levage et à des utilisateurs pesant jusqu'à 205 kg.

Utilisé avec les accessoires de levage fonctionnels et faciles à utiliser de SystemRoMedic, l'Eva450 est le choix idéal pour les transferts entre le sol, une chaise ou un lit, ainsi que pour les levages horizontaux et la rééducation à la marche.

L'Eva450 est disponible avec des pieds de hauteur standard ou dans une version spéciale à pieds bas pour une utilisation avec des

lits de faible hauteur. Toutes les variantes de l'Eva450 sont livrées complètes et prêtes à l'emploi, équipées d'une barre de sangle stable avec des verrous de sécurité fiables et d'une télécommande. La barre de sangle est de largeur standard (450 mm/17,7"), ce qui convient à la plupart des utilisateurs et des situations de levage.

> Verrous de sécurité fiables

Barre de suspension stable en aluminium – largeur standard 450 mm, convient à la plupart des utilisateurs.

> Grande plage de levage

Mât réglable sur trois positions de hauteur – de 500 à 1790 mm.

> Abaissement d'urgence

Abaissement d'urgence électrique et manuel de série.

> Charge maximale d'utilisation 205 kg

Cadre en aluminium robuste et stable – léger et facile à manœuvrer.

> Poignées ergonomiques

Réglables en hauteur pour des positions de travail confortables.

> Batterie haute capacité

Chargeur intégré avec longue durée de vie.

> Élargissement de la base électrique

Ouverture et fermeture fluides et sans effort des pieds de base.



Eva600EE

L'Eva600EE est un lève-personne mobile polyvalent adapté à toutes les situations de levage, en particulier pour les utilisateurs plus lourds pesant jusqu'à 270 kg.

Utilisé avec les accessoires de levage fonctionnels et faciles à utiliser de SystemRoMedic, l'Eva600EE est le choix idéal pour les transferts entre le sol, une chaise ou un lit, ainsi que pour les levages horizontaux et la rééducation à la marche. L'Eva600EE est également disponible dans une version spéciale avec des pieds bas pour une utilisation

avec des lits plus bas.

Les deux variantes de l'Eva600EE sont fournies complètes et prêtes à l'emploi, équipées d'une barre de suspension plus large (600 mm/23,6"), offrant une suspension plus ouverte, idéale pour les utilisateurs plus grands, et d'une télécommande.

> Verrous de sécurité fiables

Barre de suspension stable en aluminium avec mécanisme de verrouillage sécurisé.

> Barre de sangle plus large de 600 mm

Position de suspension plus ouverte – idéale pour les morphologies plus imposantes.

> Grande plage de levage

Mât réglable sur trois positions de hauteur – de 500 à 1810 mm.

> Abaissement d'urgence

Abaissement d'urgence électrique et manuel de série.

> Charge maximale d'utilisation 270 kg

Cadre en aluminium ultra-résistant pour les utilisateurs plus lourds.

> Poignées ergonomiques

Réglables en hauteur pour des positions de travail confortables.

> Batterie haute capacité

Chargeur intégré avec longue durée de vie.

> Élargissement de la base électrique

Large portée de base : Dimensions extérieures : 750–1150 mm.



Caractéristiques techniques ▼

Pour plus d'informations sur ce produit, y compris le manuel d'utilisation, veuillez consulter notre site Internet : www.dhcare.com

	Eva450EE ▼	Eva600EE ▼
Matériau	Aluminium	Aluminium
Élargissement de la base	Électrique	Électrique
Abaissement d'urgence	Manuel et électrique	Manuel et électrique
Matériau, barre de sangle	Aluminium	Aluminium
Réf.	60100002	60100003
Nom	Eva450EE	Eva600EE
Description	Dispositif de levage mobile à base extensible électriquement, avec barre de sangle et télécommande	Élévateur mobile avec base à élargissement électrique, complet avec barre de sangle et télécommande
Largeur de la base, dimensions extérieures	685-980 mm	750-1150 mm
Largeur de la base, dimensions intérieures	585-880 mm	650-1050 mm
Poids total	34 kg	39 kg
Plage de levage	500-1790 mm	500-1810 mm
Vitesse de levage sans charge	35 mm/s	35 mm/s
Capacité de la batterie	2.9 Ah	2.9 Ah
Largeur de la barre de sangle	450 mm	600 mm
Indice de protection	IPX4	IPX4
Charge maximale d'utilisation	205 kg	270 kg
Roulettes avant, diamètre	100 mm	100 mm
Roulettes arrière, diamètre	100 mm	100 mm
Unité	1	1

Tel: +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France

